





KATALOG



**„Stillstand bedeutet Rückschritt,
ein aktiver Umgang mit Veränderung ist der Schlüssel zum Erfolg.“**





und so erreichen Sie uns:

Zentrale	<u>info@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-0
Vertrieb deutschsprachig	<u>deutschland@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-21
Vertrieb Export	<u>export@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-19 +49 7733 9410-17 +49 7733 9410-24
FAX		+49 7733 9410-22
Technischer Geräte Service	<u>technik@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-14
Zahntechnischer Service	<u>labor@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-20
Einkauf	<u>einkauf@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-18
Internet	<u>yeti-dental.com</u>	
Online Shop	<u>onlineshop.yeti-dental.com</u>	
Das Wachportal	<u>dentalwax.com</u>	



YETI Dentalprodukte GmbH



YETI Dentalprodukte GmbH

YETI Dentalprodukte GmbH · Industriestrasse 3 · D-78234 Engen · Germany



Am 05. Mai 1988 wurde die Firma YETI Dentalprodukte GmbH gegründet und ist seitdem aus dem Dentalmarkt nicht mehr wegzudenken. Die Firmengruppe mit Firmensitz und Vertriebszentrale in Engen (Deutschland) entwickelt, produziert und vertreibt international in über 100 Länder.

Eine der Tochterfirmen von YETI ist die Firma gebdi DENTAL-PRODUCTS. Diese ergänzt mit ihrem Sortiment hauptsächlich den Total- und Teilprothetik Bereich mit den Tribos 501 Zähnen.

Besonders im Bereich Dentalwachs ist Yeti der weltweit wohl bekannteste Spezialist. Yeti ist auf dem gesamten Dentalmarkt der erste Hersteller von opakem Modellierwachs und bleibt bis heute der internationale Marktführer.

Jedoch ist die Firma auch in anderen Berufssparten wie der Epithetik, Orthopädie, Forensik, Schmuckherstellung und im Bereich der Prototypenherstellung als Entwicklungs- und Vertriebspartner sehr geschätzt.

Die Firmengruppe hat ein eigenes Zentrum für Produktentwicklung.

Dort wird stetig an der Weiterentwicklung und Verbesserung verschiedener Produktgruppen wie den Wachsen, Kleingeräten, Einbettmassen, Metallen und NEM-Legierungen, Keramik, CAD / CAM Technik, Produkten für den Modellgussbereich, Lacken und Isolierungen gearbeitet.

Sehr hilfreich ist dabei die enge Zusammenarbeit mit namenhaften Technikern und Pilotlaboren aus der ganzen Welt.

Mit dem seit 2005 eröffneten DBC (Dentales-Bildungs-Center) steht den Kunden ein modern ausgestattetes Labor mit großem Schulungsraum zur Verfügung.

Darin werden verschiedenste Kurse, auf Wunsch auch individuell zusammengestellte Fortbildungen angeboten.

Gestützt von den Grundsätzen des modernen Qualitätsmanagements ist die Firmengruppe nach DIN EN 13485 zertifiziert.

Vom Rohstoff bis zum fertigen Endprodukt unterliegen alle Prozesse strengsten Qualitätskontrollen. Angetrieben vom eigenen Anspruch und dem Ziel den Kunden nur beste Qualität anzubieten, garantieren Produkte aus dem Hause YETI Qualität „Made in Germany“.

YETI's zufriedene Kunden sind der Dank und das Ergebnis jahrelanger guter Zusammenarbeit.

So blicken Geschäftsführer und die Geschäftsleitung, welche sich aus langjähriger Erfahrung und junger Dynamik zusammensetzt, zuversichtlich in die Zukunft.



- excellence line
- CONTACT-E Aufwachsstation
- Vario Magnetständer
- Zirkon Schleifset
- Fix Firing Paste / Brennträgerpaste

ab Seite 08



- Modellherstellung
- Stumpfvorbereitung

ab Seite 17

- Tauchwachse
- Kronen- und Brückenwachse
- Wachsfertigteile
- Wachsdrähte

ab Seite 29

- Modellgussteile

ab Seite 49

- Dubliertechnik

ab Seite 61

- Aufwachsinstrumente
- Geräte und Zubehör
- Lichthärtetechnik

ab Seite 65

- Einbettmassen
- Metalle

ab Seite 75

- Keramik
- Anmischplatten
- Pinsel
- Keramikzubehör
- Poliermittel

ab Seite 83

- Plattenwachse
- Bissregistrierungswachse

ab Seite 101

- digitale Technik
- Scanner und Zubehör
- Fräsmaschinen und Zubehör
- CAD / CAM Blanks
- Zirkonliquid

ab Seite 107





excellence
line

excellence line

Contact Basis = Grundplatte mit Wachsabstreifer und Staubschutzdeckel			
	Art.-Nr. 780-0100 CONTACT freestyle Wachsspender - Contact Basis		Art.-Nr. 739-6320 Effect - Wachschiips CONTACT blau transparent / orange transparent / incisal transparent (ashfree) je 20g
	Art.-Nr. 416-0000 CONTACT - E hot Wachsspender - Contact Basis - linke Seite temperiert		Art.-Nr. 738-6325 Modellierwachschiips CONTACT sahara (ashfree) nach J. Peters, 3x25g
	Art.-Nr. 416-1000 CONTACT - E Aufwachsstation - Contact Basis - linke Seite temperiert - mit 1 Handstück + 1 Modellierspitze (PKT2)		Art.-Nr. 738-6335 Modellierwachschiips CONTACT ivory (ashfree) nach J. Peters, 3x25g
	Art.-Nr. 416-2000 CONTACT - E duo Aufwachsstation - Contact Basis - linke Seite temperiert - mit 2 Handstücken + 2 Modellierspitzen (PKT 1, PKT2)		Art.-Nr. 735-6325 Modellierwachschiips CONTACT beige (opak) 3x25g
 Art.-Nr. 411-.... 0100 0200 0300 0400 0500 0600			Art.-Nr. 734-6325 Modellierwachschiips CONTACT grau (opak) 3x25g
			Art.-Nr. 737-6325 Modellierwachschiips CONTACT smaragd-grün (ashfree) 3x25g
	Art.-Nr. 780-0200 CONTACT traditional Wachsspender Contact Basis, Modellierwachschiip blau (ashfree) 25g, Modellierwachschiip grau (opak) 25g, Cervikalwachschiip rot (ashfree) 20g		Art.-Nr. 736-6325 Modellierwachschiips CONTACT blau (ashfree) 3x25g
	Art.-Nr. 780-0300 CONTACT n. J. Peters Wachsspender Contact Basis, Modellierwachschiip ivo- ry (ashfree) 25g, Modellierwachschiip sahara (ashfree) 25g, Cervikalwachschiip wood (ashfree) 20g		Art.-Nr. 733-6325 Modellierwachschiips CONTACT gelb (ashfree) 3x25g
	Art.-Nr. 780-0400 CONTACT esthetik Wachsspender Contact Basis, Modellierwachschiip blau transparent (ashfree) 20g, Modellierwachschiip orange transpar- ent (ashfree) 20g, Modellierwachschiip sahara (ashfree) 25g		Art.-Nr. 738-6320 Cervikalwachschiips CONTACT wood (ashfree) nach J. Peters, 3x20g
	Art.-Nr. 780-0500 CONTACT NAT Wachsspender Contact Basis, Modellierwachschi: blau, grau, neon-gelb, neon-grün, Unterziehachschi: caramel, Cervikalwachschi: rot 6 x 8g (ashfree, mit Magnetband)		Art.-Nr. 731-6320 Cervikalwachschiips CONTACT rot (ashfree) 3x20g
			Art.-Nr. 102-0002M IQ Trainings Set CONTACT n. G. Seubert (ashfree), 6 x 8g (mit Magnetband) Modellierwachschi: blau, grau, neon-gelb, neon-grün Unterziehachschi: caramel, Cervikalwachschi: rot
			Art.-Nr. 780-0010 Handyhalter CONTACT 1 Stück
			Art.-Nr. 780-0006 Wachsabstreifer CONTACT 6 Stück

Der CONTACT Wachsspender besticht nicht nur durch sein edles Design, er bietet ebenso große Vorteile in der täglichen Arbeit. Er vereint Ästhetik und Funktionalität. So haften die Wachse magnetisch und können individuell platziert werden. Die leichte Neigung der Platte ermöglicht übersichtliches und ergonomische Arbeiten. Ein kleines nützliches Detail ist der praktische Wachsabstreifer zur Reinigung der Modellierspitzen.

CONTACT




CONTACT-E



CONTACT Wachsspender

CONTACT = Contact Basis =
Grundplatte mit Wachsabstreifer und Staubschutzdeckel



CONTACT-E hot Wachsspender

- **Contact Basis** (siehe CONTACT)
- **die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt**
- fixe Temperatur von ca. 35 - 40°C
- kann zu oder abgeschaltet werden

CONTACT-E Aufwachsstation

- **Contact Basis** (siehe CONTACT)
- **die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt**
- fixe Temperatur von ca. 35 - 40°C
- kann zu oder abgeschaltet werden
- **incl. 1 Handstück mit Modelliersonde PKT2**
- stufenlose Temperaturregelung bis zu 190°C
- incl. Handstückklemme zum sicheren Ablegen / Einklemmen des Handstücks nach Gebrauch


optionales Zubehör:




CONTACT-E duo Aufwachsstation

- **Contact Basis** (siehe CONTACT)
- **die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt**
- fixe Temperatur von ca. 35 - 40°C
- kann zu oder abgeschaltet werden
- **incl. 2 Handstücken mit Modelliersonden PKT1 und PKT2**
- getrennte stufenlose Temperaturregelung bis zu 190°C
- incl. 2 Handstückklemmen zum sicheren Ablegen / Einklemmen des Handstücks nach Gebrauch


Auch der edle Handyhalter haftet magnetisch am CONTACT. So können zukünftig hilfreiche Tutorials zum Thema "aufwachsen" direkt am Arbeitsplatz aufgerufen werden. Erworbenes Wissen kann so "step by step" sofort umgesetzt werden. Zum Schutz vor Verunreinigungen kann nach der Arbeit einfach der transparente Staubschutzdeckel aufgesetzt werden.



VARIO S - "creative"	Art.-Nr. 312-9020
Inhalt:	
1 "VARIO S" Magnetständer	312-9001
K2 Lube Isoliermittel, 18 ml	345-0018
1 Caramista Brush no. 04	312-2004
1 Caramista Brush no. 06	312-2006




VARIO - "Excellence Line"	Art.-Nr. 312-9010
Inhalt:	
1 "VARIO" Magnetständer	312-9000
Aqua Spacer coral, 18 ml	597-0001
Aqua Spacer ocean, 18 ml	598-0001
Aqua Spacer stone, 18 ml	599-0001
Aqua Sep Isoliermittel, 18 ml	589-1001
2 Aufwachsinstrumente by Jochen Peters	
no. 01 Lecron, by Jochen Peters	850-6001
no. 02 PKT, by Jochen Peters	850-6002




VARIO - "Modelliererset"	Art.-Nr. 312-9014
Inhalt:	
1 "VARIO" Magnetständer	312-9000
Clear Spacer, 18 ml	501-0018
Color Spacer rot, 18 ml	500-0018
Die Spacer blau, 18 ml	505-0018
Yeti Lube Isoliermittel, 18 ml	550-0018
2 Aufwachsinstrumente by Jochen Peters	
no. 01 Lecron, by Jochen Peters	850-6001
no. 02 PKT, by Jochen Peters	850-6002



VARIO - "Keramikset Natur"	Art.-Nr. 312-9012
Inhalt:	
1 "VARIO" Magnetständer	312-9000
K2 Lube Isoliermittel, 18 ml	345-0018
Zirkonschleifset (1Set)	440-0001
1 Caramista N Brush no. 04	313-2004
1 Caramista N Brush no. 06	313-2006
1 Caramista N Brush no. 08	313-2008



VARIO - "Keramikset Synthetik"	Art.-Nr. 312-9013
Inhalt:	
1 "VARIO" Magnetständer	312-9000
K2 Lube Isoliermittel, 18 ml	345-0018
Zirkonschleifset (1Set)	440-0001
1 Caramista Brush no. 04	312-2004
1 Caramista Brush no. 06	312-2006
1 Caramista Brush no. 08	312-2008



VARIO - "Dip & Brush"	Art.-Nr. 312-9011
Inhalt:	
1 "VARIO" Magnetständer	312-9000
K2 Lube Isoliermittel, 18 ml	345-0018
Zirkonschleifset (1Set)	440-0001
1 Caramista pure Brush Set Brush no. 02 und no.04	314-5000



Vario
Art.-Nr. 312-9000




Vario S
Art.-Nr. 312-9001

Der Vario Magnetständer - bildet das Herzstück unserer „excellence line“. Formschön und aus edelsten Materialien gefertigt, bietet dieses Multitalent die Möglichkeit zur magnetischen Aufnahme der Produkte unserer „excellence line“. So finden Aqua Spacer, Schleifer des Zirkonschleifset, K2 Lube und Caramista Pinsel sofort wie von Zauberhand magnetisch ihren Platz. Ihr Arbeitsplatz bleibt stets aufgeräumt, alle Produkte sind übersichtlich angeordnet und sofort griffbereit. Dies spart Platz und Zeit. Zusätzlich werden die hochwertigen Materialien wie z.B. Pinselspitzen durch eine hängende Lagerung geschont. So werden sie lange Freude an Ihren excellenten Produkten haben.



magnetischer Halt der „Caramista Pinsel“,
zur optimalen hängenden Lagerung
- Schonung der hochwertigen Pinselspitzen



eingelassenes Magnetband
zur Fixierung der Schleifer



die Spacer und K2 Lube haften magnetisch
an der Unterseite des Vario Magnetständer





Aqua Spacer

15 my

Lösungsmittelfreier Distanzlack

Sicher am Vario Magnetständer haftend,
stets aufgeräumt und griffbereit!

- auf Wasserbasis
- einfach mit destilliertem Wasser verdünnbar
- lösungsmittelfrei - daher keine lästigen Dämpfe

Nur mit Aqua Sep Isoliermittel verwenden!

Inhalt: 18 ml

Schichtauftrag: 15 my



Aqua Spacer
coral
Art.-Nr. 597-0001



Aqua Spacer
ocean
Art.-Nr. 598-0001



Aqua Spacer
stone
Art.-Nr. 599-0001



Aqua Sep
Isoliermittel
Art.-Nr. 589-1001

Weitere magnetisch am Vario haftende Spacer - siehe Spacer!



K2 Lube Keramik Isolierung


Ebenfalls passend zur „excellence line“ Serie,
magnetisch am Vario Magnetständer haftend.

Diese Keramikisolierung trennt zuverlässig
Gips gegen Keramikmassen.
Verbrennt rückstandslos ohne Verfärbungen
in der Keramik zu verursachen.

Inhalt: 18ml

Art.-Nr. 345-0018


Schleifset
zur Herstellung einer natürlichen Textur eines Zahnes
und zur Ausarbeitung von Zirkongerüsten



max. 40.000 rpm

HM Fissurenbohrer
zum Heraustrennen der Zirkonstruktur
aus dem Blank

5 Stück
Art.-Nr. 440-0300



max. 40.000 rpm

HM Fräse
mit Diamantschliff extrafein,
für schnellen Materialabtrag
und sehr feines Schliffbild
(auch für Schichtkeramik geeignet)


1 Stück
Art.-Nr. 440-0200



max. 12.000 rpm

Smart Stone (2 Formen)
mit Diamantkorn für sanftes
Schleifen der Konturen
(auch für gesinterte Arbeiten geeignet)

1 Stück
Smart Stone konus Art.-Nr. 440-0400
Smart Stone flamme Art.-Nr. 440-0500



max. 20.000 rpm

Arkansas
für Konturierung der Oberfläche
und feinste Details

5 Stück
Art.-Nr. 440-0600



max. 10.000 rpm

Schleifpapier Konus
zur Glättung der Oberfläche und
Nachempfinden der Wachstumsrillen
(Perikymatien)

25 Stück
(unmontiert, ohne Mandrell)
Art.-Nr. 440-0100



max. 10.000 rpm

Rubber Flame
zur Glättung gewünschter Details,
z.B. Abrasionsflächen

5 Stück
Art.-Nr. 440-0700

Zirkon Schleifset
1 HM Fissurenbohrer, 1 HM Fräse, 1 Smart Stone konus,
1 Smart Stone flamme, 1 Arkansas,
1 Schleifpapier Konus (auf Mandrell montiert),
1 Rubber Flame

1 Set = 7 Stück

Art.-Nr. 440-0001





Caramista pure

Naturkielpinsel

Das exklusive Kolinsky Haar wird traditionell einzeln von Hand gebunden und im Naturkiel befestigt.

Naturhaarpinsel aus hochwertigem Kolinsky - Haar:

- ideale Spannkraft
- dichtes Haar als Wasserreservoir
- feine Pinselspitzen

Pinselgriff:

- mit Metallklemme zur magnetischen Haftung am Vario Magnetständer

In natürlicher Leinen-Pinseltasche geliefert:

- zum Schutz des Pinselhaars
- mit zusätzlichen Steckplätzen für weitere Lieblingsinstrumente

„Handmade in Germany“



Alle Pinsel der Serie „Caramista“ halten magnetisch am Vario / Vario S Magnetständer. So können bis zu 10 / 5 verschiedene Pinsel sicher und stets griffbereit aufbewahrt werden.

Weitere Modellierpinsel für Keramik finden sie im Katalog unter „Caramista“.

Caramista pure Brush Set

Set aus Caramista pure no.2 und no.4
in praktischer Pinseltasche


Art.-Nr. 314-5000








Caramista

Caramista N





Die Fix Firing Paste ist eine gebrauchsfertige Paste zum Herstellen von individuellen Brennträgern. Mit diesem feuerfesten Material können Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und Brücken sicher auf Pins positioniert oder direkt auf dem Brennträger fixiert werden.

1  Gebrauchsfertige Fixierungspaste direkt in die Keramikrestauration applizieren	2  - auf dem Haltestift fixieren - bei Veneers/Inlays direkt auf die rückseitige Fläche - auch ein direktes Fixieren auf dem Brennträger ist möglich, <u>dabei bitte die Restaurationen etwas höher befüllen</u>	
3  weitere Arbeitsschritte wie schichten, bemalen ...	4  brennen	5   Nach dem Keramikbrand Restaurationen einfach vom Brennwatte-Stumpf abheben. - leicht zu entfernen - kein Abstrahlen oder Herauskratzen notwendig

Anwendungsbereich / Eigenschaften:

- Stabilisierung von schwierig zu fixierenden Keramikarbeiten beim Brennvorgang im Keramikofen
- einfache Applikation durch gebrauchsfertige Spritze
- keinerlei Verfärbungen der Keramik nach dem Brand
- leicht zu entfernen, kein Abstrahlen oder Herauskratzen notwendig
- keine Verlängerung der Vortrocknungszeit im Keramikofen notwendig

Inhalt / Spritze: 12ml

Fix Firing Paste	1 Spritze / 12ml	Art.-Nr. 399-1000
Fix Firing Paste (5 Stk.)	5 Spritzen mit je 12ml	Art.-Nr. 399-1005





- Modellherstellung
- Stumpfvorbereitung

Modellherstellung

YETI ROCK

YETI ROCK III lemon- Klasse III

Geeignet bei Gegenbissmodellen, Reparaturmodellen und als Sockel für Zahnkränze.

- angenehme Farbe - Details werden sehr deutlich wiedergegeben
- kurze Entformungszeit
- sehr gute Fließ Eigenschaften
- Brinellhärte 110N/mm²

YETI ROCK III lemon

20 kg

Art.-Nr. 923-0020

YETI ROCK IV creme- Klasse IV

Geeignet für Zahnkränze in der Kronen- und Brückentechnik, für Meistermodelle und Modelle in der Modellgusstechnik.

- Superhartgips - kantenstabil, kratz- und bruchfest
- kurze Entformungszeit 30-40 min
- sehr gute Fließ Eigenschaften
- Verarbeitungszeit bis zu 5,5 min
- sehr hart - Brinellhärte 290N/mm²

YETI ROCK IV creme

20 kg

Art.-Nr. 924-0020

MODELLSÄGE MULTIFLEX SÄGEBLÄTTER

- anatomisch geformter Griff, liegt fest in der Hand
- Sägeblätter aus bestem Stahl
- sehr flexibles Bandmaterial - reduzierte Bruchgefahr
- hohe Schnittleistung und Langlebigkeit
- Schnellspannbogen
- Sägeblätter in Sekunden gewechselt
- 3 Schnittbreiten 0,15 , 0,18 und 0,25 mm zur Auswahl
- Sägeblattlänge: 75 mm



Modellsäge mit Schnellspannbogen

MULTIFLEX Sägeblätter

0,25 x 3 mm

12 Stück

Art.-Nr. 983-0000

MULTIFLEX Sägeblätter

0,25 x 3 mm

144 Stück

Art.-Nr. 972-0000

MULTIFLEX Sägeblätter

0,15 x 3 mm

12 Stück

Art.-Nr. 972-1000

MULTIFLEX Sägeblätter

0,18 x 3 mm

12 Stück

Art.-Nr. 974-0000

MULTIFLEX Sägeblätter

0,18 x 3 mm

144 Stück

Art.-Nr. 976-0000

Art.-Nr. 976-1000




Boxing Wachs, rot

Yeti Boxing Wachs ist ein flexibles, dünnes und reißfestes Wachs, welches zur einfachen und individuellen Herstellung von Modellen dient. Es wird zirkulär um die Abformung adaptiert und bildet so, nach dem Einbringen des Gipses, einen Sockel für das Arbeitsmodell.

- Modellherstellung ohne Sockelformer möglich
- Zeitersparnis - keine Wartezeiten, da der angerührte Gips direkt eingegossen werden kann
- geeignet zur Herstellung von Zahnkränzen im Ok und Uk und von Gegenbissmodellen, sowie individuellen Splittcast-Sockeln

Maße: 300 x 40 x 1,5 mm



Boxing Wachs, rot

400 g

Art.-Nr. 603-0400




Peripheriewachs, rot

für einen perfekten Funktionsrand

Das Peripheriewachs kann durch seine Flexibilität und gutes Haftvermögen schnell an der Abformung angebracht werden. Kurz angeschwemmt ist es für eine sichere Modellherstellung ideal.

- Funktionsrandbegrenzung bei der Modellherstellung mit individuellen Löffeln
- Gipsbegrenzung bei konfektionierten Löffeln, dadurch leichteres Entformen und weniger Spannung auf die Restbezahnung
- schnellere Modellherstellung, da kein farbliches Markieren des Funktionsrandes und kein Zurückschneiden des Gipses

Länge 300 mm, Ø 5,00 mm



Peripheriewachs, rot

360 g

Art.-Nr. 602-0360

Stumpfvorbereitung



SAKURA Anzeichenstift

Der Anzeichenstift für die Präparationsgrenze.

- zuverlässige Anzeichnung auf allen Gipsen
- garantiert graphit- und wachsfreie Farbminen für beste Gussergebnisse
- somit kann dauerhaft mit YETI CLEAR SPACER fixiert werden
- blaue Farbminen schaffen einen deutlichen Kontrast zum roten Cervikalwachs



SAKURA Anzeichenstift

1 Stück

Art.-Nr. 986-0000

Nachfüllpackung:

graphit- und wachsfreie Farbminen blau

12 Stück, 0,5 mm

Art.-Nr. 986-1000

SPACER

Unsere Spacer gibt es in einem 18 ml Glasfläschchen mit Pinsel.


Die Fläschchen bestechen nicht nur durch ihr edles Design, sie haften auch automatisch am „Vario Magnetständer“. So ist ihr Arbeitsplatz stets aufgeräumt. Außerdem lässt sich der Lack, durch die verbesserte Pinselqualität nun noch gleichmäßiger auftragen.




magnetisch
haftend



„excellence line“
Vario Magnetständer
Art.-Nr. 312-9000




1. Präparationsgrenze freilegen
2. SAKURA Anzeichenstift



3. CLEAR SPACER



4. Distanzlack
COLOR oder DIE SPACER
Bis 1 mm oberhalb der
Präparationsgrenze auftragen!



5. DIE SPACER
Bei Bedarf 2. zusätz-
liche Distanzlack-
schicht auftragen
(nur DIE SPACER
übereinander!)

3 my



CLEAR SPACER transparent 3 my

Auf den gesamten Gipsstumpf auch unterhalb der Präparationsgrenze auftragen.

- Fixieren der Präp.- Grenze
- 3 my Schichtauftrag auf trockenem Gips
- Versiegeln der Stumpfoberfläche
- Grundierung zur chemischen Verbindung mit weiteren Stumpflacken

CLEAR SPACER transparent
1 x 18 ml
6 x 18 ml

Art.-Nr. 501-0018
Art.-Nr. 501-6018

Distanzlacke

7 my



Alle Distanzlacke bis 1 mm oberhalb der Präparationsgrenze auftragen!

COLOR SPACER rot 7 my

7 my Schichtauftrag über dem CLEAR SPACER


- während der Aushärtung des Distanzlackes sichtbare Farbveränderung von orange nach rot
- beste Ergebnisse in Inlay- und Onlaytechnik
- durchscheinend - Anzeichnungen am Stumpf bleiben sichtbar
- pigmentfrei - kein Aufschütteln des Lackes nötig

COLOR SPACER rot
1 x 18 ml
6 x 18 ml

Art.-Nr. 500-0018
Art.-Nr. 500-6018

DIE SPACER Distanzlacke deckend

7 my



DIE SPACER gelb 7 my

Als 1. Distanzlack über dem CLEAR SPACER oder bei Bedarf als 2. zusätzliche Distanzlackschicht auftragen (nur über DIE SPACER oder CLEAR SPACER verwenden!)

DIE SPACER gelb
1 x 18 ml
6 x 18 ml

Art.-Nr. 502-0018
Art.-Nr. 502-6018

10 my



DIE SPACER blau 10 my

DIE SPACER blau
1 x 18 ml
6 x 18 ml

Art.-Nr. 505-0018
Art.-Nr. 505-6018

10 my

DIE SPACER dentin 10 my

- Farbe auf gängige Zementfarben abgestimmt
- keine Farbirritationen bei Vollkeramikkronen (durch das Durchscheinen von Farben)




DIE SPACER dentin
1 x 18 ml
6 x 18 ml

Art.-Nr. 506-0018
Art.-Nr. 506-6018

13my

DIE SPACER gold 13 my




DIE SPACER gold
1 x 18 ml
6 x 18 ml

Art.-Nr. 504-0018
Art.-Nr. 504-6018

13my

DIE SPACER silber 13 my



DIE SPACER silber
1 x 18 ml
6 x 18 ml

Art.-Nr. 503-0018
Art.-Nr. 503-6018

THINNER

(nicht für lichthärtende Lacke und STEAM OFF)

Universalverdünner für unsere Stumpfpacke.



THINNER
1 x 18 ml
6 x 18 ml

Art.-Nr. 510-0018
Art.-Nr. 510-6018

LIGHT SPACER



3 my

Vorteile des lichthärtenden Stumpflackes LIGHT SPACER:

- gleichmäßige Durchhärtung
- sehr harte, strapazierfähige Oberflächen - kratzfest und abdampfsicher
- sehr glatte Oberflächen - verzugsfreies Abnehmen der Wachsmodellation
- hervorragende Haftung auf Gipsoberflächen
- unbegrenzte Verarbeitungsdauer - Aushärtung beginnt erst im Lichthärtegerät

Aushärtung in allen leistungsstarken Lichtpolymerisationsgeräten.
(Wir empfehlen PRECI NT SHUTTLE)

Aushärtungszeit: ca. 2 - 5 min

Lieferung: in lichtgeschützten Flaschen à 10 ml



10 my



Die LIGHT SPACER sind nur untereinander verwendbar!
Nicht mit anderen Lacken mischen!

LIGHT SPACER transparent	3 my	1 x 10 ml	Art.-Nr. 520-1000
LIGHT SPACER rot	10 my	1 x 10 ml	Art.-Nr. 520-2000
LIGHT SPACER blau	10 my	1 x 10 ml	Art.-Nr. 520-3000



0 my


DIE HARDENER 0 my

Zieht vollständig in den Gips ein. Kein Schichtauftrag.


- härtet, versiegelt und glättet die Gipsoberfläche
- Schutz vor mechanischen Belastungen
- beste Ergebnisse bei Anwendung vor dem Dublieren
- schmutz- und wasserabweisend

Nicht als Grundierung geeignet,
da die Haftung zwischen Lack und Härter nicht optimal ist
und Lösungsmittel des Härters
bereits aufgetragene Lackschichten angreifen könnten.

1. Präparationsgrenze freilegen
2. SAKURA Anzeichenstift



ODER



3. DIE HARDENER 0 my

- härten der Gipsoberfläche
- nur unterhalb der Präp.- Grenze wenn anschließend (oberhalb der Präp.- Grenze) noch Distanzlack aufgetragen wird

3. DIE HARDENER 0 my

- härten der Gipsoberfläche
- gesamter Stumpf wenn kein Distanzlack weiter verwendet wird

DIE HARDENER		
Pinselflasche	1 x 18 ml	Art.-Nr. 540-0018
Pinselflasche	6 x 18 ml	Art.-Nr. 540-6018
Nachfüllflasche	1 x 250 ml	Art.-Nr. 540-0250

Ausblockmaterial



DIE BLOC lichthärtendes Ausblockmaterial


- sehr gut mit allen SPACER'n verwendbar - bildet keine Dispersionsschicht
 - gezielt und dosiert aufzutragen durch pastöse oder flüssige Konsistenz
 - Thermostabilität beim Tauchen und Tiefziehen
 - gebrauchsfertig in Einkomponentenspritze
- Aushärtezeit: ca. 4 - 5 min. abhängig von Materialstärke und Leistung des Lichthärtegerätes

DIE BLOC paste
DIE BLOC liquid


1 x 3 g
1 x 2 ml

Art.-Nr. 890-1200
Art.-Nr. 890-1201

**DIE-BLOC
anwenden
bevor SPACER
verwendet werden**



DIE-BLOC liquid



DIE-BLOC paste




CUTEX BOND Ausblockwachs


**nicht für die Gusstechnik geeignet -
nicht rückstandslos verbrennbar**

- zum Ausblocken von Aufbissschienen und Stümpfen
- Stumpflacke halten auf dem Wachs
- sehr harte Konsistenz
- der Schmelzpunkt liegt bei 94°C
- zum Tiefziehen geeignet
- "Compact-Zylinderform"

**CUTEX BOND kann
vor oder nach dem Auftragen
der SPACER
verwendet werden**



ODER



CUTEX BOND

45 g

Art.-Nr. 723-1000



CUTEX Ausblockwachs

**nicht für die Gusstechnik geeignet -
nicht rückstandslos verbrennbar**

- zum Ausblocken von Unterschnitten oder Rauigkeiten an Zahnstümpfen
- ein superhartes Wachs
- lässt sich durch Schaben sauber und glatt an die Kontur des Zahnstumpfes angleichen
- hoher Schmelzpunkt - verbindet sich nicht mit YETI Tauch-, Unterzieh- oder Cervikalwachs.

Anwendung:
**nach dem Auftragen
der Stumpflacke**

**CUTEX
nur nach
dem Auftragen
der SPACER
verwenden**






CUTEX Ausblockwachs

20 g

Art.-Nr. 723-0000



CUTEX BOND
Ausblockwachs



YETI LUBE

YETI LUBE ist abgestimmt auf YETI Wachse und Spacer, ist alkohol- und lösungsmittelfrei sowie wasserlöslich und reaktionsfrei mit Einbettmassen. Selbst bei sparsamster Verwendung beweist sich die enorme Isolierwirkung, so werden Schlieren und Ringe auf Kroneninnenflächen vermieden. YETI LUBE isoliert Wachs gegen Gips, Metall und Wachs. Selbst über 24 Stunden bleibt die Isolierwirkung erhalten.
Nicht für die Anwendung mit STEAM OFF Spacern geeignet.

YETI LUBE

Pinselflasche	1 x 18 ml	Art.-Nr. 550-0018
Pinselflasche	6 x 18 ml	Art.-Nr. 550-6018
Nachfüllflasche	1 x 250 ml	Art.-Nr. 550-0250

ISO QUICK

Handlicher Isolierstift gefüllt mit YETI LUBE.
- dosiertes, dünnes Auftragen ohne Tropfen und Klecksen
- schnell und einfach nachfüllbar
- wirtschaftlich und anwenderfreundlich

- 2 verschiedene Enden:
1 x breit und flächig &
1 x spitz und fein

1 Isolierstift	Art.-Nr. 550-0000
1 x 250 ml Nachfüllflasche	Art.-Nr. 550-0250

auftragen des STEAM OFF Distanzlack:



abdampfen des STEAM OFF Distanzlack:



15 my

STEAM OFF abdampfbarer Distanzlack in 5 Dentinfarben & Bleach für die gesamte Farbskala A1 - D4

- 5 Dentinfarben + Bleach für die gesamte Farbskala A1 - D4
- natürliche Dentinfarbe - für natürliches Bemalen
- Einfaches Aufpassen - Abdampfen des Lackes zum Expansionsausgleich der Presskeramik
- Wasserresistent - Einfaches Reinigen des Modells
- Homogenes deckendes Ergebnis bereits beim ersten Auftragen
- 15 my Schichtauftrag, keine Gipsverfärbung

Nur mit ISO STEAM verwenden!

Distanzlacke scheinen durch
und verfälschen die Zahnfarbe!

Mit STEAM OFF immer der passende Dentinlack
für natürliche Ergebnisse beim Bemalen der Keramik.



+



vanilla A 2	sahara A 3	gold A 3,5 B 3 B 4 D 4
sand A 1 B 1 B 2 C 1 D 2	terra C 2 C 3 A 4 C 4 D 3	snow Bleach

STEAM OFF Vanilla (A2)	1 x 20 ml 6 x 20 ml	Art.-Nr. 591-0001 Art.-Nr. 591-0006
Sahara (A3)	1 x 20 ml 6 x 20 ml	Art.-Nr. 592-0001 Art.-Nr. 592-0006
Gold (A3,5 , B3, B4, D4)	1 x 20 ml 6 x 20 ml	Art.-Nr. 593-0001 Art.-Nr. 593-0006
Sand (A1, B1, B2, C1, D2)	1 x 20 ml 6 x 20 ml	Art.-Nr. 594-0001 Art.-Nr. 594-0006
Terra (C2, C3, A4, C4, D3)	1 x 20 ml 6 x 20 ml	Art.-Nr. 595-0001 Art.-Nr. 595-0006
Snow (bleach)	1 x 20 ml 6 x 20 ml	Art.-Nr. 596-0001 Art.-Nr. 596-0006
STEAM OFF – Starter Set	6 x 20 ml	Art.-Nr. 590-0006
ISO STEAM – Isolierung	Isolierung nicht im Starter Set enthalten! 1 x 20 ml 6 x 20 ml	Art.-Nr. 589-0001 Art.-Nr. 589-0006






Kronen- und Brückenwachse

quality made in germany



Wir bieten Ihnen Tauchwachse in 4 verschiedenen Qualitäten an, welche auch untereinander individuell mischbar sind.



PRECI DIP Tauchwachs

- sehr präzises Tauchwachs
- glatte Oberfläche - sehr geringe Nacharbeit in Metall
- gleichmäßig reproduzierbare Käppchenstärke
- keine dünnen Kanten oder Tropfenbildung
- leichtes Abscheren des Überschusses an der Präparationsgrenze
- Material mit leichter Elastizität für mehr Stabilität
- leicht dosierbar
- ashfree - rückstandslos verbrennbar





ELASTO DIP Tauchwachs

- fast unzerstörbares Wachs Käppchen
- durch beigemischte Naturharze hochelastisch und formstabil
- besonders geeignet zur Herstellung von Sekundärteilen in Teleskop- und Konustechnik
- leicht dosierbar und mit dem härteren Preci Dip mischbar
- ashfree - rückstandslos verbrennbar

PRECI DIP			
Tauchwachs	gelb	150 g	Art.-Nr. 740-1150
Tauchwachs	rot	150 g	Art.-Nr. 740-2150

ELASTO DIP			
Tauchwachs	blau	150 g	Art.-Nr. 750-0150
Tauchwachs	pink	150 g	Art.-Nr. 750-2150
Tauchwachs	rot	150 g	Art.-Nr. 750-3150
Tauchwachs	braun	150 g	Art.-Nr. 750-4150



TIPPS ZUR VERARBEITUNG VON YETI TAUCHWACHSEN:

PROBLEM:

Käppchen zu dick und ungleichmäßig

große Tropfen auf dem Käppchen
Rillen in Kroneninnenflächen
Käppchen lässt sich schlecht abheben

LÖSUNG:

- stufenlos regelbare Tauchwachsdose mit Manschettenheizung verwenden
- je höher die Temperatur - desto dünner die Käppchen
- schnell eintauchen und langsam über eine Kante herausziehen
- Gipsstumpf etwas vorwärmen
- eventuell untersichgehende Stellen ausblocken
- vorher dünn mit YETI LUBE isolieren
- mit Kofferdamm oder Latextuch griffsicher abheben



DUO DIP Tauchwachs

DUO DIP realisiert eine gebrauchsfertig eingestellte, alltagstaugliche Tauchwachsmischung. Durch die glatte und abgerundete Kornqualität wird ein nahezu "flüssiges Einrieseln" des Wachsgrenulats erreicht. Zügiges, sauberes und grammgenaues Auffüllen der Tauchwachsdose ist damit gewährleistet.

- ashfree - rückstandslos verbrennbar

Inhalt: 80 g



MASTER DIP Tauchwachs

MASTER DIP bietet dem Anwender in punkto Festigkeit und Stabilität neue Dimensionen. Die schnelle Abkühlphase erlaubt ein zügiges Bearbeiten und eine umgehende Festigkeit, welche einem Kunststoffkappchen kaum nachsteht. Die hohe Passgenauigkeit und Dimensionsstabilität setzt sich spürbar im Metallguss fort. Erhältlich in den Farben natur transparent und orange als schüttfähiges Granulat.

- ashfree - rückstandslos verbrennbar

Inhalt: 100 g



DUO DIP
Tauchwachs orange (ashfree)

Art.-Nr. 741-0000

MASTER DIP
elastisch hart
elastisch hart

transparent
orange

Art.-Nr. 741-0100
Art.-Nr. 741-0110



Diagnostikwachs



CREATION SET

12 verschiedenfarbige Wachse zum Erlernen aufwendiger Schichttechniken beim Aufbau einer Keramikkrone. Mit dem CREATIONS SET ist die naturgetreue und lebendige Darstellung der Restauration, für Zahnarzt und Patient, auch in Wachs möglich.



10 = schneide
11 = grau transparent
12 = weiß transparent
13 = blau transparent
14 = gelb
15 = orange



16 = dentin
17 = helles dentin
18 = halsfarben
19 = braun
20 = rötlich dunkelbraun
21 = rötlich hellbraun



Zusätzliche (nicht im Set enthaltene) Sonderfarben:
22 = glasklar
23 = silber
24 = gold
25 = schwarz

CREATION SET in 12 Farben:	8 g je Farbe	Farbe 10 bis 21	Art.-Nr. 760-0000
Nachfüllpackung I :	8 g je Farbe	Farbe 10 bis 15	Art.-Nr. 760-1000
Nachfüllpackung II :	8 g je Farbe	Farbe 16 bis 21	Art.-Nr. 760-2000
Nachfüllpackung III:	8 g je Farbe	Farbe 2x 16 und Sonderfarben 22 bis 25	Art.-Nr. 760-3000
einzelne Farbe als 6 Pack (6x8g) erhältlich			Art.-Nr. 760-00..
			+ entsprechende Endziffer (..10 - ..25)

IQ Diagnostikwachs, dentin

nicht als Gusswachs geeignet!

- für diagnostische Aufwachsarbeiten
- gut schabbar
- heraufgesetzter Schmelzpunkt
- dem Zahnschmelz angepasste Wachsfarbe


Farbe: dentin, opak



IQ Diagnostikwachs dentin

45 g

Art.-Nr. 761-5000



Das moderne Modellier- und Cervikalwachs!






- Double Line mit integriertem Cervikalwachs Inlet
- zeitsparendes Arbeiten
- ergonomisch abgestimmte Arbeitshöhe



- zwei Schaumstoffringe zum Abstreifen des Instruments




- der Sockel sorgt für Standfestigkeit am Arbeitsplatz
- transparenter Staubschutzdeckel



exzellente Wachsqualität - beste Modelliereigenschaften:

- ermöglicht die Modellation feinsten Strukturen ohne Zuschwemmen der Fissuren
- Wachs lässt sich sehr schön „ziehen“
- in erhitztem Zustand beste Standfestigkeit - leichter Aufbau von Zahnformen



das Wachs ist :

- hart aber nicht spröde -
- hohe innere Festigkeit
- gut zu schaben - spant sauber
- passgenau und kontraktionsarm



WAX GIANT - **single line** -, 75 g

Cervicalwachs rot (ash-free)

Modellierwachs sand (opak)

Modellierwachs grau (opak)

Modellierwachs blau (ash-free)

Modellierwachs snow-white (opak)


Art.-Nr. 731-5000

Art.-Nr. 732-5001

Art.-Nr. 734-5001

Art.-Nr. 736-5000

Art.-Nr. 736-5001



WAX GIANT - **double line** -, 75g

(mit Cervikalwachs-Inlet)

Modellierwachs sand (opak)

Modellierwachs grau (opak)

Modellierwachs blau (ash-free)

Art.-Nr. 733-5001

Art.-Nr. 735-5001

Art.-Nr. 737-5000



Jochen Peters zeigt in seiner speziellen Aufwachstechnik wie man durch rationelle und systematische Arbeitsschritte, welche schnell und leicht umzusetzen sind, in kürzester Zeit hochwertige funktionelle Kauflächen erstellt. Da Jochen Peters Konzept aus einer Kombination von auf- und abtragen des Wachses besteht, wurde ein Wachs benötigt, welches beide Kriterien perfekt erfüllt. So entstanden in guter Zusammenarbeit die Modellierwache „Ivory“, „Sahara“ und „Sunlight“, sowie das darauf abgestimmte Cervikalwachs „Wood“.



ivory



sahara



sunlight



wood

WAX GIANT by Jochen Peters

Die Modellierwache „Ivory“, „Sahara“ und „Sunlight“

sind hervorragend geeignet für die Kronen-, Brücken-, Inlay-, Onlay-, Guss-, Press-, und Frästechnik. Zudem sind diese drei „Allrounder“ perfekt auf das braune Cervikalwachs / Unterziehwachs „Wood“ abgestimmt.

Die Modellierwache bestechen durch:

- vorzügliche Modelliereigenschaften, denn die Wachse lassen sich hervorragend „ziehen“ und besitzen dennoch eine erstklassige Standfestigkeit
- die optimale Wachshärte ermöglicht saubere Modellationen sowie ein gezieltes Auftragen von Höckern, Höckerabhängen und feinsten Leisten
- beim Glätten der Wachsfächen ergeben sich hervorragend dichte Oberflächen ohne „Versmierungen“
- beste Kantenstabilität
- sauberes abtragen, gut zu schaben - spant sauber
- passgenau und kontraktionsarm
- rückstandsloses Verbrennen

Die Farben „Ivory“, „Sahara“ und „Sunlight“ sind farblich so gewählt, dass sie den „Augen schmeicheln“ und selbst kleinste Details sich gut erkennen lassen

Das **braune Cervikal- / Unterziehwachs „Wood“** eignet sich nicht nur hervorragend als Cervikal- und Unterziehwachs in der Kronen- und Brückentechnik, sondern ebenso bei der Modellation Inlays und Onlays.

- eine feine Wachs-Konsistenz
- lässt sich im flüssigen Zustand perfekt in jede noch so kleinste Kavität einbringen
- es ist soft, aber nicht klebrig oder schmierig
- formstabil und äußerst passgenau
- federt nicht
- verbrennt rückstandslos



WAX GIANT - **single line** -, 75 g

Cervikalwachs wood (ash-free)

Modellierwachs sunlight (ash-free)

Modellierwachs sahara (ash-free)

Modellierwachs ivory (ash-free)

Art.-Nr. 738-5000

Art.-Nr. 738-5010

Art.-Nr. 738-5020

Art.-Nr. 738-5030



Modellierwachse



THOWAX Modellierwachs

THOWAX ist ein Modellierwachs für die Kronen-, Brücken-, und Inlaytechnik.

Es besteht aus Naturwachsen ohne Zugabe von Kunststoffen.

Durch seine einmaligen Modelliereigenschaften hat sich THOWAX im In- und Ausland seinen guten Namen verdient.

- hervorragende Modelliereigenschaften durch kurz molekulare Bestandteile
- das Wachs lässt sich sehr schön "ziehen"
- schnelles Abkühlen ermöglicht zügiges Arbeiten
- modellieren feinsten Charakteristika ohne Zuschwemmen der Fissuren
- in flüssigem Zustand opak - die Form wird schon während des Auftrags sichtbar
- hohe molekulare Dichte - leicht zu schaben, spant sauber und hinterlässt glatte Oberflächen
- abgestimmt auf unsere Spezialwachse und Tauchwachse
- frei von Kunststoffen
- in je 70 g Dosen und teilweise in Chipform lieferbar



THOWAX Modellierwachs	beige mit braun	opak	70 g	Art.-Nr. 700-0000
THOWAX Modellierwachs	rot	leicht opak	70 g	Art.-Nr. 708-0000
THOWAX Modellierwachs	blau	leicht opak	70 g	Art.-Nr. 709-0000
THOWAX Modellierwachs	beige	opak	70 g	Art.-Nr. 710-0000
THOWAX Modellierwachs	braun	leicht opak	70 g	Art.-Nr. 711-0000
THOWAX Modellierwachs	violett	leicht opak	70 g	Art.-Nr. 712-0000
THOWAX Modellierwachs	grün	leicht opak	70 g	Art.-Nr. 713-0000
THOWAX Modellierwachs	grau	opak	70 g	Art.-Nr. 714-0000

THOWAX Spezialwachse

Durch hochentwickelte Wachse, die präzise auf ihr jeweiliges Aufgabengebiet abgestimmt wurden, garantieren wir auch in den Spezialanwendungen optimale Eigenschaften.
Alle Wachse werden in 70 g Dosen und teilweise in Chipform angeboten.


CERVIKALWACHS, rot

- weiches finierbares bleitotes Wachs
- spannungsfreies, weichfließendes Wachs für passgenaue Kronenränder
- hauchdünnes Adaptieren an die Präparationsgrenze möglich

CERVIKALWACHS, rot

Art.-Nr. 720-0000


UNTERZIEHWACHS, bordeaux

- Als 1. Schicht beim Aufwachsen von Inlays oder Kronen, zum Modellieren von Sekundärteilen oder im Cervikalbereich.
- hohe Dichte und Härte ermöglicht messerscharfes Schaben des Kronenrandes
 - dimensionsstabil, verzugsfrei und passgenau
 - opak für optimalen Kontrast zum Gipsstumpf

UNTERZIEHWACHS, bordeaux

Art.-Nr. 722-0000


FRÄSWACHS, grau opak oder grün transparent

- fräsbearbeitbar mit allen Hartmetallfräsen bei 5000 upm
- saubere Spanbildung, glatte Oberflächen
- gute Modelliereigenschaften trotz gesteigerter Härte
- eventuelle Unebenheiten der gefrästen Flächen deutlich erkennbar

FRÄSWACHS, grau opak

Art.-Nr. 727-0000

FRÄSWACHS, grün transparent

Art.-Nr. 725-0000


KLEBEWACHS, beige

nicht für die Gusstechnik geeignet, nicht rückstandslos verbrennbar

- Hilfsmittel zur Fixierung von Teilen wie bei der Reparatur gebrochener Prothesen oder beim Verlöten von Metallteilen
- sehr hart, leichtes Verrutschen der Teile wird durch sofortiges Brechen des Klebewachses angezeigt

KLEBEWACHS, beige

Art.-Nr. 724-0000


STICK-ON-WACHS, neon-pink

Zum Positionieren von Gusskanälen, sowie Einpassen und Ausrichten von Zwischengliedern.

- hohe Haftung, einfache Korrektur der Position
- weichbleibendes Klebewachs
- rückstandslos verbrennbar

STICK-ON-WACHS, neon-pink

Art.-Nr. 726-0000



VKS - Wachse für Vollkeramiksyste (z.B. K2 press)

VKS Wachse sind aus THOWAX - Qualität hergestellte Wachse für vollkeramische Press- oder Gießverfahren. Sie sind mehrfach gefiltert und frei von opakisierenden Bestandteilen, da diese zu unerwünschten Reaktionen mit speziellen Einbettmassen oder Gussobjekten führen könnten. Dennoch konnten die gewohnten Modelliereigenschaften von THOWAX erhalten bleiben.



VKS Modellierwachs beige	70 g	Art.-Nr. 710-2000
VKS Modellierwachs grau	70 g	Art.-Nr. 714-2000
VKS Unterziehwachs bordeaux	70 g	Art.-Nr. 722-2000



MUSTER SET - Lacke und THOWAX


Mit der Kennenlernpackung möchten wir uns bei Ihnen vorstellen. Ein Potpourri aus Lack, Isolierung, Kontaktfarbe, Modellierwachsen und Spezialwachsen kann, so hoffen wir, Ihnen bei der Entscheidung für ein bestimmtes Produkt helfen. Die ausführliche Betriebsanleitung garantiert eine korrekte Anwendung und den sofortigen Erfolg mit unseren Produkten.

MUSTER SET	Art.-Nr. 100-0000M
------------	--------------------

Inhalt: THOWAX Modellierwachs grau, THOWAX Modellierwachs beige, THOWAX Unterziehwachs bordeaux, THOWAX Cervikalwachs rot, CLEAR SPACER Klarlack, YETI LUBE Isolierung, BLUE MARKER Kontaktfarbe



Metall im Wachschip - sicherer Halt auf dem Metallsockel mit Magnet



MONOLITH THOWAX CHIP

Unser THOWAX Modellierwachs gibt es auch in pfiffigerer Form. Anstatt der großen 70 g Dosen kann unser MONOLITH - Sockel erworben werden und als Nachbestellgröße jeweils 3 x 20 g Wachs-Chips. Diese Lieferform hat, außer dass Sie weiterhin das gewohnte THOWAX verwenden können, noch mehr Vorteile.

MONOLITH Metallsockel
mit Klarsichthaube ohne Wachschip

Art.-Nr. 701-1000



- Wachs-Chip haftet magnetisch auf MONOLITH
- massiver standfester Metallsockel
- rutscht sicher durch 4 Gummifüßchen
- schnelles und einfaches Wechseln der Chips
- 20 g Chips - zügiger Verbrauch - keine Verunreinigung
- Wachs Aufnahme mit ergonomischer Handhaltung und von allen Seiten möglich - angenehme Arbeitshöhe
- sparsam - restloses Aufbrauchen des Wachs-Chips
- Staubschutz durch Klarsichtdeckel

Lieferform: 3 x 20 g Chips in einer Farbe



Modellierwachschip

beige

Art.-Nr. 710-1000



Modellierwachschip

grau

Art.-Nr. 714-1000



Cervikalwachschip

rot

Art.-Nr. 720-1000



Unterziehwachschip

bordeaux

Art.-Nr. 722-1000



Fräswachschip

grün

Art.-Nr. 725-1000



IQ Modellierwachs

In Zusammenarbeit mit namhaften Zahntechnikern entstand das Modellierwachs IQ.

- hohe innere Festigkeit - sehr hart und doch bruchfest
- heraufgesetzter Erstarrungspunkt:
ash-free 62°C, opaque 63°C- ideales Sommerwachs
- einmalige Standfestigkeit - vereinfacht den Aufbau von Zahnformen
- sehr gute Modelliereigenschaften - gezieltes Aufsetzen von Kauflächendetails
- sauber zu schaben
- durch Zusatz von Mikrowachsen absolut passgenau und kontraktionsarm

Lieferform:

- 45 g in Dosen oder als IQ compact in Zylinderform
- wahlweise ASH-Free oder OPAQUE

Modellierwachs blau

IQ ASH-FREE Dose	Art.-Nr. 709-5000
IQ COMPACT ASH-FREE Zylinder	Art.-Nr. 709-5100
IQ OPAQUE Dose	Art.-Nr. 709-5001
IQ COMPACT OPAQUE Zylinder	Art.-Nr. 709-5101

Modellierwachs beige

IQ ASH-FREE Dose	Art.-Nr. 710-5000
IQ COMPACT ASH-FREE Zylinder	Art.-Nr. 710-5100
IQ OPAQUE Dose	Art.-Nr. 710-5001
IQ COMPACT OPAQUE Zylinder	Art.-Nr. 710-5101

Modellierwachs neon-grün

IQ ASH-FREE Dose	Art.-Nr. 713-5000
IQ COMPACT ASH-FREE Zylinder	Art.-Nr. 713-5100
IQ OPAQUE Dose	Art.-Nr. 713-5001
IQ COMPACT OPAQUE Zylinder	Art.-Nr. 713-5101

Modellierwachs grau

IQ ASH-FREE Dose	Art.-Nr. 714-5000
IQ COMPACT ASH-FREE Zylinder	Art.-Nr. 714-5100
IQ OPAQUE Dose	Art.-Nr. 714-5001
IQ COMPACT OPAQUE Zylinder	Art.-Nr. 714-5101

Modellierwachs neon-gelb

IQ COMPACT ASH-FREE Zylinder	Art.-Nr. 715-5100
IQ COMPACT OPAQUE Zylinder	Art.-Nr. 715-5101

Modellierwachs weiß

IQ COMPACT ASH-FREE Zylinder	Art.-Nr. 716-5100
IQ COMPACT OPAQUE Zylinder	Art.-Nr. 716-5101

IQ SPEZIALWACHSE

IQ CERVIKALWACHS, schwarz



- sehr hart - ermöglicht scharf geschabte Kronenränder
- klare Abgrenzung zur Präparationsgrenze durch hohe Farbdichte

Cervikalwachs schwarz
IQ ASH-FREE Dose
IQ COMPACT ASH-FREE Zylinder

Art.-Nr. 720-5000
Art.-Nr. 720-5100

IQ UNTERZIEHWACHS, caramel



- sehr geschmeidig - gleicht Ungenauigkeiten aus
- bleitotes, leicht klebriges Wachs
- Pufferzone zwischen hartem Modellierwachs und Stumpf

Unterziehwachs caramel
IQ ASH-FREE Dose
IQ COMPACT ASH-FREE Zylinder

Art.-Nr. 722-5000
Art.-Nr. 722-5100



Schulungsset, Inhalt: je 8 g
IQ opaque Modellierwachs: blau, grau, neon-gelb, neon-grün
Unterziehwachs: caramel, Cervikalwachs: schwarz
Schulungsset IQ Modellierwachs, opaque

Art.-Nr. 102-0001M

IQ ash free Modellierwachs: blau, grau, neon-gelb, neon-grün
Unterziehwachs: caramel, Cervikalwachs: schwarz
Schulungsset IQ Modellierwachs, ash free

Art.-Nr. 102-0000M

NAWAX COMPACT



Ein professionelles und abrasionsfähiges Wachs zur Erstellung natur- und funktionsgerechter Zähne.

Besondere Eigenschaften:

- höchste Standfestigkeit selbst beim Modellieren kleinster Strukturen in der Konstruktionsmorphologie
- dadurch schnelles, rationelles Arbeiten
- sehr gute Abrasionseigenschaften zur Gestaltung der Funktionsmorphologie
- durch gesteigerten Härtegrad:
 - kein Nachfedern der Modellation
 - kein unnötiges Einschleifen nach dem Gießen
- sehr glatte Oberflächen
- die Farbfreundlichkeit schafft Erleichterung für die Augen
- ausgezeichnete Modelliereigenschaften

Ein optimales Umsetzen in der Gusstechnik.



NAWAX COMPACT	sand	45 g	Art.-Nr. 717-5101
NAWAX COMPACT	hell-grau	45 g	Art.-Nr. 718-5101
NAWAX COMPACT	apricot	45 g	Art.-Nr. 719-5101

SPEZIALWACHSE

Cervikalwachse

IQ ASH-FREE Cervikalwachs	720-5000	schwarz	ash free	X	60 °C = 140,0 °F	41
IQ COMPACT ASH-FREE Cervikalwachs	720-5100	schwarz	ash free	X	60 °C = 140,0 °F	41
WAX GIANT Cervikalwachs single line	731-5000	rot	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT Cervikalwachs single line	738-5000	wood	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	35
THOWAX Cervikalwachs	720-0000	rot	ash free	X	65 °C = 149,0 °F	37
Cervikalwachschip	720-1000	rot	ash free	X	65 °C = 149,0 °F	39

Unterziehwachse

IQ ASH-FREE Unterziehwachs	722-5000	caramel	ash free	X	58 °C = 136,4 °F	41
IQ COMPACT ASH-FREE Unterziehwachs	722-5100	caramel	ash free	X	58 °C = 136,4 °F	41
THOWAX Unterziehwachs	722-0000	bordeaux	opak		59 °C = 138,2 °F	37
Unterziehwachschip	722-1000	bordeaux	opak		59 °C = 138,2 °F	39
THOWAX VKS Unterziehwachs	722-2000	bordeaux	ash free	X	58 °C = 136,4 °F	38

Fräswachse

THOWAX Fräswachs	725-0000	grün	ash free	X	60 °C = 140,0 °F	37
THOWAX Fräswachs	727-0000	grau	opak		61 °C = 141,8 °F	37
Fräswachschip	725-1000	grün	ash free	X	60 °C = 140,0 °F	39

Anstiftwachs

THOWAX STICK-ON-WACHS	726-0000	neon-pink	ash free	X	68 °C = 154,4 °F	37
-----------------------	----------	-----------	----------	---	------------------	----

Modellierwachs



Spezialwachs



MODELLIERWACHSE

	Art.-Nr.	Farbe	ash free/ opak	VKS geeignet	Erstarrungs- punkt	Seite
NAWAX COMPACT Modellierwachs	717-5101	sand	opak		63 °C = 145,4 °F	41
NAWAX COMPACT Modellierwachs	718-5101	hell-grau	opak		63 °C = 145,4 °F	41
NAWAX COMPACT Modellierwachs	719-5101	apricot	opak		63 °C = 145,4 °F	41
IQ ASH-FREE Modellierwachs	709-5000	blau	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ ASH-FREE Modellierwachs	710-5000	beige	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ ASH-FREE Modellierwachs	713-5000	neon-grün	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ ASH-FREE Modellierwachs	714-5000	grau	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ OPAQUE Modellierwachs	709-5001	blau	opak		63 °C = 145,4 °F	40
IQ OPAQUE Modellierwachs	710-5001	beige	opak		63 °C = 145,4 °F	40
IQ OPAQUE Modellierwachs	713-5001	neon-grün	opak		63 °C = 145,4 °F	40
IQ OPAQUE Modellierwachs	714-5001	grau	opak		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE Modellierwachs	709-5100	blau	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE Modellierwachs	710-5100	beige	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE Modellierwachs	713-5100	neon-grün	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE Modellierwachs	714-5100	grau	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE Modellierwachs	715-5100	neon-gelb	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE Modellierwachs	716-5100	weiß	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE Modellierwachs	709-5101	blau	opak		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE Modellierwachs	710-5101	beige	opak		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE Modellierwachs	713-5101	neon-grün	opak		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE Modellierwachs	714-5101	grau	opak		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE Modellierwachs	715-5101	neon-gelb	opak		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE Modellierwachs	716-5101	weiß	opak		63 °C = 145,4 °F	40
WAX GIANT Modellierwachs single line	732-5001	sand	opak		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT Modellierwachs single line	734-5001	grau	opak		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT Modellierwachs single line	736-5001	snow-white	opak		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT Modellierwachs single line	736-5000	blau	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	34
WAX GIANT Modellierwachs single line	738-5010	sunlight	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	35
WAX GIANT Modellierwachs single line	738-5020	sahara	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	35
WAX GIANT Modellierwachs single line	738-5030	ivory	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	35
WAX GIANT Modellierwachs double line	733-5001	sand	opak		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT Modellierwachs double line	735-5001	grau	opak		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT Modellierwachs double line	737-5000	blau	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	34
THOWAX Modellierwachs	700-0000	beige / braun	opak		64 °C = 147,2 °F	36
THOWAX Modellierwachs	708-0000	rot	leicht opak		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX Modellierwachs	709-0000	blau	leicht opak		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX Modellierwachs	710-0000	beige	opak		64 °C = 147,2 °F	36
THOWAX Modellierwachs	711-0000	braun	leicht opak		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX Modellierwachs	712-0000	violett	leicht opak		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX Modellierwachs	713-0000	grün	leicht opak		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX Modellierwachs	714-0000	grau	opak		64 °C = 147,2 °F	36
VKS Modellierwachs	710-2000	beige	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	38
VKS Modellierwachs	714-2000	grau	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	38
Modellierwachschip	710-1000	beige	opak		64 °C = 147,2 °F	39
Modellierwachschip	714-1000	grau	opak		64 °C = 147,2 °F	39
CONSEQUENT Universalwachs	728-0010	grün	opak		60 °C = 140,0 °F	59
CONSEQUENT Universalwachs	728-0020	rot	opak		60 °C = 140,0 °F	59
CONSEQUENT Universalwachs	728-0030	blau	opak		60 °C = 140,0 °F	59



OKKLUSIONSPUDER



Okklusionspuder ist ein feines weißes Puder aus reinem Wachs.

- schnell und einfach aufzutragen mit einem Pinsel
- macht okklusale Störstellen und Kontaktpunkte durch druckloses Schließen des Artikulators sichtbar
- Fließbremse beim Auftragen von flüssigem Wachs
- verbrennt rückstandslos - muss nicht abgewaschen werden

Okklusionspuder weiß	17 g	Art.-Nr. 730-0000
----------------------	------	-------------------



WACHSPINSEL

Pinsel zum Glätten und Polieren von Wachsoberflächen.

Wachspinsel	1 Stück	Art.-Nr. 985-0000
-------------	---------	-------------------



NETZMITTEL

- entspannt und benetzt alle Wachs- und Silikonoberflächen
- Einbettmasse kann sich anlegen statt abzuperlen

in Sprühflasche:

- einfacheres Aufsprühen
- gleichmäßigeres Benetzen

- Farbe: blau transparent

Netzmittel	100 ml / Sprühflasche	Art.-Nr. 142-0000
Netzmittel	1000 ml / Nachfüllpackung	Art.-Nr. 142-1000



FINALE

Wachsversiegelung

- Wachsoberflächen werden geglättet - Kratzer und Unebenheiten verschwinden
- geringe Filmschicht - ca. 2-3 my
- gute Haftung auf Wachsoberflächen
- kurze Trocknungszeit - je nach Schichtauftrag 1 - 3 Minuten
- bessere Gussergebnisse - glatte und homogene Oberflächen
- kürzere Ausarbeitungszeit

Anwendungsgebiete:


- Glätten von Wachsoberflächen und Kauflächen
- Auftragen von Kontaktzonen
- Modellgussbereich:
- Glätten der Wachsprofile und Verbindungsstellen
- Verschließen feinsten Spalten zwischen Gips und Wachsprofil - verhindert das Einfließen von Einbettmasse

FINALE Wachsversiegelung	1 x 18 ml	Art.-Nr. 507-0018
FINALE Wachsversiegelung	6 x 18 ml	Art.-Nr. 507-6018



ZWISCHENGLIEDER blau

- anatomische Gestaltung der Zwischenglieder, keine Girlande, mehr Ästhetik
- Verbindungsstellen nach palatinal / lingual verlegt - tiefes Separieren von vestibulär möglich
- occlusale Tiefe für natürliche Fissuren
- 100% Wachs, rückstandslos verbrennbar
- Farbe: blau



vergrößerte Darstellung

SORTIMENT ZWISCHENGLIEDER

aus je 10 Stück nachfolgender Artikel
aus je 25 Stück nachfolgender Artikel

Oberkiefer Blöcke	1 Einführungs-Set	6 x 10 Stück	Art.-Nr. 777-0000
Oberkiefer Blöcke	1 Set	6 x 25 Stück	Art.-Nr. 770-0000
Oberkiefer Blöcke	Einzelpackung rechts	25 Stück	Art.-Nr. 771-0000
Oberkiefer Blöcke	Einzelpackung links	25 Stück	Art.-Nr. 772-0000
Oberkiefer Blöcke	Einzelpackung front	25 Stück	Art.-Nr. 773-0000
Unterkiefer Blöcke	Einzelpackung rechts	25 Stück	Art.-Nr. 774-0000
Unterkiefer Blöcke	Einzelpackung links	25 Stück	Art.-Nr. 775-0000
Unterkiefer Blöcke	Einzelpackung front	25 Stück	Art.-Nr. 776-0000




GUSSSTIFTE



Während der Erstarrungsphase des Metalls findet eine Kontraktion statt. Um diese und den entstandenen Unterdruck auszugleichen, wird flüssiges Metall aus dickeren Schichten herausgezogen. Mit diesem Wissen entstand die Idee des "verlorenen Kopfes".

Dieser befindet sich am Gussstift im Zentrum der Muffel und dient als Schwundreservoir.

- 100% Wachs, rückstandslos verbrennbar




Gussstifte blau, Kugeldurchmesser 4 mm,	250 St.	Art.-Nr.754-0250
Gussstifte blau, Kugeldurchmesser 5 mm,	250 St.	Art.-Nr.755-0250
Gussstifte blau, Kugeldurchmesser 6 mm,	250 St.	Art.-Nr.756-0250
Gussstifte blau, Kugeldurchmesser 7 mm,	250 St.	Art.-Nr.757-0250

Wachsfertigteile

IQ Fertigteile erleichtern Ihnen die Arbeit, Sie sparen Arbeitszeit und können vor allem die Qualität Ihres Gussobjektes um ein Vielfaches erhöhen.

Luft kann entweichen

IQ QUADRO STICKS



erhitztes
einschießendes
Metall

Warum sollte ein Wachsstick quadratisch sein?
Nach dem rückstandslosen Verbrennen des IQ Sticks bleibt ein quadratischer Hohlraum zurück.
Das einschießende flüssige Metall hat durch seine starken Bindungskräfte aber einen runden Querschnitt.
Somit kann die durch das Metall verdrängte Luft über die unausgefüllten Ecken des quadratischen Hohlraums entweichen. Das Ergebnis sind sichtbar glattere und lunkerfreie Güsse. Hervorragende Anstifteigenschaften durch ausreichende Länge.

- 100% Wachs, rückstandslos verbrennbar
- hellgrün, hart
- Länge: 110 mm
- Inhalt: 50g



IQ QUADRO STICK
IQ QUADRO STICK
IQ QUADRO STICK

diagonaler $\varnothing$ 2,5 mm
diagonaler $\varnothing$ 3,0 mm
diagonaler $\varnothing$ 3,5 mm

Art.-Nr. 765-5000
Art.-Nr. 766-5000
Art.-Nr. 767-5000

IQ STICKS rund



Sicherheit beim Abnehmen der Wachsmodellation.
Formstabile und verzugsfreie Verbindungen
des gesamten Gusskanalsystems.


- 100% Wachs, rückstandslos verbrennbar
- rot, hart
- Länge: 80 mm
- Inhalt: 250g



IQ STICKS rund
IQ STICKS rund
IQ STICKS rund
IQ STICKS rund
IQ STICKS rund

$\varnothing$ 2,5 mm
 $\varnothing$ 3,0 mm
 $\varnothing$ 3,5 mm
 $\varnothing$ 4,0 mm
 $\varnothing$ 5,0 mm

Art.-Nr. 768-2500
Art.-Nr. 768-3000
Art.-Nr. 768-3500
Art.-Nr. 768-4000
Art.-Nr. 768-5000



Gussobjekte mit IQ QUADRO STICKS
an IQ TRIANGEL angestiftet

IQ TRIANGEL

rote Gussbalken, extrahart



- dezentrierte Lage des Gussbalkens durch Neigungswinkel der Zuführungskanäle
- der Muffelwandung angepasste Form des Gussbalkens (gleichmäßige Abkühlung der Gussobjekte)
- zeitsparend
- Härte: extrahart, formstabil
- rückstandslos verbrennbar, Wachs ohne Kunststoffanteile
- Inhalt: 50 Stück



IQ TRIANGEL Gussbalken
IQ TRIANGEL Gussbalken

$\varnothing$ 4,0 mm
 $\varnothing$ 5,0 mm

Art.-Nr. 758-5000
Art.-Nr. 759-5000



**DURON Wachsdraht
grün, hart**

Die härtere DURON Wachsqualität verhält sich spannungsfrei und verjüngt den Kanalquerschnitt bei „Abriss“.

- rückstandslos verbrennbarer Wachsdraht
- zeitsparend

DURON Wachsdraht grün	Ø 2,0 mm	250 g	Art.-Nr. 746-1020
DURON Wachsdraht grün	Ø 2,5 mm	250 g	Art.-Nr. 746-1025
DURON Wachsdraht grün	Ø 3,0 mm	250 g	Art.-Nr. 746-1030
DURON Wachsdraht grün	Ø 3,5 mm	250 g	Art.-Nr. 746-1035
DURON Wachsdraht grün	Ø 4,0 mm	250 g	Art.-Nr. 746-1040
DURON Wachsdraht grün	Ø 5,0 mm	250 g	Art.-Nr. 746-1050



**DETON Wachsdraht
blau, mittelhart**

DETON ist ein spannungsfreier Wachsdraht ohne unerwünschte Rückstellkräfte.

- mittelharter Rollendraht mit höchster innerer Festigkeit
- rückstandslos verbrennbar

DETON Wachsdraht blau	Ø 2,5 mm	250 g	Art.-Nr. 741-2500
DETON Wachsdraht blau	Ø 3,0 mm	250 g	Art.-Nr. 742-3000
DETON Wachsdraht blau	Ø 3,5 mm	250 g	Art.-Nr. 743-3500
DETON Wachsdraht blau	Ø 4,0 mm	250 g	Art.-Nr. 744-4000
DETON Wachsdraht blau	Ø 5,0 mm	250 g	Art.-Nr. 745-5000



**CONSEQUENT Wachsdraht
smaragdgrün, weich**

- frei von unerwünschten Rückstellkräften - hohe innere Festigkeit
- gut verarbeitbar auch bei niedrigen Temperaturen
- verjüngt bei Abriss den Kanalquerschnitt
- bei engen Radien keine Einschnürung
- haftet an der Wachsmodellation
- rückstandslos verbrennbar


CONSEQUENT Wachsdraht	Ø 2,0 mm	250 g	Art.-Nr. 747-1020
CONSEQUENT Wachsdraht	Ø 2,5 mm	250 g	Art.-Nr. 747-1025
CONSEQUENT Wachsdraht	Ø 3,0 mm	250 g	Art.-Nr. 747-1030
CONSEQUENT Wachsdraht	Ø 3,5 mm	250 g	Art.-Nr. 747-1035
CONSEQUENT Wachsdraht	Ø 4,0 mm	250 g	Art.-Nr. 747-1040
CONSEQUENT Wachsdraht	Ø 5,0 mm	250 g	Art.-Nr. 747-1050





Modellgussprogramm

Klammerprofile




CONSEQUENT Multiklammer

Die Wachsqualität der Wachsserie CONSEQUENT lässt sich selbst bei niedrigen Temperaturen leicht verarbeiten.

Das Wachs verhält sich spannungsfrei bei gleichzeitig hoher innerer Stabilität. Die Querschnittsänderung der Klammerprofile erlaubt, bei gleicher Stabilität, eine deutlich grazilere Klammergestaltung.

So entfällt zeitaufwendige Nacharbeit der Klammerarme und die Ausarbeitungszeit wird verringert. Ebenso konnten durch die besondere Formgebung die Klammerarme verlängert werden, so dass diese Klammer multifunktional für Molaren und Prämolaren geeignet ist.



CONSEQUENT Multiklammer

- verschobener Dachfirst - besseres Abgleiten des Speisebreis
- grazilere Formgestaltung bei gleicher Stabilität
- neue Länge - auch für große Molaren ideal
- geringere Ausarbeitungszeit
- anatomische angepasste Gestaltung der Klammer


Packungsinhalt: 10 Tafeln = 200 Stück
Farbe: smaragdgrün

CONSEQUENT Multiklammer


Art.-Nr. 109-0000

WACHSSCHABLONEN KLAMMERPROFILE

- bleibtot - spannungsfreie Qualität
- formstabil und selbsthaftend
- Packungsinhalt: 10 Tafeln = 200 Stück
- Farbe: grün




PK




BH I




RK geb.



MK



BH II



RK

PK	-	Prämolarenklammer	Art.-Nr. 110-0000
MK	-	Molarenklammer	Art.-Nr. 111-0000
BH I	-	Bonyhardklammer klein	Art.-Nr. 112-0000
BH II	-	Bonyhardklammer groß	Art.-Nr. 113-0000
RK geb.	-	Ringklammer gebogen	Art.-Nr. 114-0000
RK	-	Ringklammer	Art.-Nr. 115-0000


Profilstäbe

CONSEQUENT Wachprofile smaragdgrün

- **druckfeste Wachsmischung** = hohe innere Stabilität, während dem Anlegen des Profils bleibt der Profildurchmesser erhalten
- **keine Rückstellkräfte** = Profileteile bleiben in der gewünschten Position ohne aufzubiegen
- **gute Adaptierbarkeit** = lässt sich leicht an die entsprechende Form anlegen
- = gut verarbeitbar auch bei niedrigen Temperaturen

CONSEQUENT Unterkieferbügel

- in CONSEQUENT Wachsqualität
- in Biegungen keine Falten-und Rissbildung
- bleibet, sehr gut adaptierbar
- hervorragend geeignet für Titan
- kein Verstärken notwendig
- ideal für torsionsfreie Verbindungen
- Länge: 150 mm
- Farbe: smaragdgrün
- Härte: mittelhart



CONSEQUENT Unterkieferbügel

4,0 x 1,7 mm	65 g	Art.-Nr. 192-1700
4,0 x 2,0 mm	65 g	Art.-Nr. 192-2000
4,4 x 2,3 mm	65 g	Art.-Nr. 192-2300

CONSEQUENT Profilstäbe rund

- in CONSEQUENT Wachsqualität
- Länge: 150 mm
- Farbe: smaragdgrün
- Härte: mittelhart




CONSEQUENT Profilstäbe rund


Ø 0,60 mm	12 g	Art.-Nr. 152-0600
Ø 0,80 mm	25 g	Art.-Nr. 152-0800
Ø 1,00 mm	38 g	Art.-Nr. 152-1000
Ø 1,20 mm	50 g	Art.-Nr. 152-1200
Ø 1,50 mm	50 g	Art.-Nr. 152-1500

PROFILSTÄBE


- glatte Oberfläche
- ohne Rückstellwirkung
- Härte: hart
- Farbe: blau
- Länge ca. 150 mm




Wachsdraht rund	Ø 0,60 mm	12 g	Art.-Nr. 151-0600
	Ø 0,80 mm	25 g	Art.-Nr. 151-0800
	Ø 1,00 mm	38 g	Art.-Nr. 151-1000
	Ø 1,20 mm	50 g	Art.-Nr. 151-1200
	Ø 1,50 mm	50 g	Art.-Nr. 151-1500



Abschlußleisten	2,0 x 1,0 mm	25 g	Art.-Nr. 171-1000
-----------------	--------------	------	-------------------




Oberkieferbügel	5,0 x 1,3 mm	65 g	Art.-Nr. 181-1300
-----------------	--------------	------	-------------------



Unterkieferbügel	4,0 x 1,7 mm	65 g	Art.-Nr. 191-1700
	4,0 x 2,0 mm	65 g	Art.-Nr. 191-2000

Wachsretentionen



Wachsretentionen mit Randabschlussleiste rot

- leicht adaptierbar
- große Zeitersparnis
- mit rotierenden Instrumenten einfach nachzubearbeiten
- 2 verschiedene Größen
- 15 Stück

Plattenretentionen mit Abschlussleiste

Plattenretentionen klein	Art.-Nr. 116-0000
Plattenretentionen groß	Art.-Nr. 117-0000



Lochretentionen mit Abschlussleiste

7 x 127 mm	25 Stück	Art.-Nr. 126-1000
------------	----------	-------------------



Netzretentionen mit Abschlussleiste

10 x 122 mm	25 Stück	Art.-Nr. 125-1000
-------------	----------	-------------------



Ovallochretentionen

130 x 8 mm	25 Stege	Art.-Nr. 127-0000
------------	----------	-------------------




Rundlochretentionen

135 x 6,5 mm	25 Stege	Art.-Nr. 126-0000
--------------	----------	-------------------

WACHSRETENTIONEN WACHSGITTER rot

- große Auswahl, wird allen Anwendungen gerecht
- spannungsfrei
- leicht adaptierbar




Wachsgitter

100 x 100 mm

10 Tafeln

Art.-Nr. 120-0000




Rundlochgitter

71 x 70 mm

20 Tafeln

Art.-Nr. 121-0000




Wachsgitter

75 x 65 mm

20 Tafeln

Art.-Nr. 122-0000




Kammretentionen

75 x 65 mm

10 Tafeln

Art.-Nr. 123-0000



Diagonalgitter

75 x 150 mm

10 Tafeln

Art.-Nr. 125-0000

Modellgussteile

GLATTES GUSSWACHS grün

- sehr geschmeidig, transparent
- Großformat Plattengröße 17,5 x 8 cm
- Packungsinhalt: 15 Platten



Gusswachs grün	0,30 mm	Art.-Nr. 130-3000
Gusswachs grün	0,35 mm	Art.-Nr. 130-3500
Gusswachs grün	0,40 mm	Art.-Nr. 130-4000
Gusswachs grün	0,50 mm	Art.-Nr. 130-5000
Gusswachs grün	0,60 mm	Art.-Nr. 130-6000
Gusswachs grün	0,70 mm	Art.-Nr. 130-7000

VORBEREITUNGSWACHS rosa

- bewährtes Großformat: Plattengröße 17,5 x 8 cm
- Packungsinhalt: 15 Platten
- rosa transparent



Vorbereitungswachs rosa	0,50 mm	Art.-Nr. 135-5000
Vorbereitungswachs rosa	0,60 mm	Art.-Nr. 135-6000
Vorbereitungswachs rosa	0,70 mm	Art.-Nr. 135-7000

STRUKTURIERTES GUSSWACHS

- gut adaptierbar
- bleibend
- sichere Haftung am Modell
- leicht polierbare Oberflächenstrukturen
- Großformat Plattengröße: 17,5 x 8 cm


Packungsinhalt: 15 Platten
Farbe: grün transparent



Platten genarbt	0,40 mm	Art.-Nr. 133-4000
Platten genarbt	0,50 mm	Art.-Nr. 133-5000
Platten genarbt	0,60 mm	Art.-Nr. 133-6000



Platten fein geadert	0,35 mm	Art.-Nr. 131-3500
Platten fein geadert	0,40 mm	Art.-Nr. 131-4000
Platten fein geadert	0,45 mm	Art.-Nr. 131-4500
Platten fein geadert	0,50 mm	Art.-Nr. 131-5000
Platten fein geadert	0,60 mm	Art.-Nr. 131-6000



Platten grob geadert	0,35 mm	Art.-Nr. 132-3500
Platten grob geadert	0,40 mm	Art.-Nr. 132-4000
Platten grob geadert	0,45 mm	Art.-Nr. 132-4500
Platten grob geadert	0,50 mm	Art.-Nr. 132-5000
Platten grob geadert	0,60 mm	Art.-Nr. 132-6000

Modellgussteile




CONSEQUENT Ausblockwachs

- zieht nicht vom Metall weg
- auch dünn aufgetragen sehr gut sichtbar
- sehr gut schabbar (mit und ohne Thermostab)
- reagiert nicht mit Monomerflüssigkeiten und handelsüblichen Silikon
- Farbe: orange - zieht nicht in den Gips ein
- Packungsgröße: 45 g Dosen

CONSEQUENT Ausblockwachs

Art.-Nr.139-0000



KUNSTSTOFFRETENTIONEN

- rückstandslos verbrennbar
- verschiedene Formen - je nach Platzverhältnissen einsetzbar
- aus Kunststoff
- Farbe: weiß
- 500 Stück pro Packung

Kunststoffretentionen
Kunststoffretentionen



Art.-Nr. 145-1000
Art.-Nr. 145-2000



UNIVERSALKLEBER für Retentionsperlen

- Zur Fixierung von Retentionsperlen, Fertigteilen und Wachsplatten.
- rückstandslos verbrennbar
 - Farbe: transparent

UNIVERSALKLEBER

18 ml

Art.-Nr. 508-0018



WACHSRETENTIONSPERLEN blau

- gute Haftung auf dem Untergrund
- verbrennen rückstandslos
- kein Aufquellen

WACHSRETENTIONSPERLEN blau
WACHSRETENTIONSPERLEN blau

Ø 0,4 mm
Ø 0,2 mm

15 g
15 g

Art.-Nr. 716-5010
Art.-Nr. 717-5010



GUSSTRICHER

- aus Kunststoff
- Farbe: weiß
- Inhalt: 50 Stück

GUSSTRICHER

Art.-Nr. 141-0000



CONSEQUENT Universalwachs

CONSEQUENT Universalwachs wird speziell im Bereich Modellguss, aber auch in der Aufwachstechnik eingesetzt. Durch mehrfarbiges Modellieren werden Kontraste hergestellt, so dass zu dünn geschabte Wachsübergänge vermieden werden können.

- sehr gutes Verbindungswachs
- Schmelzpunkt: 60°C
- eine weichere Wachsqualität
- kühlt langsam aus
- Packungsgröße: 70 g Dosen

CONSEQUENT Universalwachs

grün
rot
blau

Art.-Nr. 728-0010
Art.-Nr. 728-0020
Art.-Nr. 728-0030



NETZMITTEL

- entspannt und benetzt alle Wachs- und Silikonoberflächen
- Einbettmasse kann sich anlegen statt abzuperlen

in Sprühflasche:

- einfacheres Aufsprühen
- gleichmäßigeres Benetzen

- Farbe: blau transparent

Netzmittel
Netzmittel

100 ml / Sprühflasche
1000 ml / Nachfüllpackung

Art.-Nr. 142-0000
Art.-Nr. 142-1000



FINALE

Wachsversiegelung

- Wachsoberflächen werden geglättet - Kratzer und Unebenheiten verschwinden
- geringe Filmschicht - ca. 2-3 my
- gute Haftung auf Wachsoberflächen
- kurze Trocknungszeit - je nach Schichtauftrag 1 - 3 Minuten
- bessere Gussergebnisse - glatte und homogene Oberflächen
- kürzere Ausarbeitungszeit

Anwendungsgebiete:

- Glätten von Wachsoberflächen und Kauflächen
- Auftragen von Kontaktzonen
- Modellgussbereich:
- Glätten der Wachsprofile und Verbindungsstellen
- Verschließen feinsten Spalten zwischen Gips und Wachsprofil - verhindert das Einfließen von Einbettmasse

FINALE Wachsversiegelung
FINALE Wachsversiegelung

1 x 18 ml
6 x 18 ml

Art.-Nr. 507-0018
Art.-Nr. 507-6018





Dubliertechnik

Tauchhärter

YETIDUR

Bio-Tauchhärter

Kalttauchhärter zur Härtung und
Oberflächenglättung von Einbettmassemodellen.
- biologisch abbaubar

Verarbeitung:

- Einbettmassemodell 25 - 30 min. bei 180 °C vorwärmen
- warm für 5 sec. in YETIDUR tauchen
- gut abtropfen und abkühlen lassen
- zum Nachtrocknen ggf. noch einmal in den Ofen



YETIDUR Bio-Tauchhärter

1000 ml

Art.-Nr. 943-1000



PRECISIL

Dubliersilikon blau

Additionsvernetztes Dubliersilikon
für Modellguss und Kombinationsarbeiten

- hohe Dimensionsstabilität
- äußerst präzise Detailwiedergabe
- keine Blasenbildung
- unkomplizierte Anwendung
- vollständige Aushärtung auch an Wachsübergängen
- dünnfließend - weichelastische Endkonsistenz

Dosierung: 1:1

Lieferumfang: 1 kg Typ A + 1 kg Typ B



PRECISIL Dubliersilikon

Art.-Nr. 880-0000



PRECIGEL

Dubliermasse grün

auf Agar Agar Basis

für Dentalgipse, gipshaltige und phosphatgebundene Einbettmassen,
sowie autopolymerisierende (kalt) Prothesenkunststoffe

- umweltfreundlich - auf natürlicher und hochwertiger Algenbasis
- wirtschaftlich - saubere Gelmassen erneut erhitzen und verarbeiten

Verarbeitung:

- Precigel auf 93,5 °C erhitzen
- Verarbeitungstemperatur: 46 - 50 °C
- nach vollständiger Aushärtung Modell entnehmen




PRECIGEL

Inhalt: 6 kg

Art.-Nr. 944-6000





- Aufwachsinstrumente
- Geräte und Zubehör

Aufwachsinstrumente



ARTLINE Instrumente

Modellierinstrumente sind das wichtigste Handwerkszeug jedes Zahntechnikers. Deshalb wurden unsere ARTLINE, ARTLINE plus und ARTLINE NAT Instrumente nach neuesten Erkenntnissen der Ergonomie gefertigt, sie sind temperaturisoliert und rutschsicher. Die Spitzen bestehen aus bestem Stahl, sind handgeschliffen und poliert. Alle ARTLINE Instrumente sind " **MADE IN GERMANY** ".

ARTLINE Set im Holzetui
incl. (Artl.) Instrumente

Art.-Nr. 850-0000


ARTLINE

Carving spitz

(Artl.) ARTLINE

rot

Art.-Nr. 850-1000




Carving rund

Aufwachssonde mittel

(Artl.) ARTLINE

silber

Art.-Nr. 850-2000




Aufwachssonde groß

Aufwachssonde
superfein

(Artl.) ARTLINE

gold

Art.-Nr. 850-3000



Aufwachssonde fein

ARTLINE nach Jochen Peters

ARTLINE Jochen Peters No.01, Lecron

Art.-Nr. 850-6001

my favorite



Muldenformer

ARTLINE Jochen Peters No.02, PKT

Art.-Nr. 850-6002

Aufwachssonde
fein



Aufwachssonde groß

**Die ARTLINE Instrumente nach Jochen Peters haften magnetisch am VARIO!
VARIO: siehe excellence line!**

ARTLINE plus

Hollenback vertikal

(AP) ARTLINE plus No.01

rot

Art.-Nr. 850-4001



Hollenback horizontal

Aufwachssonde dünn

(AP) ARTLINE plus No.02

grün

Art.-Nr. 850-4002



Aufwachssonde dick

Universalformer

(AP) ARTLINE plus No.03

gelb

Art.-Nr. 850-4003




Speerform

Wachsmesser groß

(AP) ARTLINE plus No.04

blau

Art.-Nr. 850-4004



Wachsschaber groß

ARTLINE N-A-T

Universalmesser

(AN) ARTLINE N-A-T No.01

rot

Art.-Nr. 850-5001



Fissurenformer

Cervikalwachser

(AN) ARTLINE N-A-T No.02

grün

Art.-Nr. 850-5002



feiner Korkenzieher

Muldenformer

(AN) ARTLINE N-A-T No.03

gelb

Art.-Nr. 850-5003



Lanzenform

Basiswachser

(AN) ARTLINE N-A-T No.04


blau

Art.-Nr. 850-5004



mittlerer Korkenzieher

elektrische Wachsmesser Zubehör



Handstück

- das Handstück ist: ultraleicht, temperaturunempfindlich und bleibt angenehm kühl
- das Verbindungskabel zum Handstück ist: hochflexibel und absolut temperaturunempfindlich

- a = Modellierspitze zum Aufstecken
- b = Heizstab
- c = ergonomisch geformte Griffhülse aus Holz
- d = Magnetringe
- e = Handgriff
- f = Handstückkabel

Handstück für alle Waxer der Serie easy, CONTACT-E, NT und pro.
mit geradem einpoligen Stecker



Art.-Nr. 411-1001



HANDSTÜCKKLEMME

- zum sicheren Ablegen des Handstücks
- einfach aufkleben - fertig

HANDSTÜCKKLEMME schwarz

Art.-Nr. 410-1003

Modellierspitzen für WAXER der Serien easy, CONTACT-E, NT und pro



Das Modellierspitzen-Sortiment, für alle Waxer der Serien easy, CONTACT-E, NT und pro bietet eine Auswahl von 6 verschiedenen Formen. Durch Beschleifen der Spitzen lassen sich diese individuell verändern. Dank dem Stecksystem sind die Spitzen schnell und unkompliziert wechselbar, ihr Innendurchmesser beträgt 2 mm.

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| (1) PKT 1 fein | Art.-Nr. 411-0100 |
| (2) PKT 2 dick | Art.-Nr. 411-0200 |
| (3) Hollenback horizontal | Art.-Nr. 411-0300 |
| (4) Messerform | Art.-Nr. 411-0400 |
| (5) Korkenzieher fein | Art.-Nr. 411-0500 |
| (6) Korkenzieher dick | Art.-Nr. 411-0600 |

Handstücke und Spitzen sind nicht im Garantie-Umfang enthalten!

easy Waxer easy Waxer duo

- besonders kurze Aufheizrate
- Temperaturbereich bis 190°C
- einfache und stufenlose Temperaturregelung
- schnelle Reaktionszeit der Sonde
- unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis
- stromsparende Ein/Aus-Schaltung

easy Waxer	230 V	Art.-Nr. 413-0000
easy Waxer	115 V	Art.-Nr. 413-0115
<i>inkl. Handstück, Handstückklemme und Modellierspitze PKT 2</i>		
easy Waxer duo	230 V	Art.-Nr. 415-0000
easy Waxer duo	115 V	Art.-Nr. 415-0115
<i>inkl. 2 Handstücken, 2 Handstückklemmen und den Modellierspitzen PKT 1 und 2</i>		

Mehr Informationen: siehe excellence line - CONTACT - CONTACT-E



CONTACT-E Aufwachsstation

- **Contact Basis** (siehe CONTACT)
- **die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt**
- fixe Temperatur von ca. 35 - 40°C
- kann zu oder abgeschaltet werden
- **incl. 1 Handstück mit Modelliersonde PKT2**
- stufenlose Temperaturregelung bis zu 190°C
- incl. Handstückklemme zum sicheren Ablegen / Einklemmen des Handstücks nach Gebrauch

Art.-Nr. 416-1000



CONTACT-E duo Aufwachsstation

- **Contact Basis** (siehe CONTACT)
- **die linke Hälfte der Metallplatte ist beheizt**
- fixe Temperatur von ca. 35 - 40°C
- kann zu oder abgeschaltet werden
- **incl. 2 Handstücken**
- **mit Modelliersonden PKT1 und PKT2**
- getrennte stufenlose Temperaturregelung bis zu 190°C
- incl. 2 Handstückklemmen zum sicheren Ablegen / Einklemmen des Handstücks nach Gebrauch

Art.-Nr. 416-2000

Handstücke und Spitzen sind nicht im Garantie-Umfang enthalten!



IQ WAXER NT light

Der IQ WAXER NT Light ist, mit seiner zusätzlichen „Touch Control“-Funktion, eine interessante Weiterentwicklung der elektrischen Wachsmesser. Mit ihm können Sie, wie gewohnt, in der „Continuos“-Funktion arbeiten, d.h. die Temperatur der Modellierspitze bleibt stets in der von Ihnen eingestellten Höhe. Zusätzlich haben Sie aber auch die Möglichkeit, die in diesen Geräten extrem schnell reagierende, **„Touch Control“-Funktion** zu verwenden. Die Modellierspitze erwärmt oder kühlt nun in nur Bruchteilen von Sekunden ab. Das ist möglich, da sich die Mikroheizung am vordersten Punkt der Sonde befindet. Gesteuert werden kann wahlweise über einen Sensorkontakt am Handstück oder über ein Fußpedal (optional).
- regelbar von 50°C - 230°C / 122°F - 446°F

Das Handstück ist superleicht, hat einen Durchmesser von nur 11 mm, ist temperaturunempfindlich und bleibt stets angenehm kühl. Auch das Verbindungskabel ist hochflexibel und temperaturunempfindlich. Den Abstand vom Sensorring zur Modellierspitze können Sie, durch verschieben des Sensorrings, individuell auf ihre Handgröße anpassen.

IQ WAXER NT light	230 V	Art.-Nr. 410-9000
IQ WAXER NT light	115 V	Art.-Nr. 410-9115
Lieferung inkl.: Handstück, Handstückklemme und Modellierspitze PKT 2 (420-0200)		
Fußschalter (zusätzlich zum Sensorkontakt am Handstück)		Art.-Nr. 409-9500

MODELLIERSPITZEN für IQ WAXER NT light

Durch Einsatz von Mikroheizelementen, in Verbindung mit modernster Lasertechnologie, befindet sich die Heizung an der Spitze der Sonde. Somit ist auch der heißeste Punkt des Modellierinstruments an der Spitze. Dadurch:

- Erwärmung und Abkühlung der Modellierspitzen in Bruchteilen von Sekunden
- kein Zurückfließen des Wachstropfens

Diese neuartige Technologie ermöglicht uns außerdem die Herstellung nadelfeiner Sonden in bisher unbekannter Ausführung.



Modellierspitzensortiment von links nach rechts:

PKT 1 fein	Ø 1,0 mm	Art.-Nr. 420-0100
PKT 2	Ø 1,2 mm	Art.-Nr. 420-0200

Handstücke und Spitzen sind nicht im Garantie-Umfang enthalten!

Dippy easy



Das kleine schwarze Tauchwachsgerät zu einem noch nie da gewesenen Preis-Leistungsverhältnis.

schnell - innerhalb weniger Sekunden ist ein Wachskäppchen erstellt
sauber - einfaches entfernen des Materialüberschuss
wirtschaftlich - günstig und sparsam - kaum überschüssiges Material

- mit analoger Technologie
- stufenlos regelbar von 65°C - 105°C / 149°F - 221°F
- Anzeigegenauigkeit $\pm 1,0$ °C

DIPPY easy 230 V
DIPPY easy 115 V

Art.-Nr. 402-1000
Art.-Nr. 402-1115



Tauchwachse



PRECINT SHUTTLE II / IV

UVA Lichthärtegerät

(mit 2 oder 4 Leuchtstoffröhren)

UVA Lichthärtegerät zur Aushärtung von lichthärtendem Löffelmaterial und Kunststoffen.

Die Modelle können sicher auf dem Schubladenboden positioniert und in den Innenraum geschoben werden. Der Innenraum ist groß genug zur Aufnahme von bis zu 4 Modellen.

Bei geschlossener Schublade schützt Sie ein Blendschutz vor UV-Strahlung.

- automatisch voreingestellte Aushärtungszeit
- optisches und akustisches Signal nach Abschluss der Polymerisation
- wahlweise mit 2 oder 4 Leuchtstoffröhren mit einem Emissionsbereich von 350 nm erhältlich (PRECINT SHUTTLE II = 2 Leuchtstoffröhren, PRECINT SHUTTLE IV = 4 Leuchtstoffröhren)
- durch Austausch der Leuchtstoffröhren mit einem anderen UVA Spektralbereich, auch für Komposit und LC Ausblockmaterial geeignet
- One-Touch Bedienung
- kein Stromverbrauch im Stand-by Betrieb

Polymerisationszeit:

ca. 5 min

Leistung:

PRECINT SHUTTLE II ca. 20 Watt

PRECINT SHUTTLE IV ca. 35 Watt

Maße:

Öffnungsgröße 55mm x 135 mm

Schubladeninnenmaß 130mm x 155mm



PRECINT SHUTTLE II	230V	Art.-Nr. 492-9000
PRECINT SHUTTLE II	115V	Art.-Nr. 492-9115
PRECINT SHUTTLE IV	230V	Art.-Nr. 494-9000
PRECINT SHUTTLE IV	115V	Art.-Nr. 494-9115
Leuchtstab	9W BL 350	Art.-Nr. 490-0001
Leuchtstab für Composit	9W BL 450	Art.-Nr. 490-0010



PRECI TRAY lichthärtendes Löffelmaterial

- passend für alle Ober- und Unterkiefer
- in 3 verschiedenen Farben erhältlich
- leicht an das Modell zu adaptieren
- zeitsparend - geringe Nacharbeit
- gleichmäßige Schichtstärke
- keine Eindrückungen vom Adaptieren durch das Beifügen spezieller Füllstoffe
- Plattengröße: 70 x 100 mm
- Stärke: 2,2 mm
- Packungsinhalt: 50 Stück

PRECI TRAY

rosa

blau

weiß

Art.-Nr. 890-1000

Art.-Nr. 890-1010

Art.-Nr. 890-1020



Build Up Resin LC



gebrauchsfähiger, lichthärtender Modellierkunststoff für die Gußtechnik.


- problemlos von der Primärkonstruktion abzuheben
- besticht durch seine Standfestigkeit
- hohe Abformgenauigkeit
- exzellente Gussergebnisse
- verbrennt absolut rückstandslos
- ausgezeichnete Ausbrenneigenschaften - kein Einreißen der Muffel
- lässt sich sehr gut beschleifen



Build Up Resin LC
2x3g Spritzen (inkl. 4 Spitzen)

Art.-Nr.890-1300







- Einbettmassen
- Metalle

Einbettmassen



YETIVEST

phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse für alle Edelmetall-, Aufbrenn- und NEM Legierungen

- feinkörnig sämige Konsistenz
- glatte Gussoberflächen
- passgenau ohne Nacharbeit

Aufheizverfahren: traditionell oder High-Speed

YETIVEST Pulver	4,0 kg (25 x 160 g)	Art.-Nr. 930-0160
YETIVEST Liquid	1000 ml Flasche	Art.-Nr. 931-1000
YETIVEST Pulver + Liquid	4,0 kg (25 x 160 g) + 1000 ml	Art.-Nr. 932-0000

Für Arbeiten mit erhöhten Expansionswerten empfehlen wir YETI EXPANSION und YETI EXPANSION plus!



DUOVEST

phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse für alle Dentallegierungen

- unempfindliche All - Rounder Einbettmasse
- hervorragendes Preis - Leistungsverhältnis

Aufheizverfahren: traditionell oder High-Speed

DUOVEST Pulver	4,0 kg (25 x 160 g)	Art.-Nr. 950-0160
DUOVEST Liquid	1000 ml Flasche	Art.-Nr. 951-1000
DUOVEST Pulver + Liquid	4,0 kg (25 x 160 g) + 1000 ml	Art.-Nr. 952-0000



YETI EXPANSION

Einbettmasse für Edelmetall und NEM Legierungen

- durch die Expansionssteuerung über das Liquid lassen sich alle gewünschten Werte für Edelmetall und NEM- Gusstechnik erzielen
- Geeignet für zahntechnische Gussarbeiten, K & B Technik, Teleskop-Geschiebe-Technik und Implantatarbeiten
- erhöhte Expansionswerte ermöglichen großspannige NEM Arbeiten
- exakte Expansionssteuerung bei Teleskop-Primärkronen
- unempfindlich gegen Rissbildung - auch ohne Muffelring anwendbar
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Aufheizverfahren: traditionell oder Speedverfahren

YETI EXPANSION Pulver	4,5 kg (50 x 90 g)	Art.-Nr. 955-0090
YETI EXPANSION Liquid	1000 ml Flasche	Art.-Nr. 955-1000
YETI EXPANSION Pulver + Liquid	4,5 kg (50 x 90 g) + 1000 ml	Art.-Nr. 955-0000



COBAVEST

phosphatgebundene Präzisionseinbettmasse für Modellgusstechnik

- für Silikondublierung, sowie auch Geldublierung geeignet
- höchste Passgenauigkeit
- exzellente Detailwiedergabe
- feinkörnige Konsistenz
- hervorragende Fließeigenschaften

Aufheizverfahren: traditionell oder High-Speed

COBAVEST Pulver	20 kg (100 x 200 g)	Art.-Nr. 940-0200
COBAVEST Liquid	1000 ml Flasche	Art.-Nr. 941-1000
COBAVEST Pulver + Liquid	20 kg (100 x 200 g) + 3000 ml	Art.-Nr. 942-0000



K2 Press-universal

universelle Speed Einbettmasse für alle Presskeramiksysteme

- auch für Lithium Disilikat bestens geeignet
- geringe Reaktionsschicht
- extreme Passgenauigkeit
- glatte und homogene Pressergebnisse
- fein fließende, sahnige Konsistenz
- leichtes Ausbetten

Aufheizverfahren: Speed

K2 Press-universal Pulver + Liquid	5 kg (50 x 100 g) + 1000 ml	Art.-Nr. 360-1005
------------------------------------	-------------------------------	-------------------



YETI EXPANSION plus

Universal Einbettmasse für Edelmetall, NEM Legierungen und Presskeramik

- durch die Expansionssteuerung über das Liquid lassen sich alle gewünschten Werte für Edelmetall, NEM und Presskeramik erzielen
- presskeramische Restaurationen wie Inlays, Veneers, Überpresstechnik und K+B Technik
- großspannige NEM Arbeiten durch erhöhte Expansionswerte möglich
- kein High-Expansion Liquid notwendig
- sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- einfaches Ausbetten
- extrem glatte Oberfläche des Gussobjekts aufgrund feinkörniger Konsistenz und hervorragender Fließeigenschaften
- 100g Beutel, abgestimmt auf Presskeramik Zylinder

Aufheizverfahren: traditionell oder Speedverfahren

YETI EXPANSION plus Pulver	5 kg (50 x 100g)	Art.Nr. 956-0100
YETI EXPANSION plus Liquid	1000 ml Flasche	Art.-Nr. 956-1000
YETI EXPANSION plus Pulver + Liquid	5 kg (50 x 100g) 1000 ml Flasche	Art.-Nr. 956-0000



Muffelsystem Silikonmanschette

K2 Muffelsystem 100
für Silikonmanschette 100 inkl. 3 Muffelbasen und lehren - Ø 13 mm.

K2 Muffelsystem 200
für Silikonmanschette 200 inkl. 3 Muffelbasen und lehren - Ø 13 mm.

K2 Silikonmanschette klein, 100g
K2 Silikonmanschette mittel, 200g
für Presskeramik, einfache Handhabung.

K2 Muffelsystem 100
K2 Muffelsystem 200

Art.Nr. 350-0731
Art.Nr. 350-0732

K2 Silikonmanschette klein, 100g
K2 Silikonmanschette mittel, 200g

Art.Nr. 350-0710
Art.Nr. 350-0720



K2 Pressstempel Ø 13mm

Einbettmassestempel für den einmaligen Gebrauch.
Ohne Vorwärmen direkt in die heiße Muffel.
Durch schnelle Abkühlung des Stempels
Verringerung der Gefahr von Sprüngen bei den gepressten Objekten.
Erhältlich für 3g K2 Li Pellets.

K2 Pressstempel (Einweg) klein (3g) 50 Stück

Art.-Nr. 350-0113





Bei Brücken **immer am Pfeiler**
anstiften, niemals am Pontic



Objekte sollten **gleiche Höhe** haben



bei Einzelkronenpressung
immer 1 Blindkanal



BLUE MARKER Kontaktfarbe



Punktgenaues Erkennen und gezieltes Beseitigen von Früh- oder Störkontakten beim Aufpassen von Kronen, Inlays, Geschiebeteilen etc.

- außergewöhnlich dünn und gleichmäßig auf den Gipsstumpf aufzutragen
- schnelltrocknend und deckend
- punktgenaues Abzeichnen aller Störstellen in den Kroneninnenflächen
- haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff
- sauber und mühelos von versiegelten Gipsoberflächen abwaschbar (vor dem Keramikbrand oder Einbetten abwaschen!)
- 100% wasserlöslich

BLUE MARKER Kontaktfarbe

Blue Marker	1 x 18 ml	Art.-Nr. 580-0018
Blue Marker	6 x 18 ml	Art.-Nr. 580-6018
Spezialverdünner für Blue Marker	1 x 18 ml	Art.-Nr. 580-2018
Spezialverdünner für Blue Marker	6 x 18 ml	Art.-Nr. 580-2618

OKKLUSIONSSPRAY

Zur Erkennung von Frühkontakten und Störstellen.

- gezieltes Aufsprühen möglich
- sehr feine Düse - dadurch hauchdünn aufzutragen
- flockt nicht aus
- 100% wasserlöslich
- sauber und mühelos von versiegelten Gipsoberflächen abwaschbar (vor dem Keramikbrand oder Einbetten abwaschen!)
- haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff
- umweltfreundlich: aus ozonunschädlichem Druckgasgemisch

Inhalt: 75 ml



OKKLUSIONSSPRAY, grün
OKKLUSIONSSPRAY, rot
OKKLUSIONSSPRAY, blau
OKKLUSIONSSPRAY, weiß

Art.-Nr. 580-2007
Art.-Nr. 580-2008
Art.-Nr. 580-2009
Art.-Nr. 580-2010

SATI BRUSH

Ein matter Glanz auf der Kaufläche zeigt eventuelle Störkontakte nach kurzer Tragezeit im Mund als glänzende Stellen.

Dadurch sichtbar gemacht, können diese problemlos beseitigt werden.

SATI BRUSH wird nach dem Polieren der Kaufläche angewendet, wobei es langsam rotierend die Kaufläche mattiert.

Ebenso kann SATI BRUSH zum Beseitigen von Oxydschichten auf Metalloberflächen verwendet werden.



SATI BRUSH Polierräder	22 mm	50 Stück	Art.-Nr. 310-0000
------------------------	-------	----------	-------------------

Metalle



SOLIBOND N

aufbrennfähige Nickel-Chrom-Legierung

- berylliumfreie Nickel-Chrom Aufbrennlegierung
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften beim Fließverhalten der Schmelze - Gussicherheit, schnelle und einfache Politur, Brennstabilität der Legierung
- höchste Passgenauigkeit bei angenehm zu verarbeitender Härte von 180 HV
- sehr dünne Oxydschicht, ästhetisch vorteilhafte Gestaltung der Keramik
- optimaler Haftverbund mit keramischen Massen - Oxydbrand nicht zwingend
- ausgezeichnete Mundbeständigkeit - hoch korrosionsbeständig - laserbefähig

Tipp: beste Gussergebnisse in Verbindung mit den Einbettmassen YETIVEST, DUOVEST, YETI EXPANSION und YETI EXPANSION plus

Schmelzintervall	1.250 – 1.330°C
Gießtemperatur	1390°C
Vickers-Härte	180 HV
Bruchdehnung	25,0 %
WAK (20 - 600°C)	$14,1 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
WAK (25 - 500°C)	$13,9 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Ni	Cr	Mo	Si	Fe
62,7%	24,5%	10,4%	1,4%	1,0%

SOLIBOND N	1000 g	Art.-Nr. 963-1000
SOLIBOND N	250 g	Art.-Nr. 963-0250

LOT NE

Universallot für alle Nichtelegmetalllegierungen

- sehr gute Mund- und Farbbeständigkeit sowie einfache Verarbeitung

LOT NE	5g	Art.-Nr. 960-0000
--------	----	-------------------

SOLIDUR CoCr

Modellgusslegierung federhart



- **laserfähige Kobalt-Chrom Modellgusslegierung**
- zeitsparende angenehme Verarbeitung durch sehr dünne Oxydschicht
- **einzigartige Polier- und Glanzeigenschaften**, hohe Passgenauigkeit
- hervorragende Fließeigenschaften der Schmelze - **Wiedergabe feinsten Details**
- physikalische Eigenschaften erlauben die Gestaltung **graziler Konstruktionen**
- **hohe Biokompatibilität** - Mundbeständigkeit

Tipp: beste Gussergebnisse in Verbindung mit der Einbettmasse COBAVEST

Schmelzintervall	1360 -1410°C
Gießtemperatur	1470°C
Vickers-Härte	420 HV
Dehnung	6,5%,
Bruchdehnung	8%
E-Modul	ca. 230.000 MPa

Co	Cr	Mo	Mn	C	Fe	Si
63%	29,4%	5,95%	0,6%	0,29%	0,06%	0,7%

SOLIDUR CoCr	1000 g	Art.-Nr. 960-1000
SOLIDUR CoCr	250 g	Art.-Nr. 960-0250

SOLIBOND C plus

aufbrennfähige CoCr-Legierung (NEM)



- **nickel- und berylliumfreie Kobalt-Chrom Aufbrennlegierung**
- sehr **dünne Oxydschicht**, ästhetisch vorteilhafte Gestaltung der Keramik
- gute Verarbeitungseigenschaften beim **Fließverhalten - Gussicherheit**, **schnelle Politur und Oberflächenglanz**, sowie Brennstabilität der Legierung
- optimaler Haftverbund mit keramischen Massen - Oxydbrand nicht zwingend
- **hohe Passgenauigkeit** (zeitsparend) - biokompatibel – laserfähig
- verbesserte Fließeigenschaften
- verbesserte Gussergebnisse


Tipp: beste Gussergebnisse in Verbindung mit den Einbettmassen YETIVEST, DUOVEST, YETI EXPANSION und YETI EXPANSION plus

Schmelzintervall	1.310 – 1.370°C
Gießtemperatur	1430°C
Vickers-Härte	280 HV
Bruchdehnung	10,1 %
WAK (20 - 600°C)	$14,0 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
WAK (25 - 500°C)	$13,9 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Co	Cr	Mo	W	Nb	Si
63%	24%	2,9%	8,1%	0,9%	1,1%

SOLIBOND C plus	1000 g	Art.-Nr. 969-1000
SOLIBOND C plus	250 g	Art.-Nr. 969-0250





- **Keramik**
- **Keramikzubehör**

K2 *Li*



K2 *Li*

K2 Li

Die Lithium Disilikat Keramik in der K2 Keramik Palette der Firma Yeti Dental. Sie umfasst ein Presssystem , sowie eine dazu gehörige Schichtkeramik, welche problemlos auch für Zirkonrestaurationen verwendet werden kann.

Dies wirkt sich natürlich kostensenkend für jedes Labor aus.

Das System besteht durch:

- eine einfache Handhabung
- natürliche Fluoreszenz und Transluzenz
- einer hohen Standfestigkeit
- natürliche Ästhetik



Keramikmassen K2 Li

Vollanatomisch / Maltechnik



Cut-Back Technik



Schichttechnik



Umsetzung in K2 Li Press (oben) und fertige Arbeit nach dem Schichten und Bemalen (unten)




K2 Li Pressrohlinge

Die Pressrohlinge (3g) werden in 3 verschiedenen Transluzenzen angeboten:

	Art.-Nr.	A1	A2	A3	B1	B2	C1	BL1	BL2	BL3	BL4	MO1
HT Hoch Transluzent	387-80..	..01	..02	..03	..11	..12	..21	..31	..33	..32	..34	
LT Low Transluzent	387-81..	..01	..02	..03	..11	..12	..21	..31	..32	..33	..34	
MO Medium Opak	387-82..											..01

Indikation

		HT Hoch Transluzent	LT Low Transluzent	MO Medium Opak
Verarbeitungstechnik	Vollanatomisch / Maltechnik	v	v	
	Cut-Back Technik	v	v	
	Schichttechnik			v
Indikation	Thin veneer	v	v	
	Veneer	v	v	
	Inlay	v	v	
	Onlay	v	v	
	Partial Crown	v	v	
	Anterior Crown	v	v	v
	Posterior Crown	v	v	v



K2 Li Schmelz Zuordnungstabelle																	
Vita Farbe	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Dentin	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Schneidmassen	E-BL	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59

Lieferübersicht K2 Li Schichtkeramik																	
Farbe	Qty.	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Dentinmassen D-..		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Art.-Nr. 387-10..	20g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16
Art.-Nr. 387-70..	50g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16
Bleach / Gingiva		BL1		BL2		BL3		G-SP (soft pink)		G-DR (dark red)		G-R (red)					
Art.-Nr. 387-10..	20g	..17		..20		..19		..18		..25		..30					
Art.-Nr. 387-70..	50g	..17		..18		..19											
Opakdentin		OD-HO (HONEY)									OD-WH (WHITE)						
Art.-Nr. 387-20..	20g	..01									..02						
Schneidmassen		E-57			E-58			E-59			E-60			E-BL (Bleach)			
Art.-Nr. 387-30..	20g	..01			..02			..03			..04			..05			
Art.-Nr. 387-73..	50g	..01			..02			..03			..04			..05			
Intensivschneiden		EI-WH (WHITE)				EI-YE (YELLOW)				EIO-NT (OPAL NEUTRAL)				EIO-BL (OPAL BLUE)			
Art.-Nr. 387-40..	20g	..01				..02				..03				..04			
Transpamassen		TN (NORMAL)			TR-VL (VIOLET)			T-BL (BLUE)			T-YE (YELLOW)			T-OR (ORANGE)			
Art.-Nr. 387-50..	20g	..01			..02			..03			..04			..05			
Clear	20g	CL Art.-Nr. 387-5006															
Mamelonmassen		MM-OR (ORANGE)					MM-HO (HONEY)					MM-IV (IVORY)					
Art.-Nr. 387-60..	20g	..01					..02					..03					
Modellier Liquid	50ml	ML UNIVERSAL Art.-Nr. 387-9050															
	250ml	ML UNIVERSAL Art.-Nr. 387-9060															
Glasur Fluid	50ml	GF UNIVERSAL Art.-Nr. 387-9150															

Lieferübersicht Stains Universal												
Malfarben / Stain		ST-A	ST-B	ST-C	ST-D	ST-5 WHITE	ST-6 HONEY	ST-7 GREY	ST-8 BROWN	ST-9 BLUE	ST-10 PINK	ST-11 RED
Art.-Nr. 387-83..	2g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11

Lieferübersicht K2 Li Press-Pellets											
Press-Pellets HT Hoch Transluzent		HT A1	HT A2	HT A3	HT B1	HT B2	HT C1	HT BL1	HT BL2	HT BL3	HT BL4
Art.-Nr. 387-80..	5x3g	..01	..02	..03	..11	..12	..21	..31	..33	..32	..34
Press-Pellets LT Low Transluzent		LT A1	LT A2	LT A3	LT B1	LT B2	LT C1	LT BL1	LT BL2	LT BL3	LT BL4
Art.-Nr. 387-81..	5x3g	..01	..02	..03	..11	..12	..21	..31	..32	..33	..34
Press-Pellets MO medium opak	5x3g	MO Art.-Nr. 387-8201									

Keramikmassen K2 HF

K2 HF Schmelz Zuordnungstabelle																	
Vita Farbe	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Dentin	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Schneidmassen	E-BL	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59

Lieferübersicht K2 HF																		
Farbe	Qty.	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
Pulveropaker O- Art.-Nr. 386-20..	20g	A1 ..01	A2 ..02	A3 ..03	A3,5 ..04	A4 ..05	B1 ..06	B2 ..07	B3 ..08	B4 ..09	C1 ..10	C2 ..11	C3 ..12	C4 ..13	D2 ..14	D3 ..15	D4 ..16	
Pulveropaker O-	20g	Bleach BL Art.-Nr. 386-2021																
Schultermassen Art.-Nr. 386-22..	20g	SH-6 T ..01		SH-3 T ..02		SH-2 T ..03		SH-1 T ..04		SH-4 T ..05		SH-7 T ..06		SH-8 O ..08		SH-5 O ..10		
Dentinmassen D-.. Art.-Nr. 386-21..	50g	A1 ..01	A2 ..02	A3 ..03	A3,5 ..04	A4 ..05	B1 ..06	B2 ..07	B3 ..08	B4 ..09	C1 ..10	C2 ..11	C3 ..12	C4 ..13	D2 ..14	D3 ..15	D4 ..16	
Bleach / Gingiva Art.-Nr. 386-....	20g	BD-1			BD-2			BD-3			G-DR (dark red) 2617			G-SP (soft pink) 2618				
	50g	2117			2118			2119										
Opakdentin OD- Art.-Nr. 386-26..	50g	A1 ..01	A2 ..02	A3 ..03	A3,5 ..04	A4 ..05	B1 ..06	B2 ..07	B3 ..08	B4 ..09	C1 ..10	C2 ..11	C3 ..12	C4 ..13	D2 ..14	D3 ..15	D4 ..16	
Schneidmassen Art.-Nr. 386-23..	50g	E-57 ..01			E-58 ..02			E-59 ..03			E-60 ..04			E-BL (Bleach) ..05				
Intensivschneiden Art.-Nr. 386-24..	50g	EIO-BL (opal blue) ..01								EIO-OR (orange) ..02								
Transpamassen Art.-Nr. 386-25..	50g	TN neutral ..01		TO opal ..02		T-BL blue ..03		T-WH white ..04		T-RO light red ..05		T-OR orange ..06		T-YE yellow ..08				
Mamelonmassen Art.-Nr. 386-25..	20g	MM-HO (HONEY) ..11						MM-OR (ORANGE) ..12				MM-IV (IVORY) ..13						
Clear	50g	CL Art.-Nr. 386-2500																
Glaze Uni	20g	GL Art.-Nr. 386-2630																
Bonder	5g	B Art.-Nr. 337-0500																
K2 HF Liquid	50ml	Opaquier Liquid OL Art.-Nr. 386-6101				Modellier Liquid ML Art.-Nr. 386-6001				Schulter Liquid, SHL Art.-Nr. 386-6301				Glasur Fluid / GF-Universal Art.-Nr. 386-6201				
	250ml	Art.-Nr. 386-6102				Art.-Nr. 386-6002												

Lieferübersicht Stains Universal												
Malfarben / Stain												
		ST-A	ST-B	ST-C	ST-D	ST-5 WHITE	ST-6 HONEY	ST-7 GREY	ST-8 BROWN	ST-9 BLUE	ST-10 PINK	ST-11 RED
		Art.-Nr. 387-83..	2g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09



SH 1 - SH 4, SH 7 = leicht transparent und stark fluoreszierend

SH 5, SH 8 = opak, bei NEM empfohlen als 1. Schicht zum Abdecken des Metallrandes

SH 6 = für Bleaching - Farben konzipiert, sollte sie zu weiß erscheinen
kann mit S1 - S4 oder S7 abgemischt werden



K2 HF

K2 HF ist eine hochschmelzende Metallkeramik mit hervorragenden optischen und physikalischen Eigenschaften. Sie wird bei 910°C gebrannt und ist für nahezu alle Legierungen mit einem WAK von 13,8 - 14,9 / 25° - 500°C geeignet. Liegt der WAK höher als 14,5, empfiehlt sich eine Langzeitabkühlung.



Keramikmassen K2 LF





K2 LF
K2 LF press

natürlich, vielseitig, einfach und patientenfreundlich

K2 LF ist eine hochverdichtete **2-phasige Leuzitkeramik**.

Sie wird bei 770°C gebrannt und ist für nahezu alle Legierungen mit einem **WAK 13,8-14,9 / 25°- 500°C** geeignet.

Das Keramiksystem beruht auf dem Wechselspiel der Reflektionen des natürlichen Zahnes und bietet lebendige Ergebnisse auch bei geringsten Platzverhältnissen.

K2 ist das erste ausgereifte Keramiksystem mit einer **All-in-one Lösung in der Schichtkeramik, Presskeramik und für das Pressen over Metall (PoM)**. Die Wirtschaftlichkeit des K2 Keramiksystem ist revolutionär - der Anwender benötigt **nur eine Schichtkeramik für Metall- und Vollkeramik**.

K2 - Sortimente sind in den Farben A1-D4 erhältlich und werden durch Opal, Fluor, Chroma und Intensivmassen abgerundet. Ein hohes Maß an abschließenden Nuancierungen und Farbabstufungen können durch Malfarben eingemischt oder nachträglich aufgebrannt werden. Die keramischen Presspellets der K2 press wurden für Vollkeramik, Teilkronen und PoM praxisnah zusammengestellt. Eine nahezu 100%-ige Treffsicherheit bei der Farbauswahl auch bei verfärbten Zahnstümpfen wird durch unterschiedliche Opazität und Fluoreszenzabstufungen gewährleistet.



Glasurpaste für Presskeramik

Nur noch 1 Glanzbrand bei Presskeramik!

Inhalt: 5g

Glasurpaste

Art.-Nr. 336-0010

Keramikmassen K2 LF



K2 LF press: Lieferübersicht der keramischen Press-Pellets

V, I, O	K	PoM	Qty.	Fluor	Opazität	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Bleach D
X	XX	XX	4x2g	XX	75 %	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BD
Art.-Nr. 350-08..						..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..17
X	XX	X	4x2g	XX	60 %	TA1	TA2	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
Art.-Nr. 350-08..						..18	..19	..20			..21	..22	..23		..24	..25			..26			
X	XX	X	3x5g	XX	60 %	TA1	TA2	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
Art.-Nr. 350-15..						..01	..02	..03			..04	..05	..06		..07	..08			..09			

XX	X	X	4x2g	X	45 %	T1+	T2+	T3+	T4+
Art.-Nr. 350-08..						..27	..28	..29	..30
XX	XX	XX	4x2g	X	40 %	S57	S58	S59	S60
Art.-Nr. 350-08..						..35	..36	..37	..38
XX	X	X	4x2g	X	35 %	T1	T2	T3	T4
Art.-Nr. 350-08..						..31	..32	..33	..34

V, I, O = Veneer, Inlay, Onlay

K = Kronen

PoM = Press over Metall

K2 LF Basis - Kit Pulver im Keramikschrank

16 x 15 g Opaker Pulver (A1 - D4), 16 x 15 g Opakdentin (A1 - D4), 16 x 20 g Dentin (A1 - D4), 4 x 20 g Enamel / Schneide (E 57 - E 60), 4 x 20 g Enamel Opal (EO 57 - EO 60), 1 x 20 g Clear, 1 x 20 g Transpa Normal, 1 x 10g Glasurmasse, 1 x 5 g Bonder, 1 x 50 ml Opaker Liquid, 1 x 50 ml Modellier Liquid, 1 x 25 ml Schulter Liquid, 1 x 25 ml Glasur Fluid

Art.-Nr. 320-0000

K2 LF Basis - Kit Paste im Keramikschrank

16 x 15 g Pastenopaker (A1 - D4), 16 x 15 g Opakdentin (A1 - D4), 16 x 20 g Dentin (A1 - D4), 4 x 20 g Enamel / Schneide (E 57 - E 60), 4 x 20 g Enamel Opal (EO 57 - EO 60), 1 x 20 g Clear, 1 x 20 g Transpa Normal, 1 x 10g Glasurmasse, 1 x 5 g Bonder, 1 x 50 ml Modellier Liquid, 1 x 25 ml Schulter Liquid, 1 x 25 ml Glasur Fluid

Art.-Nr. 320-0000/2

K2 LF Confidential - Kit A3 im Karton

1 x 15 g Opaker Pulver A3, 1 x 20 g Enamel / Schneide E 59, 1 x 2 g Bonder, 1 x 20 g Dentin A3, 1 x 10 g Glasurmasse, 1 x 20 g Transpa Normal, 1 x 50 g Opaker Liquid, 1 x 50 ml Modellierliquid, 1 x 25 ml Glasur Fluid

Art.-Nr. 320-0001

K2 LF Advanced - Kit Pulver im Keramikschrank

1 x 15 g Bleach Opaker, 1 x 15 g Opaker Gingiva Pulver, 7 x 15 g Schultermasse Pulver (SH1 - SH7), 1 x 15 g Schultermasse Gingiva, 1 x 20 g Bleach Dentin, 1 x 15 g Gingiva, 4 x 15 g Chroma Dentin (CH A - CH D), 1 x 20 g Transpa Opal, 3 x 20 g Transpa (T1 - T3), 3 x 15 g Mamelon (MM 1 - MM3), 4 x 20 g Enamel Intensiv (T1, T2, O3, O4), 2 x 15 g K2 Fluor (PF 1, PF 2)

Art.-Nr. 320-0002

K2 press EF - Kit im Karton

Press Pellets je 4 x 2 g (A1 - A3, B1 - B3, C1, C2, D2, BD, TA1 - TA3, TB1 - TB3, TC1, TC2, TD2 T1+ - T3+, T4+, T1 - T4, S57 - S60), 10 x 2g Pressstempel (Einweg)

Art.-Nr. 320-0004

Schmelz Zuordnungstabelle für K2 LF und K2 LF press

Farbe	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Schneidmassen	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59



Lieferübersicht K2 LF

Farbe	Qty.	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Bleach	Gingiva	
Pulveropaker O		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BO	OG	
Art.-Nr. 320-15..	15g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	322-1500	320-1517	
Art.-Nr. 320-50..	50g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16			
Pastenopaker PO		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	POBO	POG	
Art.-Nr. 321-03..	3g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	322-0300	321-0317	
Schultermassen		SH1		SH2		SH3		SH4		SH5		SH6		SH7				SH G		
Art.-Nr. 324-15..	15g	..01		..02		..03		..04		..05		..06		..07				..20		
Dentinmassen		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BD	G (15g)	
Art.-Nr. 325-20..	20g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	326-2000	338-1500	
Art.-Nr. 325-50..	50g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	326-5000		
Chrommassen		CH A						CH B						CH C			CH D			
Art.-Nr. 327-15..	15g			..01					..02					..03				..04		
Art.-Nr. 327-50..	50g			..01					..02					..03				..04		
Opakdentin		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4			
Art.-Nr. 323-15..	15g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16			
Art.-Nr. 323-50..	50g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16			
Schneidmassen		E 57						E 58						E 59			E 60			
Art.-Nr. 328-20..	20g			..01					..02					..03				..04		
Art.-Nr. 328-50..	50g			..01					..02					..03				..04		
Opalschneiden		EO 57						EO 58						EO 59			EO 60			
Art.-Nr. 330-20..	20g			..01					..02					..03				..04		
Art.-Nr. 330-50..	50g			..01					..02					..03				..04		
Intensivschneiden		EI T1 (transpa)						EI T2 (transpa)						EI O3 (opaque)			EI O4 (opaque)			
Art.-Nr. 329-20..	20g			..01					..02					..03				..04		
Art.-Nr. 329-50..	50g			..01					..02					..03				..04		
Transpamassen		TN (normal)						TO (opal)						T1			T2			T3
Art.-Nr.	20g			332-2000				333-2000				334-2001			334-2002			334-2003		
Art.-Nr.	50g			332-5000				333-5000				334-5001			334-5002			334-5003		
Clear	20g / 50g	CL						20g = Art.-Nr. 335-2000						50g = Art.-Nr. 335-5000						
Glasur	10g	GL												10g = Art.-Nr. 336-1000						
K2 Fluor								PF 1						PF 2						
Art.-Nr. 331-15..	15g							..01						..02						
Mamelonmassen		MM 1						MM 2						MM 3						
Art.-Nr. 339-15..	15g	..01						..02						..03						
K2 Bonder	5g	B												5g = Art.-Nr. 337-0500						
K2 Liquid		Opaquer Liquid OL						Modellier Liquid ML						Schulter Liquid SHL			Glasur Fluid			
	25ml													Art.-Nr. 343-0025			GF UNIVERSAL			
	50ml	Art.-Nr. 341-0050						Art.-Nr. 342-0050						Art.-Nr. 343-0050			Art.-Nr. 387-9150			
	250ml	Art.-Nr. 341-0250						Art.-Nr. 342-0250												
Malfarben / Stain UNIVERSAL		ST-A	ST-B	ST-C	ST-D	ST-5 WHITE	ST-6 HONEY	ST-7 GREY	ST-8 BROWN	ST-9 BLUE	ST-10 PINK	ST-11 RED								
Art.-Nr. 387-83..	2 g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11								

Anmischplatten



Ceramik Humidor Keramik Anmischplatte

- gleichbleibende Konsistenz der Keramikmassen
- **hydrophile PE** Einlage mit einer definierten Porenweite, um **optimalen Flüssigkeitstransport** zu gewährleisten
- **einteiliges Inlet** ohne lästige 2. oder 3. Membran
- bedenkenlos mit dem **Dampfstrahlgerät oder Ultraschall zu reinigen**
- praktische Arbeitshöhe
- übersichtliche Abmessungen (200x125x17 mm)
- mit leichtgängigem transparenten Deckel als Staubschutz und gegen zu schnelles Austrocknen der Massen
- Made in Germany

Ceramik Humidor
Inlet grau

2 Stück

Art.-Nr. 312-0000
Art.-Nr. 312-0100




Stain Humidor Feuchthalteplatte für Malfarben

Mit der Neuentwicklung des Stain-Humidors werden Malfarben auf die gleiche Weise verarbeitet wie die Keramikmassen.

- neuartiges Kapillarlvlies mit **15 Mulden und 2 Bechereinsätzen**
- **automatische Versorgung der Malfarben mit Glasurflüssigkeit** ohne zeitintensives Anmischen
- über Monate hinweg bleiben die Stains verarbeitungsfähig
- **angerührte Malfarben trocknen nicht mehr aus**
- nie wieder zuviel oder zuwenig Flüssigkeit beim Anmischen, wie bei handelsüblichen Keramikanmischplatten
- der Stain Humidor arbeitet wie der Keramik Humidor **ohne zusätzliche Membranauflage**
- die Malfarbenpalette ist in einer verschließbaren transparenten Box gelagert - kein Verschmutzen
- lässt sich mit **Dampfstrahler oder Ultraschall reinigen**

Stain Humidor
Stain Humidor 1 Inlet, weiss

Art.-Nr. 312-0001
Art.-Nr. 312-0102



Caram/sta

Caramista

Modellierpinsel für die Keramik

feiner Pinsel mit Holzgriff



no. 0 no. 1 no. O/B no. 4 no. 6 no. 8 no. 10



- **Speicherung des Wasserreservoir** - die Keramik wird beim Schichten gleichmäßig feucht gehalten
- die **natürliche Federkraft** des Pinselhaares erlaubt ein **messerscharfes separieren**, sowie **gezieltes und punktgenaues Auftragen**
- spürbare **Verlängerung der Standzeit** der „Caramista“ Pinselhaare
- das Haar **stellt sich**, auch nach längerem Gebrauch **stets zu einer feinen Spitze zurück**, somit gehören zerzauste und gespreizte Pinselköpfe in trockenem Zustand der Vergangenheit an
- **exklusives Pinselhaar** übertrifft bisher bekannte Eigenschaften
- angenehme Handhabung durch **ergonomisch geformte Pinselstiele**
- **Handmade in Germany**

Caramista Paint Brush no. 0	Art.-Nr. 312-3000
Caramista Paint Brush no. 1	Art.-Nr. 312-3001
Caramista Opaquer / Bonder Brush	Art.-Nr. 312-4000
Caramista Brush no. 4	Art.-Nr. 312-2004
Caramista Brush no. 6	Art.-Nr. 312-2006
Caramista Brush no. 8	Art.-Nr. 312-2008
Caramista Big Brush no. 10	Art.-Nr. 312-2010
Caramista Brush Set	Art.-Nr. 312-5000
(Inhalt Caramista Brush Set: no. 1, no. O/B, no. 6, no. 8, no. 10)	

Weitere Modellierpinsel für Keramik finden sie im Katalog unter „excellence line / Caramista pure“.

Caram/sta N

Caramista N

Modellierpinsel für die Keramik

Naturhaarpinsel aus hochwertigem Kolinsky - Haar



no. 4 no. 6 no. 8 no. 10



- **ideale Spannkraft**
- dichtes Haar als **Wasserreservoir**
- **feine Pinselspitzen** für exakte Platzierung der Keramikmasse
- in 4 verschiedenen Größen
- **Handmade in Germany**

Caramista N Brush no. 4	Art.-Nr. 313-2004
Caramista N Brush no. 6	Art.-Nr. 313-2006
Caramista N Brush no. 8	Art.-Nr. 313-2008
Caramista N Big Brush no. 10	Art.-Nr. 313-2010

Keramikzubehör



Magic-Glass-Stick
für Keramik



- Glasstick zum Auftragen des Pulveropakers auf keramischen Gerüsten
- 2 verschieden große Kugelhöfe zur besseren Kontrolle der Auftragemenge
- gleichmäßige Schichtstärken nach dem Brand
- Sicherheitsglas mit außergewöhnlicher Stabilität
- leichtes, effizientes und zeitsparendes Arbeiten

Magic-Glass-Stick

Art.-Nr. 312-1000



MAGIC DISC



- diamantierte Trennscheiben für die Keramik
- Ultradünn und hochflexibel
- bruchsicher - glasfaserverstärkt
- zum Beschleifen von Keramik & Zirkon
- hohe Schnittleistung beim Abtrennen von Presskanälen
- extrem hohe Standfestigkeit und Langlebigkeit



MAGIC DISC

10 Stück / Ø 20 x 0,2 mm

Art.-Nr. 399-2002





SURFACE Marker

Zur optischen Kenntlichmachung der Oberflächentextur von Zähnen auf dem Gipsmodell und / oder Keramikrestauration.

glänzende Ergebnisse ... durch einfache Hilfsmittel

Surface Marker - ideales Hilfsmittel für anspruchsvolle Zahntechniker, Studenten sowie bei der Anfertigung von Meisterarbeiten.

Vor dem Auftragen des Surface Marker Pulver die Oberflächen mit Liquid benetzen!
Dies dient der besseren Haftung, gleichmäßigeren Verteilung und anschließend der leichteren Reinigung des Modells.



- sehr ergiebig
- besonders feine gleichmäßige Oberflächen
- bestes Preis- / Leistungsverhältnis



SURFACE Marker Set		Art.-Nr. 319-0000
Inhalt:		
SURFACE Marker,		
SURFACE Liquid,		
Caramista Opaquer / Bonder Brush		
SURFACE Marker	5g	Art.-Nr. 319-0005
SURFACE Liquid	25ml	Art.-Nr. 319-0025
Caramista Opaquer / Bonder Brush		Art.-Nr. 312-4000

Keramikzubehör



Keramik Schrank (unbefüllt)

Keramik Schrank 4-Fach grau/weiss
(Standard-Ausführung)

Maße:

Höhe gesamt 30,4 cm

Einzelfach: L x B x H = 25,5 cm x 34,0 cm x 7,4 cm

Keramik Schrank 4-Fach grau/weiss
Keramik Schrank 1-Fach grau/weiss
(zum Aufstocken)

Art.-Nr. 320-0010

Art.-Nr. 320-0011



Zahnfarbringe

Dentin

Schulter / Fluor / Intensiv / Chroma

Transpa / Schneide / Mamelon


Press Pellets

Art.-Nr. 320-0100


Art.-Nr. 320-0200

Art.-Nr. 320-0300

Art.-Nr. 320-0400



Fix Firing Paste Brennträgerpaste



Nach dem Keramikbrand Restaurationen
einfach vom Brennwatte-Stumpf abheben.

- leicht zu entfernen
- kein Abstrahlen
oder Herauskratzen notwendig



Die Fix Firing Paste ist eine
gebrauchsfertige Paste zum Herstellen
von individuellen Brenngutträgern.
Mit diesem feuerfesten Material können Inlays,
Onlays, Veneers, Kronen und Brücken
sicher auf Pins positioniert oder
direkt auf dem Brenngutträger fixiert werden.

Inhalt / Spritze: 12ml

Fix Firing Paste (1 Stk.)

Fix Firing Paste (5 Stk.)

Art.-Nr. 399-1000

Art.-Nr. 399-1005

excellence
line

Mehr Informationen: siehe excellence line



K2 Lube

Keramik Isolierung

Diese Keramikisolierung trennt zuverlässig
Gips gegen Keramikmassen.
Verbrennt rückstandslos ohne Verfärbungen
in der Keramik zu verursachen.

K2 Lube

18ml

Art.-Nr. 345-0018



Art.-Nr. 305-0100



Art.-Nr. 301-0100

DIA-GLACE DIA-GLACE-SOFT Diamantpaste

Poliermittel zur Hochglanzpolitur von Keramikrestaurationen. Durch die hohen Temperaturen des Glanzbrandes verschwimmen die Strukturen der Keramikzähne und der entstandene einheitliche Glanz wirkt im Mund des Patienten unnatürlich.

Natürliches Reflexionsverhalten kann nur durch gezieltes und kontrolliertes Polieren erreicht werden.

Zur Aufnahme von DIA-GLACE bei der Keramikpolitur empfehlen wir gleitmittelimpregnierte Filzräder.

DIA-GLACE eignet sich auch zum Polieren von Composites, Verblendkunststoffen und Metallen.

Für Metalle bitte nur Filzräder ohne Gleitmittelimpregnierung verwenden.

- hoher Diamantanteil in der Paste
- Hochglanz in Sekunden bei nur 7500 U/min

DIA-GLACE

- harte Konsistenz der Paste - sparsame Aufnahme nur notwendiger Mengen für den jeweiligen Poliervorgang
- kein Verspritzen und Verschmieren - sparsam und sauber

DIA-GLACE-SOFT

- weiche Konsistenz der Paste

DIA-GLACE

harte Diamantpolierpaste 5 g

Art.-Nr. 300-0000

DIA-GLACE Set, 5 g

Diamantpaste + 100 gleitmittelimpregnierte Filzräder

Art.-Nr. 302-1000

Filzräder 100 Stück

gleitmittelimpregniert

Art.-Nr. 301-0100

Filzräder 100 Stück

ohne Gleitmittelimpregnierung

Art.-Nr. 305-0100

DIA-GLACE-SOFT 5g

Art.-Nr. 300-1005



DIA QUICK diamantimpregnierte Filzräder


DIA QUICK sind Filzräder, welche fertig diamantimpregniert sind. Die Imprägnierung entspricht der hohen Qualität des DIA GLACE, wobei eine Trägerflüssigkeit das Austrocknen der Filzräder verhindert. Zur schnellen Politur von Keramik, Metall und Kunststoff ohne auf bewährte Qualität zu verzichten.


- schnell, sauber, platzsparend und ergiebig

DIA QUICK 10 Stück

diamantierte Filzräder

Art.-Nr. 303-0000





- **Plattenwachse**
- **Bisswachse**

Plattenwachse

Plattenwachse rosa für die Total- und Teilprothetik

Unsere Plattenwachse rosa können wir Ihnen jetzt in 4 verschiedenen Qualitäten anbieten. Außerdem können Sie wählen, ob Sommer- oder Winterqualität, 1,5 oder 1,25 mm Stärke, der Erstarrungspunkt höher oder tiefer sein soll oder ob Sie ein hartes, weiches oder elastisches Wachs verarbeiten wollen. Alle unsere Plattenwachse werden nur aus besten Rohstoffen gefertigt und garantieren Ihnen damit eine gleichbleibend hervorragende Qualität.



SOLIDUS 80 & SOLIDUS 84

- beide Solidusqualitäten sind verzugsfest selbst bei längeren Einproben im Mund
 - sie sind überdurchschnittlich hart
 - haben einen sehr hohen Erstarrungspunkt
 - sehr gute Modelliereigenschaften, trotz der Härte
 - ein Plattenwachs für höchste Präzision
 - Solidus ist auch als Bisswachs verwendbar
- Das Plattenwachs für Könner.

Unterschiede:

- SOLIDUS 84 ist härter - Erstarrungspunkt von 84 - 85°C
- SOLIDUS 80 ist etwas weicher - Erstarrungspunkt von 80 - 81°C

Platten-/Tafelgröße ca. 170 x 85 mm



SOLIDUS 80	1,5 mm	mittelhart	500 g	Art.-Nr. 680-0000
SOLIDUS 84	1,5 mm	hart	500 g	Art.-Nr. 684-0000

SUPERPINK

SPEZIAL

SOLIDUS 80

SOLIDUS 84



weicher

härter



Modellierwachs SPEZIAL



- rosa Plattenwachs in mittelharter Qualität
- der Allrounder unter den Plattenwachsen
- in Sommer-Qualität mit einem Erstarrungspunkt von 56°C und Winter-Qualität mit einem Erstarrungspunkt von 54 °C
- Plattengröße: 175 x 80 mm
- Plattenstärke: 1,5 mm oder 1,25 mm
- Packungsgröße: 500 g oder 2500 g
- unser Verkaufshit

Modellierwachs SPEZIAL

Sommer	1,25 mm	500 g	Art.-Nr. 650-0500
Sommer	1,25 mm	2500 g	Art.-Nr. 650-2500
Winter	1,25 mm	500 g	Art.-Nr. 652-0500
Winter	1,25 mm	2500 g	Art.-Nr. 652-2500
Sommer	1,5 mm	500 g	Art.-Nr. 653-0500
Sommer	1,5 mm	2500 g	Art.-Nr. 653-2500
Winter	1,5 mm	500 g	Art.-Nr. 655-0500
Winter	1,5 mm	2500 g	Art.-Nr. 655-2500


Modellierwachs SUPERPINK



- präzise Wiedergabegenauigkeit
- eine leicht elastische Qualität
- sehr formstabil
- Erstarrungspunkt: 57°C
- Plattengröße: 175 x 80 mm

Modellierwachs SUPERPINK	1,5 mm	500 g	Art.-Nr. 660-0500
Modellierwachs SUPERPINK	1,5 mm	2500 g	Art.-Nr. 660-2500

Bissregistrierungswachse




BISSREGISTRIERUNGSWACHS mit Aroma

Das Bissregistrierungswachs ist sehr hart. Es ist selbst bei erhöhten Außentemperaturen durch seinen hohen Schmelzpunkt dimensionsstabil. Das zugesetzte Orangenaroma erleichtert dem Patienten die Bissregistrierung.

Inhalt: 75 Stück

Bissregistrierungswachs rosa 2,0 mm	hart	Art.-Nr. 606-2000
--	------	-------------------



METALLFOLIENWACHS braun

- zur Bissregistrierung
- verzugsfrei durch eine zwischen zwei Wachsplatten eingefasste Metallfolie
- formstabil

Inhalt: 60 Stück

Metallfolienwachs braun 4,0 mm	Art.-Nr. 605-0060
-----------------------------------	-------------------



BISSWÄLLE vorgeformt ohne Aroma

Gerade für die wärmere Jahreszeit das geeignete Bisswachs.

- extraharte Qualität
- heraufgesetzter Schmelzpunkt

Inhalt: 100 Stück

Bisswälle vorgeformt rosa	sehr hart	Art.-Nr. 614-0100
------------------------------	-----------	-------------------

BISSWACHSE MIT AROMA

Unsere Bisswachse erwärmen zäh und sind abgekühlt formstabil.
Eine präzise Bissregistrierung ist damit garantiert. Sie sind in 3 verschiedenen Härtegraden erhältlich.
Laut wissenschaftlichen Untersuchungen werden Bisswachse, welchen Aromastoffe zugesetzt wurden, leichter vom Patienten angenommen. Unaromatisierte Bisswälle dagegen werden eher als Fremdkörper empfunden.
Daher setzen wir unseren Bisswällen beliebte Aromastoffe wie Erdbeere, Apfel, Orange oder Zitrone bei.
Dem Patienten kann so geholfen werden, sicherer und entspannter zuzubeißen.



BISSNEHMEWACHSE mit Aroma

- Stangenmaße 108 x 10 x 10 mm
- die Farben entsprechen verschiedenen Härtegraden

gelb	=	Zitronenaroma	=	weich
grün	=	Apfelaroma	=	mittel
rot	=	Erdbeeraroma	=	hart



Bissnehmewachs

gelb mit Zitronenaroma	weich	490 g	Art.-Nr. 612-0490
gelb mit Zitronenaroma	weich	1850 g	Art.-Nr. 612-1850
grün mit Apfelaroma	medium	490 g	Art.-Nr. 614-0490
grün mit Apfelaroma	medium	1850 g	Art.-Nr. 614-1850
rosa mit Erdbeeraroma	hart	490 g	Art.-Nr. 613-0490
rosa mit Erdbeeraroma	hart	1850 g	Art.-Nr. 613-1850



BISSWÄLLE vorgeformt mit Aroma

Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit und verwenden Sie Bisswäälle.
Sie sind fertig vorgeformt und entsprechen den Kieferverhältnissen.
Es gibt sie ebenfalls, wie die Bissnehmewachse in 3 verschiedenen Härtegraden, aber in 4 verschiedenen Farben.

Bisswäälle vorgeformt

gelb mit Zitronenaroma	weich	96 Stück	Art.-Nr. 610-0100
grün mit Apfelaroma	medium	96 Stück	Art.-Nr. 612-0100
orange mit Orangenaroma	medium	96 Stück	Art.-Nr. 613-0100
rot mit Erdbeeraroma	hart	96 Stück	Art.-Nr. 611-0100





- **digitale Technik
und Zubehör**

Computer



MONITOR (24") ACER 1920x1080 FullHD

- ACER Monitor (24")
- 1920x1080 FullHD
- 4ms
- 250cd/m²
- Display Port / HDMI

MONITOR (24") ACER

Art.-Nr. 470-5002




exocad

autorisierter Vertriebspartner der führenden dentalen CAD-Software (OEM)

Bereits die Standardversion dieser Software deckt eine Vielzahl möglicher Indikationen ab und bietet attraktive Einsatzmöglichkeiten, egal ob für Einsteiger oder bereits erfahrene Nutzer von dentalen CAD-Systemen.

Das modulare System der exocad DentalCAD Standardversion ist ganz einfach erweiterbar und kann so entsprechend an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Damit bietet diese Software entsprechend der Anforderungen und des Budgets für jeden Anwender die optimale Lösung.



weitere Module auf Anfrage

- einfache und intuitive Bedienung auch für Neueinsteiger
- modulares System für höchste Flexibilität
- vielfältige Add-on Module bieten zusätzliche Funktionen für erweiterte Indikationen
- nur das Beziehen was wirklich benötigt wird

Exocad Basis Software

Art.-Nr. 470-3200

Weitere Module auf Anfrage



DESKTOP MILLING PC Intel i5

PC zum Betreiben von Fräsmaschinen:

Komponenten:

- Intel i5
- 256GB SSD
- 32GB RAM
- Mainboard
- DVD-Writer
- Windows 10 Professional (64-Bit)
- Logitech Maus
- Cherry Tastatur

Besondere Merkmale:

- Optimierte Performance zur Verwendung der Scan- und Frässoftware
- Vorinstalliertes Betriebssystem
- Sofort einsatzbereit
- Geringer Geräuschpegel
- Gute Kühlleistung durch optimierten Airflow

DESKTOP EXOCAD PC INTEL i7

PC zur Verwendung von EXOCAD

Komponenten:

- Intel i7
- 256GB SSD
- 1TB HDD
- Grafikkarte
- 16GB RAM
- Mainboard
- DVD-Writer
- Windows 10 Professional (64-Bit)
- Logitech Maus
- Cherry Tastatur

Besondere Merkmale:

- Optimierte Performance zur Verwendung der Exocad Software
- Vorinstalliertes Betriebssystem
- Sofort einsatzbereit
- Geringer Geräuschpegel
- Gute Kühlleistung durch optimierten Airflow

DESKTOP MILLING PC Intel i5

Art.-Nr. 470-5000

DESKTOP EXOCAD PC INTEL i7

Art.-Nr. 470-5001

Zubehör Scanner



Digiscan-Spray

Digiscan-Spray, ist aus dem täglichen Laborbedarf nicht mehr wegzudenken.

Der ultrafeine Sprühfilm erleichtert die Nacharbeit nach dem Scannen wesentlich. Digiscan-Spray kann auf Silikon, Gips, Wachs oder Metall aufgebracht werden.

Die 300 ml Sprühdose gibt es zu einem partnerschaftlichen Preis.

Bitte einen Sprühabstand zum Objekt von ca. 30 cm einhalten!

- eliminiert Reflexionsflächen und verhindert damit Artefakte
- sehr feiner Sprühfilm
- kann mehrfach aufgetragen werden
- feinere und glattere Oberflächen
- spürbar bessere Scanergebnisse
- sehr leicht rückstandsfrei entfernbar

Digiscan-Spray	300 ml	Art.-Nr. 581-0300
----------------	--------	-------------------



CAD / CAM Scanwachs, beige

Ein laser- und lichtopakes Modellierwachs speziell für die CAD / CAM Technik.

- garantiert beste Scanergebnisse und Passungen
- hohe Opazität für optimale Datenerzeugung
- auch zum Ausblocken geeignet
- gute Modellierbarkeit

CAD / CAM Scanwachs beige	45 g	Art.-Nr. 729-5000
------------------------------	------	-------------------



auch als Vinyl High Resolution (HR)
und Vinyl open air verfügbar

SCAN BOX	Features	Vinyl 3D-Scanner
v	dental Scan	v
-	Artikulator-Scan	v
erweiterbar	multiDie / multiCase	v
v	secondDie	v
-	Textur-Scan farbig	v
v	Textur-Scan monochrom	v
erweiterbar	Triple Tray®-Abdruck-Scan	v
-	Vollautomatische Z-Achse	v
-	Touch Display	v
v	Kompatibel mit exocad® Dental CAD	v

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 360 x 310 x 390 mm
Messfeld (X x Y x Z) 80 x 60 x 85 mm
Auflösung 1,3 MP
Messgenauigkeit (nach ISO 12836) 6 µm
Gewicht 11 kg
Versorgungsspannung 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Anschlüsse 2x USB
Gehäusefarbe weiß / silber
Lieferumfang: 1x SCAN BOX PRO, 1x Objekthalter,
1x 3D-Kalibrationsmodell, 2x USB-Kabel, 1x Netzkabel,
1x Datenträger

Messgeschwindigkeit

Komplettkiefer
Scanning 18 sec
Postprocessing 14 sec
Total 32 sec
Einzelstumpf
Scanning 29 sec
Postprocessing 10 sec
Total 39 sec
3-gliedrige Brücke
Scanning 40 sec
Postprocessing 23 sec
Total 63 sec

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) 455 x 430 x 420 mm
Messfeld (X x Y x Z) 80 x 60 x 85 mm
Auflösung 1,3 MP
Messgenauigkeit (nach ISO 12836) 6 µm
Gewicht 23 kg
Versorgungsspannung 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Anschlüsse 1x USB
Gehäusefarbe schwarz / weiß
Lieferumfang: 1x Vinyl, 1x Objekthalter,
1x multiDie-Adapter, 1x Triple Tray®-Abdruckhalter,
1x 3D-Kalibrationsmodell, 1x USB-Kabel, 1x Netzkabel,
1x CD

Messgeschwindigkeit

Komplettkiefer
Scanning 16 sec
Postprocessing 13 sec
Total 29 sec
Einzelstumpf
Scanning 25 sec
Postprocessing 9 sec
Total 34 sec
3-gliedrige Brücke
Scanning 33 sec
Postprocessing 22 sec
Total 55 sec

SCAN BOX

Art.-Nr. 470-8100

Vinyl 3D-Scanner

Art.-Nr. 470-8200

Kompressor



Dental Kompressor

- sehr leiser Kompressor mit nur 64 dB(A) Schalldruckpegel
- stationärer Kolbenkompressor mit platzsparendem Design
- universell einsetzbar, wo saubere Druckluft benötigt wird, wie z. B. in Laboren
- für den Dauerbetrieb ausgelegt, bis zu 3.000 Betriebsstunden wartungsfrei
- mit ölfreiem 2-Zylinder-Verdichter für eine lange Lebensdauer
- leistungsstark und wartungsarm dank patentierter AXXER®-Technologie
- effizient durch Direktantrieb und geringem Anlaufstrom
- ideal für den Einsatz von Werkzeugen mit mittlerem Druckluftbedarf

Technische Daten:

Filter:	0,01 µm
Ansaugluft (0 bar):	240 l/min
Höchstdruck:	10 bar
Behälterinhalt:	40 l
Drehzahl:	1.400 min ⁻¹
Zylinder:	2
Motorleistung:	1,8 kw
Elektrischer Anschluss:	230 V ~50 Hz
Gewicht:	49 kg
Abmessungen: (LxBxH)	660 x 660 x 460 mm
Schalldruckpegel:	64 dB(A)

Dental Kompressor

Art.-Nr. 484-3000



ZUBLER Z1 CAM Absauganlage

Einzelplatzabsauganlage für CAM-Fräsmaschinen

- Z1 CAM mit 1500 Stunden garantierter Motorlebensdauer
- Z1 CAM für CAM-Fräsmaschinen
- integriertes Bluetooth Modul und Zubler Absaugtechnik App für eine leicht verständliche Bedienung und individuelle Einstellmöglichkeiten
- dem Anwendungsgebiet entsprechend mit Filterbeutel oder Dauerfiltersystem konzipiert
- werkzeugloser Wechsel von Filter und Motor

Absaugleistung	1200W
Garantierte Motor-Mindestlaufzeit	1500 h
(Zeit erreichbar durch Tausch der Kohlebürsten)	5000 h
Filtersystem (Staubabscheidung)	Filterbeutel
Schnittstelle für externes Bedienteil oder Schalteingang	v
Schnittstelle für Fräsmaschinen und Geräte mit 24V-Ausgang /SPS	v
Bluetooth Schnittstelle für individuelle Einstellungen per Android-APP	v
Adapter für Abluft ins Freie (optional)	v
Abluftfilter der Filterklasse H14 für Geräte-Staubklasse H (optional)	v
Aktivkohle-Abluftfilter (optional)	v
Werkzeugloser Motor-Schnellwechsel	v
Frontfarbe/Material wählbar (optional)	v

Dental Werkzeuge



Universalwerkzeuge						
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Schneide	Schneidegeometrie	Zähne	Gesamtlänge	Beschichtung
481-0403	U030-R2-40	0,30 mm	Stirnradius	2	40 mm	nein
481-0405	U050-F2-40	0,50 mm	Zylinder	2	40 mm	nein
481-0506	U060-R2-40	0,60 mm	Stirnradius	2	40 mm	ja
481-0530	U120-F2-40	1,20 mm	Zylinder	2	40 mm	ja
481-0401	U030-R2-35	0,30 mm	Stirnradius	2	35 mm	nein
481-0407	U050-F2-35	0,50 mm	Zylinder	2	35 mm	nein
481-0806	U060-R2-35	0,60 mm	Stirnradius	2	35 mm	ja
481-0402	U120-F2-35	1,20 mm	Zylinder	2	35 mm	ja

Wachs und Kunststoffe (PMMA)						
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Schneide	Schneidegeometrie	Zähne	Gesamtlänge	Beschichtung
481-0611	P100-R1-40	1,00 mm	Stirnradius	1	40 mm	nein
481-0612	P200-R1-40	2,00 mm	Stirnradius	1	40 mm	nein
481-0610	P100-R2-40	1,00 mm	Stirnradius	2	40 mm	nein
481-0620	P200-R2-40	2,00 mm	Stirnradius	2	40 mm	nein
481-0613	P250-F1-40	2,50 mm	Zylinder	1	40 mm	nein
481-0640	P100-R1-35	1,00 mm	Stirnradius	1	35 mm	nein
481-0641	P200-R1-35	2,00 mm	Stirnradius	1	35 mm	nein
481-0625	P100-R2-35	1,00 mm	Stirnradius	2	35 mm	nein
481-0635	P200-R2-35	2,00 mm	Stirnradius	2	35 mm	nein
481-0642	P250-F1-35	2,50 mm	Zylinder	1	35 mm	nein

Zirkonoxid (ZrO ₂)						
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Schneide	Schneidegeometrie	Zähne	Gesamtlänge	Beschichtung
481-0410	Z100-R2-40	1,00 mm	Stirnradius	2	40 mm	ja
481-0420	Z200-R3-40	2,00 mm	Stirnradius	3	40 mm	ja
481-0306	Z060-R2D-40	0,60 mm	Stirnradius	2	40 mm	diamantiert
481-0310	Z100-R2D-40	1,00 mm	Stirnradius	2	40 mm	diamantiert
481-0320	Z200-R3D-40	2,00 mm	Stirnradius	3	40 mm	diamantiert
481-0412	Z120-F2D-40	1,20 mm	Zylinder	2	40 mm	diamantiert
481-0910	Z100-R2-35	1,00 mm	Stirnradius	2	35 mm	ja
481-0920	Z200-R3-35	2,00 mm	Stirnradius	3	35 mm	ja
481-0326	Z060-R2D-35	0,60 mm	Stirnradius	2	35 mm	diamantiert
481-0330	Z100-R2D-35	1,00 mm	Stirnradius	2	35 mm	diamantiert
481-0335	Z200-R3D-35	2,00 mm	Stirnradius	3	35 mm	diamantiert
481-0336	Z120-F2D-35	1,20 mm	Zylinder	2	35 mm	diamantiert

Composites und Lava - ultimate						
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Schneide	Schneidegeometrie	Zähne	Gesamtlänge	Beschichtung
481-0509	C100-R1D-40	1,00 mm	Stirnradius	1	40 mm	diamantiert
481-0510	C100-R2-40	1,00 mm	Stirnradius	2	40 mm	ja
481-0511	C200-R1D-40	2,00 mm	Stirnradius	1	40 mm	diamantiert
481-0520	C200-R2-40	2,00 mm	Stirnradius	2	40 mm	ja
481-0521	C200-FXD-40	2,00 mm	Flach	x	40 mm	diamantiert
481-1009	C100-R1D-35	1,00 mm	Stirnradius	1	35 mm	diamantiert
481-1010	C100-R2-35	1,00 mm	Stirnradius	2	35 mm	ja
481-1011	C200-R1D-35	2,00 mm	Stirnradius	1	35 mm	diamantiert
481-1020	C200-R2-35	2,00 mm	Stirnradius	2	35 mm	ja
481-0522	C200-FXD-35	2,00 mm	Flach	x	35 mm	diamantiert

NEM-Werkstoffe (CoCr) und Titan						
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Schneide	Schneidegeometrie	Zähne	Gesamtlänge	Beschichtung
481-0706	M060-R2-35	0,60 mm	Stirnradius	2	35 mm	ja
481-0710	M100-R2-35	1,00 mm	Stirnradius	2	35 mm	ja
481-0730	M120-T2-35	1,20 mm	Torus	2	35 mm	ja
481-0720	M200-R2-35	2,00 mm	Stirnradius	2	35 mm	ja
481-1106	M060-R2-32	0,60 mm	Stirnradius	2	32 mm	ja
481-1110	M100-R2-32	1,00 mm	Stirnradius	2	32 mm	ja
481-0725	M120-T2-32	1,20 mm	Torus	2	32 mm	ja
481-1120	M200-R2-32	2,00 mm	Stirnradius	2	32 mm	ja

Glaskeramik (LiSi ²)						
Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø Schneide	Schneidegeometrie	Zähne	Gesamtlänge	Beschichtung
481-1206	G060-R-35	0,60 mm	Stirnradius	0	35 mm	nein
481-1206-1	G060-T-35	0,60 mm	Torus	0	35 mm	nein
481-1210	G100-R-35	1,00 mm	Stirnradius	0	35 mm	nein
481-1212	G120-T-35	1,20 mm	Torus	0	35 mm	nein
481-1211	G240-R-35	2,40 mm	Torus	0	35 mm	nein



auch als + Variante verfügbar

digi MILL⁵ Dry Fräsmaschine

- 5 simultan arbeitende Achsen
- Luftdruck (min./max.): 7 bar/ 8 bar (empfohlen 7 bar)
- Automatischer Werkzeugwechsler für 16 Werkzeuge
- Benutzerfreundliche CAM-Software
- Alle offenen STL-Formate lesbar

Drehbereich: 360 ° (A) | ±35 ° (B)

- für Blanks Ø 98,5 mm mit einer Höhe von 10 - 40 mm
- Synchronspindel mit Drehzahlen bis 60.000 U/min
- Maximale Abgabeleistung (Pmax): 500 Watt
- Wiederholungsgenauigkeit ± 0,003 mm
- Arbeitsraumbeleuchtung mit farblicher Statusanzeige

Kunststoff, Wachs, Zirkonoxid, Nano-Composites, CoCr

Technische Daten

Abmessungen (B/T/H): 450 x 530 x 630 mm

Gewicht: ca. 91 kg



digi MILL⁴ wet + Fräsmaschine / Nassschleifmaschine

- 4-achsige Nassbearbeitung
- Druckluftversorgung 4 bar · 35 l/min – 8 bar · 50 l/min
- automatischer Werkzeugwechsler für 8 Werkzeuge mit 2 zur einfachen Bestückung herausnehmbaren Wechselstationen

- Benutzerfreundliche CAM-Software
- Alle offenen STL-Formate lesbar

Drehbereich: +190° bis -10°

- für 3 Blöcke mit runden Schäften (Verfahrensbereich für Werkstücke insgesamt: 60 x 40 x 20 mm)
- Synchronspindel mit Drehzahlen bis 60.000 U/min
- Maximale Abgabeleistung (Pmax): 600 Watt
- Wiederholungsgenauigkeit Liniarachsen ± 0,003 mm
- Maschinenbett aus einem massiven Aluminium-Gusskörper für höchste Stabilität und schwingungsarmen Betrieb
- 8 Flüssigkeitsdüsen an der Spindel

- Arbeitsraumbeleuchtung mit farblicher Statusanzeige

- keine Absaugung erforderlich

Blockmaterialien wie z.B. Glaskeramik, Zirkonoxid, Composites, Titan, etc.

Technische Daten

Abmessungen (B/T/H): ca. 360 x 451 x 471 mm

Gewicht: ca. 50 kg

digi MILL⁵ Dry Fräsmaschine

Art.-Nr. 481-5100

digi MILL⁴ wet +

Art.-Nr. 481-4601

CAD / CAM Blanks

CAD / CAM Blanks Wachs								
Stärke	Inhalt	Wachs						
		grau		beige	weiß	blau	grün	80, dentin
		normal hart (Härte 2)		hart (Härte 3)	hart (Härte 4)	hart (Härte 4)	elastisch (Härte 1)	weich (Härte0)
		leicht elastisches Mikrowachs					Modellguss	anmodellier- bar
Durchmesser in mm		Ø 98,5	Ø 95,0	Ø 98,5	Ø 98,5	Ø 98,5	Ø 98,5	Ø 98,5
Artikelnummer		791-....	791-....	792-....	793-....	794-....	795-....	796-....
14,0 mm	1 St.	0014		0014	0014	0014		
	12 St.				0114	0114		
16,0 mm	1 St.		0116					0016
20,0 mm	1 St.	0020	0120	0020	0020	0020	0020	
	12 St.				0120	0120		
25,0 mm	1 St.					0025	0025	
30,0 mm	1 St.					0030	0030	
								
Härte (Härtegrad) 1 bis 4 = 1 elastisch hart bis 4 sehr hart								

CAD / CAM Blanks Metall		
Solibond C plus Blank		
Stärke	Inhalt	Metall
Durchmesser in mm		Ø 98,5
Artikelnummer		969-....
10,0 mm	1 St.	9010
12,0 mm	1 St.	9012
13,5 mm	1 St.	9013
15,0 mm	1 St.	9015

CAD / CAM Blanks Metall		
CoCr Sintermetall -Blank		
Stärke	Inhalt	Metall
Durchmesser in mm		Ø 98,5
Artikelnummer		969-....
10,0 mm	1 St.	9110
12,0 mm	1 St.	9112
14,0 mm	1 St.	9114
16,0 mm	1 St.	9116
18,0 mm	1 St.	9118
20,0 mm	1 St.	9120



CAD / CAM Wachsblanks

- Stabile Wachsrezeptur - ermöglicht fräsen auf engstem Raum
- Homogene Oberflächen - spiegelglatt gefräste Teile
- Wachsspäne schmelzen nicht im Arbeitsraum und die Absaugung bleibt leistungsfähig
- Aus rückstandsfrei verbrennbarem und einbettmasseverträglichem Mikrowachs (temperaturstabilisiert)
- Qualität - Made in Germany -



CAD / CAM Wachsblank für Modellguss

- Form- und volumenstabil
- Bruchsicher
- Hohe Konturenschärfe



CAD / CAM Wachsblank 80, dentin

- sehr gut anmodellierbar
- herabgesetzter Schmelzpunkt 80°C
- anschwemmbar mit Cervikalwachs
- anmodellierbar mit Modellierwachs
- sauber schabbar - spiegelglatte Oberflächen
- aus rückstandsfrei verbrennbarem und einbettmasseverträglichem Mikrowachs (temperaturstabilisiert) (bei Trockenfräsung Einzahnfräser benutzen!)



Solibond C plus Blank CoCr-Legierung (NEM)

- aufbrennfähig
- biokompatibel
- laserfähig
- schnelle Politur und Oberflächenglanz
- optimaler Haftverbund mit keramischen Massen

Vickers-Härte: 330 HV
Bruchdehnung: 6,5 %
WAK (20 - 600°C) $14,4 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Co %	Cr %	Mo %	Si %
63	29	5,8	1,2



CoCr Sintermetall-Blank (NEM)

- schon die Fräser
- geringere Nacharbeit
- optimaler Haftverbund mit keramischen Massen
- aufbrennfähig, biokompatibel, laserfähig

Vickers-Härte: 285 HV
Bruchdehnung: 10,0 %
WAK (20 - 600°C) $14,1 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Co %	Cr %	Mo %	Mn %	Fe %	C %	Ni %
Balance	27,5-29,5	5,5-6,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Vorgesinterte und yttriumstabilisierte Zirkonblanks für die Kronen- und Brückentechnik



Ø 98,5
mm



Ø 95,0
mm

K2 Zirkonblanks translucent

- sehr natürlich wirkende ästhetische Ergebnisse
- Reduktion des Helligkeitswerts durch erhöhte Transluzenz
- geringere Lichtreflexion
- natürliche Anpassung an Restbeziehung
- geeignet für weitspannige Brücken bis zu 14 Gliedern, jedoch bis zu maximal 2 Brückengliedern
- besonders gute Bioverträglichkeit
- homogene Dichte und sehr feine Körnung für glatte Fräsergebnisse
- hohe Kantenstabilität

Dichte	6.08 g/cm ³
Biegefestigkeit (biaxial)	>1100 MPa
Korngröße	<0.4 µm
Bruchfestigkeit	5 MPavm
Vickershärte HV10	1250
Transluzenz (1mm, D65)	41 %
WAK	10 10 ⁻⁶ /K
Wärmeleitfähigkeit	2.5 W/mK
Löslichkeit	≤50 µg/cm ²

Empfehlung: DIP & BRUSH K2 Zirkonliquid zum Einfärben der gefrästen Arbeit in entsprechender Zahnfarbe

Stärke	Inhalt	Zirkon	
		translucent	
Durchmesser in mm		Ø 98,5	Ø 95,0
Artikelnummer		397-....	397-....
10,0 mm	1 St.	0010	1010
12,0 mm	1 St.	0012	1012
14,0 mm	1 St.	0014	1014
16,0 mm	1 St.	0016	1016
18,0 mm	1 St.	0018	1018
20,0 mm	1 St.	0020	1020
25,0 mm	1 St.	0025	1025



Geo5
K2 CAD / CAM Zirkonblank

5 Farbabstufungen / "Schichten"

5 Abstufungen des Härtegrad


5 Abstufungen der Transparenz



vor dem Bemalen und Glasieren



fertig bemalt und glasiert



Layer	Schichthöhe	Transparenz	Härte
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

Geo5 K2 CAD / CAM Zirkonblank					
Farbe	Art.-Nr.	Stärke			
		14mm	16mm	18mm	20mm
A1	396-90..	..14	..16	..18	..20
A2	396-91..	..14	..16	..18	..20
A3	396-92..	..14	..16	..18	..20
A3,5	396-93..	..14	..16	..18	..20
B1	396-94..	..14	..16	..18	..20
B2	396-95..	..14	..16	..18	..20
C2	396-96..	..14	..16	..18	..20
BL1	396-97..	..14	..16	..18	..20
BL2	396-98..	..14	..16	..18	..20

DIP & BRUSH



CARAMISTA-PURE
excellence line
Brush-SET (02/04) Art.-Nr. 314-5000



DIP & BRUSH K2 CAD / CAM Zirkonliquid


Die K2 Liquids Dip und Brush dienen einerseits zur individuellen, partiellen Charakterisierung (Brush), aber auch zur kompletten Einfärbung von Gerüsten mittels Tauchtechnik (Dip) im ungesinterten Zustand.

Die Färbeliquids mit einem Inhalt von 100ml sind auf Wasserbasis und in 7 Dentin- und 2 Schneidefarben erhältlich.





Tauchtechnik:

Die Einfärbung von Gerüsten mittels Tauchtechnik in verschiedenen Dentinfarben findet vor allem in der Schichttechnik seine Berechtigung. Es vermindert den Weißheitsgrad des Zirkons. Dadurch wird weniger Licht reflektiert, und das führt vor allem in dünnen Bereichen zu ästhetisch hervorragenden Ergebnissen.



Maltechnik:

Mit der Pinseltechnik (Brush) können vor dem Sintern vorwiegend monolithische Restaurationen individuell mit verschiedenen Dentin- und Schneidefarben charakterisiert werden. Dies vereinfacht nach dem Sintern die Finalisierung mittels Malfarben und Glasurmasse.



DIP & BRUSH
K2 CAD / CAM Zirkonliquid, 100 ml

A1 = Art.-Nr. 397-5001
A2 = Art.-Nr. 397-5002
A3 = Art.-Nr. 397-5003
A3,5 = Art.-Nr. 397-5004
B2 = Art.-Nr. 397-5007

C2 = Art.-Nr. 397-5011
D2 = Art.-Nr. 397-5014
BL1 = Art.-Nr. 397-5017
GR3 = Art.-Nr. 397-5019

Sinteröfen



Speed Sinterofen für Zirkon

60 Einzelkronen oder Sinterrolle

Molybdändisilizid-Heizelemente PRO

Programmsteuerung

LCD-Display

4 Stufen

30 Programmplätze

Sonderfunktionen

Serviceprogramme

A - Temperaturkontrolle (nur in Verbindung mit Testkit)

C - Reinigung Heizkammer

E - Regeneration Heizelemente

Thermoelement PtRh-Pt, Typ S

Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/- 3 °C

Timerfunktion

Technische Daten

Außenmaße (BxHxT) 390 x 790 x 500 mm

Max. Brennraumkapazität 2x Ø 120/30 mm

Temperatur max. 1650°C

Heizelemente 4 x MoSi2

Leistung max. 3200 W

Spannung 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

max. programmierbare

Aufheizrate 1 - 99 °C/min (einstellbar)

Gewicht 60 kg

Speed Sinterofen
für Zirkon

Art.-Nr. 483-4000



Sinterofen Tabeo für Zirkonoxid

- Molybdändisilizid-Heizelemente

- Serviceprogramme

- A - Temperaturkontrolle (nur in Verbindung mit Test-Kit)

- C - Reinigung Heizkammer

- E - Regeneration Heizelemente

- Programmsteuerung

- 7-Segment LED

- 4 Stufen

- 9 Programmplätze

- Sonderfunktionen

- Temperaturgenauigkeit bei 1500°C +/- 3 °C

- Timerfunktion

Technische Daten

Außenmaße (BxHxT) 400 x 600 x 400 mm

Brennraumhöhe 42 mm

Max. Brennraumkapazität 1 Schale Ø 100 mm x 30 mm

Temperatur max. 1650°C

Heizelemente 4 x MoSi2

Leistung max. 1500 W

Spannung 220 - 240 V, 50 / 60 Hz

max. programmierbare

Aufheizrate 25 °C/min

Gewicht 55 kg



Sinterofen Tabeo für Zirkonoxid

Art.-Nr. 483-1000



Sinterofen Tabeo für Metall

30 Einzelkronen oder Sinterronde

- Molybdändisilizid-Heizelemente
- Sinterglockensystem, Ø 120mm x 30mm / METAL (Set)
- Programmsteuerung:
 - 7-Segment LED
 - 4 Stufen
 - 9 Programmplätze
 - 4 Festprogramme
- Schutzgaszufuhr manuell einstellbar
- Timerfunktion

Technische Daten

Außenmaße (BxHxT)	530 x 680 x 460mm
Brennraumhöhe	92 mm
Fassungsvermögen	1 Schale Ø 120mm x 30mm
Temperatur max.	1400 °C
Heizelemente	4 x MoSi2
Leistung max.	1600 W
Spannung	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
max. programmierbare	
Aufheizrate	40 °C/min
Gewicht	80 kg

Sinterofen Tabeo für Metall

Art.-Nr. 483-3000



SOLIBOND C plus Powder

Kobalt-Chrom Aufbrennlegierung
für laserbasierende Anwendungen

Der wichtigste Bestandteil, neben der eigentlichen SLM Maschine, ist das Metallpulver. Hier entscheiden sich zum Großteil die gewünschten Qualitätsanforderungen der gelaserten Metallkörper.

SOLIBOND C plus Powder mit einer Bandbreite von -10 / +63 my wird unter Schutzgas und engsten Fertigungskriterien in Deutschland produziert. Jede Charge wird erst nach Erfüllung der Prüfungskriterien freigegeben. Die steten Qualitätssicherungsmaßnahmen geben die Garantie, immer ein hochwertiges Metallpulver von höchster Güte verarbeiten zu können.

Die beliebte Aufbrennlegierung SOLIBOND C plus ist nahezu weltweit registriert und genießt unter den Anwendern höchstes Vertrauen. Solibond C plus Powder kann passgenau auf das Silo der Desktop-Maschine SLM 50 aufgeschraubt werden. Das Pulver bleibt so stets trocken und rieselfähig.

Vickers-Härte:	280 HV
Bruchdehnung:	10,1 %
WAK (20 - 600°C)	$14,0 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

- sehr gute Passgenauigkeit
- glatte Oberflächen der Objekte
- feine und homogene Gefügestruktur

Co %	Cr %	Mo %	W %	Nb %	Si %
63	24	2,9	8,1	0,9	1,1

SOLIBOND C plus Powder

5000 g

Art.-Nr. 969-5000

A

abdampfbarer Distanzlack	27
Absauganlage	113
Anzeichenstift	20
Aqua Spacer	12
ARTLINE	66
ARTLINE Instrumente	66
ARTLINE nach Jochen Peters	66
ARTLINE N-A-T	67
ARTLINE plus	67
Aufwachsinstrumente	66
Aufwachsstation	9
Ausblockmaterial	24
Ausblockwachs	24
Ausblockwachs	58

B

BISSNEHMEWACHSE mit Aroma	105
BISSREGISTRIERUNGSWACHS mit Aroma	104
BISSWACHSE MIT AROMA	105
BISSWÄLLE vorgeformt mit Aroma	105
BISSWÄLLE vorgeformt ohne Aroma	104
BLUE MARKER	79
Boxing Wachs, rot	19
Brennträgerpaste	15
Brush Set	14
Build Up Resin LC	73

C

CAD / CAM Blanks	116
CAD / CAM Wachsblank für Modellguss	117
CAD / CAM Wachsblanks	117
Caramista	95
Caramista N	95
Caramista pure	14
Ceramik Humidor	94
COBAVEST	77
CoCr Sintermetall-Blank	117
Computer	108
CONSEQUENT Multiklammer	50
CONSEQUENT Multiklammer	50
CONSEQUENT Profilstäbe rund	52
CONSEQUENT Universalwachs	59
CONSEQUENT Unterkieferbügel	52
CONSEQUENT Wachsdraht	47
CONTACT	9
CONTACT-E	9
CREATION SET	32
CUTEX Ausblockwachs	24
CUTEX BOND	24

D

Dental Werkzeuge	114
DESKTOP EXOCAD PC INTEL i7	109
DESKTOP MILLING PC Intel i5	109
DETON Wachsdraht	47
DIA-GLACE	99
DIA-GLACE-SOFT	99
Diagnostikwachs	32
Diagonalgitter	55
diamantimprägnierte Filzräder	99
Diamantpaste	99
DIA QUICK	99
DIE BLOC	24
DIE HARDENER	23

digi MILL ⁴ wet +	115
digi MILL ⁵ Dry	115
Digiscan-Spray	110
DIP & BRUSH	121
Dippy easy	71
Distanzlacke	21
Dubliersilikon blau	63
DUO DIP Tauchwachs	31
DUOVEST	76
DURON Wachsdraht	47

E

easy Waxer	69
easy Waxer duo	69
Einbettmassen	76
ELASTO DIP Tauchwachs	30
elektrische Wachsmesser	69
excellence line	8
Exocad	108

F

Feuchthalteplatte für Malfarben	94
FINALE	44
FINALE	59
Fix Firing Paste	15
Fräser CAD / CAM	114
Fräsmaschinen	115

G

Geo5	119
Gips	18
Glasurpaste für Presskeramik	91
GLATTES GUSSWACHS grün	56
GUSSSTIFTE	45
GUSSTRICHTER	58

H

Handstück	68
HANDSTÜCKKLEMME	68

I

IQ Modellierwachs	40
IQ QUADRO STICKS	46
IQ SPEZIALWACHSE	41
IQ TRIANGEL	46
IQ WAXER NT light	70
Isolierung	25
ISO QUICK	25

J

K

K2 CAD / CAM Zirkonblank	119
K2 CAD / CAM Zirkonliquid	121
K2 HF	89
K2 LF	91
K2 LF press	91
K2 Li	85
K2 Li Pressrohlinge	86
K2 Lube	12
K2 Lube	98
K2 Pressstempel	78
K2 Press-universal	77
K2 Zirkonblanks	118
Kammretentionen	55
Keramik Anmischplatte	94
Keramik Isolierung	12
Keramik Isolierung	98
Keramikmassen	85

Keramik Schrank (unbefüllt)	98	Silikonmanschette	78
Klammerprofile	50	Sinteröfen	122
KLEBEWACHS, beige	37	Sinterofen Tabeo für Metall	123
Kompressor	112	Sinterofen Tabeo für Zirkonoxid	122
Kontaktfarbe	79	SOLIBOND C plus	81
L		Solibond C plus Blank	117
lichthärtendes Ausblockmaterial	24	SOLIBOND C plus Powder	123
lichthärtendes Löffelmaterial	73	SOLIBOND N	80
LIGHT SPACER	23	SOLIDUR CoCr	81
Lochretentionen mit Abschlussleiste	54	Spacer	20
LOT NE	80	Speed Sinterofen für Zirkon	122
M		Stain Humidor	94
MAGIC DISC	96	STEAM OFF	27
Magic-Glass-Stick	96	STICK-ON-WACHS, neon-pink	37
Magnetständer	11	STRUKTURIERTES GUSSWACHS	57
MASTER DIP Tauchwachs	31	SURFACE Marker	97
Metalle	80	T	
METALLFOLIENWACHS braun	104	Tauchhärter	62
Modellierpinsel für die Keramik	95	Tauchtechnik	71
Modellierspitzen	68	Tauchwachse	30
Modellierwachsips CONTACT	8	THINNER	22
Modellierwachse	33	THOWAX Modellierwachs	36
Modellierwachs SPEZIAL	103	THOWAX Spezialwachse	37
Modellierwachs SUPERPINK	103	Trennscheiben	96
MODELLSÄGE	18	U	
MONITOR (24") ACER	108	UNIVERSALKLEBER für Retentionsperlen	58
MONOLITH THOWAX CHIP	39	UVA Lichthärtegerät	72
Muffelsystem	78	V	
MULTIFLEX SÄGEBLÄTTER	18	Vario	11
MUSTER SET - Lacke und THOWAX	38	Vario S	11
N		Vinyl 3D-Scanner	111
NAWAX COMPACT	41	VKS - Wachse	38
NETZMITTEL	44	VORBEREITUNGSWACHS rosa	56
NETZMITTEL	59	W	
Netzretentionen mit Abschlussleiste	54	Wachsdrähte	47
O		Wachsgitter	55
OKKLUSIONSPUDER	44	WACHSGITTER rot	55
OKKLUSIONSSPRAY	79	WACHSPINSEL	44
Ovallochretentionen	54	WACHSRETENTIONEN	55
P		Wachsretentionen mit Randabschlussleiste rot	54
Peripheriewachs, rot	19	WACHSRETENTIONSPERLEN blau	58
Pinsel	14	WACHSSCHABLONEN	51
Plattenretentionen mit Abschlussleiste	54	Wachsspender	9
Plattenwachse rosa	102	Wachsversiegelung	44
PRECI DIP Tauchwachs	30	Wachsversiegelung	59
PRECIGEL	63	WAX GIANT	33
PRECI NT SHUTTLE II / IV	72	Y	
PRECISIL	63	YETIDUR	62
PRECI TRAY	73	YETI EXPANSION	76
PROFILSTÄBE	53	YETI EXPANSION plus	77
Q		YETI LUBE	25
R		YETI ROCK	18
rote Gussbalken, extrahart	46	YETIVEST	76
Rundlochgitter	55	Z	
Rundlochretentionen	54	Zahnfarbringe	98
S		Zirkonliquid	121
SAKURA	20	Zirkon Schleifset	13
SATI BRUSH	79	ZUBLER Z1 CAM	113
SCAN BOX	111	ZWISCHENGLIEDER blau	45
Scanner	111		
Schleifer CAD / CAM	114		
Schleifset	13		





Konzept & Design: Anke Biskupski, Engen

03.2022 V4 by YETI Dental



YETI Dentalprodukte GmbH



YETI Dentalprodukte GmbH

YETI Dentalprodukte GmbH · Industriestrasse 3 · D-78234 Engen · Germany
yeti-dental.com · e-mail: info@yeti-dental.com
dentalwax.com