





Каталог



**„Стоять на месте значит двигаться назад,
правильное активное отношение к переменам и есть ключ к успеху.“**





Контакт:

Общая информация	info@yeti-dental.com	телефон: +49 7733 9410-0
Национальный отдел продаж	deutschland@yeti-dental.com	телефон: +49 7733 9410-21
Международный отдел продаж	export@yeti-dental.com	телефон: +49 7733 9410-19 +49 7733 9410-17 +49 7733 9410-24
Факс		+49 7733 9410-22
Технический сервис	technik@yeti-dental.com	телефон: +49 7733 9410-14
Зуботехнический сервис	labor@yeti-dental.com	телефон: +49 7733 9410-20
Отдел закупок	einkauf@yeti-dental.com	телефон: +49 7733 9410-18
Интернет	yeti-dental.com	
Магазин online	onlineshop.yeti-dental.com	
Портал воска	dentalwax.com	



YETI Dentalprodukte GmbH



YETI Dentalprodukte GmbH

YETI Dentalprodukte GmbH · Industriestrasse 3 · D-78234 Engen · Germany



Фирма YETI Dentalprodukte GmbH была основана 05.05.1988 и с тех пор является незаменимой частью дентального рынка. Предпринимательская группа с головным офисом в г. Энген (Германия) разрабатывает, производит и продаёт на международном уровне в более чем 100 стран.

Одной из дочерних компаний YETI является фирма gebdi DENTAL-PRODUCTS, которая дополняет своим ассортиментом в основном сферу тотальной и частичной протетики зубами TRIBOS 501.

Особенно в области стоматологического воска YETI является всемирно вероятно самым известным специалистом.

Компания YETI является первым производителем непрозрачного моделировочного воска на всем стоматологическом рынке и по сей день остается лидером международного рынка.

Помимо этого фирма является очень уважаемым партнёром по разработке и продаже продуктов в других рабочих сферах как эпитетика, ортопедия, криминалистическая экспертиза, изготовления ювелирных изделий и прототипирование.

Предпринимательская группа имеет собственный центр разработки продуктов. Там непрерывно работают над дальнейшим развитием и улучшением разных групп продуктов как воск, мелкие устройства, паковочные массы, благородные и неблагородные сплавы, керамика, CAD/CAM техника, продукты для модельного литья, лак и средства для изоляции.

При этом очень полезно тесное сотрудничество с известными техниками и лабораториями по всему миру.

С открытием DBC (дентальный образовательный центр) в 2005 году мы предоставили клиентам современную лабораторию с большим залом для образования. Здесь мы предлагаем разные курсы, по желанию и индивидуальные.

Предпринимательская группа удостоверена согласно DIN EN 13485 и базируется на принципах современного менеджмент качества.

От сырья до конечного продукта, все процессы подлежат строгому контролю качества. Исходя из собственных требований и с целью предоставить клиентом только высшее качество, качество „Made in Germany“ гарантировано продуктами фирмы YETI.

Удовлетворенные клиенты фирмы YETI являются благодарностью и результатом многолетнего хорошего сотрудничества.

Так, управляющий директор и руководство, которое состоит из многолетнего опыта и молодой динамики, смотрят уверенно в будущее.



- excellence line
- CONTACT-E подставка для моделирования воском
- Vario Магнитная подставка
- Фрезы для циркония
- Fix Firing Paste / Паста для топливного носителя

страница 08



- Изготовление модели
- Подготовка штампа

страница 17

- Погружные воска
- Моделировочные воска для коронок и мостов
- Готовые восковые формы
- Восковые проволоки

страница 29

- Техника модельного литья

страница 49

- Техника дублирования

страница 61

- Моделировочные инструменты
- Приборы и принадлежности
- Светоотверждаемые материалы и приборы

страница 65

- Паковочные массы
- Металлы

страница 75

- Керамика
- Палитры для замешивания
- Кисточки
- Принадлежности для керамики
- Полировочные средства

страница 83

- Восковые пластины
- Воска для регистрации прикуса

страница 101

- Дигитальная техника
- Сканеры и принадлежности
- Фрезерные станки и их комплектующие
- Заготовки CAD/CAM
- Жидкость для циркония

страница 107





excellence
line

excellence line

Базовая подставка = рабочая пластина с губкой и крышкой			
	Кат. № 780-0100 CONTACT freestyle Подставка для воска - Базовая подставка Contact		Кат. № 739-6320 Восковые чипы Effect CONTACT (ashfree) голубой прозрачный / оранжевый прозрачный / эмалевый прозрачный 3x20г.
	Кат. № 416-0000 CONTACT - E hot подставка для воска - базовая подставка – левая сторона обогрывается		Кат. № 738-6325 Моделировочный воск в чипах CONTACT sahara (ashfree) по технологии Йохена Петерса, 3x25г.
	Кат. № 416-1000 CONTACT - E подставка для моделирования воском - базовая подставка – левая сторона обогрывается, подставка включает наконечник и насадку PKT2		Кат. № 738-6335 Моделировочный воск в чипах CONTACT слоновая кость (ashfree) по технологии Йохена Петерса, 3x25г.
	Кат. № 416-2000 CONTACT - E duo подставка для моделирования воском - базовая подставка – левая сторона обогрывается, подставка включает 2 наконечника и насадки PKT1 и PKT2		Кат. № 735-6325 Моделировочный воск в чипах CONTACT бежевый (opak) 3x25г.
 Кат. № 411-.... 0100 0200 0300 0400 0500 0600			Кат. № 734-6325 Моделировочный воск в чипах CONTACT серый (opak) 3x25г.
	Кат. № 780-0200 CONTACT традиционный Подставка для воска Базовая подставка Contact, Моделировочный воск в чипе голубой (ashfree) 25г., Моделировочный воск в чипе серый (опаковый) 25г., Пришеечный воск в чипе красный (ashfree) 20г.		Кат. № 737-6325 Моделировочный воск в чипах CONTACT изумрудный (ashfree) 3x25г.
	Кат. № 780-0300 CONTACT воска Йохена Петерса Подставка для воска Базовая подставка Contact, Моделировочный воск в чипе слоновая кость (ashfree) 25г., Моделировочный воск в чипе sahara (ashfree) 25г., Пришеечный воск в чипе wood (ashfree) 20г.		Кат. № 736-6325 Моделировочный воск в чипах CONTACT голубой (ashfree) 3x25г.
	Кат. № 780-0400 CONTACT эстетика Подставка для воска Базовая подставка Contact, Моделировочный воск в чипе голубой прозрачный (ashfree) 20г., Моделировочный воск в чипе оранжевый прозрачный (ashfree) 20г., Моделировочный воск в чипе sahara (ashfree) 25г.		Кат. № 733-6325 Моделировочный воск в чипах CONTACT жёлтый (ashfree) 3x25г.
	Кат. № 780-0500 CONTACT окклюзионный компас Подставка для воска Базовая подставка Contact, Моделировочные воска: голубой, серый, неоновый-жёлтый, неоновый-зелёный, Пришеечный/базовый воск: карамель, Пришеечный воск: красный 6 x 8г. (ashfree, с магнитной лентой)		Кат. № 738-6320 Пришеечный воск в чипе CONTACT wood (ashfree) по технологии Йохена Петерса, 3x20г.
			Кат. № 731-6320 Пришеечный воск в чипе CONTACT красный (ashfree) 3x20г.
			Кат. № 102-0002M Тренировочный набор IQ CONTACT по технологии Гюнтера Сойберта (ashfree), 6 x 8г. (с магнитной лентой) Моделировочные воска: голубой, серый, неоновый-жёлтый, неоновый-зелёный, Пришеечный/базовый воск: карамель, Пришеечный воск: красный
			Кат. № 780-0010 Держатель для телефона CONTACT 1 штука
			Кат. № 780-0006 Губка для очистки инструмента CONTACT 6 штук

Contact с первого взгляда подкупает своим изысканным дизайном, а также предоставляет значительные преимущества в повседневной работе. Здесь сочетаются функциональность и эстетика. Восковые чипы держатся на пластине за счёт магнитов и могут быть расположены по всей её поверхности. Лёгкий наклон рабочей пластины улучшает эргономику рабочего процесса. Практичная губка для очистки моделировочного инструмента значительно облегчает работу.

CONTACT



CONTACT-E




CONTACT Подставка для воска

CONTACT = Базовая подставка
= рабочая пластина с губкой и крышкой

Прозрачная
крышка
- защищающая
от пыли

Восковые чипы,
держатся на
магните



Губка для очистки
инструмента держится на
магните

CONTACT-E hot Подставка для воска

- Базовая подставка
- Левая сторона металлической подставки обогревается
- Фиксированная температура примерно 35 – 40°C
- Обогреватель можно подключать и отключать

CONTACT-E подставка для моделирования воском

- Базовая подставка
- Левая сторона металлической подставки обогревается
- Фиксированная температура примерно 35 – 40°C
- Обогреватель можно подключать и отключать
- подставка включает наконечник и насадку РКТ2
- бесступенчатое регулирование температуры до 190°C
- включает подставку для наконечника для безопасного откладывания/защемления наконечника после использования

CONTACT-E duo подставка для моделирования воском


- Базовая подставка
- Левая сторона металлической подставки обогревается
- Фиксированная температура примерно 35 – 40°C
- Обогреватель можно подключать и отключать
- подставка включает 2 наконечника и насадки РКТ1 и РКТ2
- раздельное, бесступенчатое регулирование температуры до 190°C
- включает 2 подставки для наконечника для безопасного откладывания/защемления наконечника после использования

опциональные принадлежности




подставка для телефона


Эстетичная подставка под телефон также держится на пластине Contact с помощью магнита. Благодаря этому Вы с комфортом сможете просматривать доступные online мастер-классы по восковому моделированию прямо на рабочем месте. Вы сможете сразу же пошагово применять полученные вами знания. Для защиты от загрязнений предусмотрена прозрачная крышка.



VARIO - "творческий"	Кат. № 312-9020
Содержание набора:	
1 "VARIO S" Магнитная подставка	312-9001
K2 Lube изолирующая жидкость, 18 мл	345-0018
1 Caramista Brush no. 04	312-2004
1 Caramista Brush no. 06	312-2006




VARIO - "Excellence Line"	Кат. № 312-9010
Содержание набора:	
1 "VARIO" Магнитная подставка	312-9000
Aqua Spacer coral, 18 мл	597-0001
Aqua Spacer ocean, 18 мл	598-0001
Aqua Spacer stone, 18 мл	599-0001
Aqua Sep изолирующая жидкость, 18 мл	589-1001
2 Моделировочных инструмента от Jochen Peters no. 01 Lecron, by Jochen Peters	850-6001
no. 02 PKT, by Jochen Peters	850-6002




VARIO - "Моделировочный набор"	Кат. № 312-9014
Содержание набора:	
1 "VARIO" Магнитная подставка	312-9000
Clear Spacer, 18 мл	501-0018
Color Spacer красный, 18 мл	500-0018
Die Spacer синий, 18 мл	505-0018
Yeti Lube изолирующая жидкость, 18 мл	550-0018
2 Моделировочных инструмента от Jochen Peters no. 01 Lecron, by Jochen Peters	850-6001
no. 02 PKT, by Jochen Peters	850-6002



VARIO - "Керамический набор - натуральный ворс"	Кат. № 312-9012
Содержание набора:	
1 "VARIO" Магнитная подставка	312-9000
K2 Lube изолирующая жидкость, 18 мл	345-0018
Фрезы для циркония (1 набор)	440-0001
1 Caramista N Brush no. 04	313-2004
1 Caramista N Brush no. 06	313-2006
1 Caramista N Brush no. 08	313-2008



VARIO - "Керамический набор - искусственный ворс"	Кат. № 312-9013
Содержание набора:	
1 "VARIO" Магнитная подставка	312-9000
K2 Lube изолирующая жидкость, 18 мл	345-0018
Фрезы для циркония (1 набор)	440-0001
1 Caramista Brush no. 04	312-2004
1 Caramista Brush no. 06	312-2006
1 Caramista Brush no. 08	312-2008



VARIO - "Dip & Brush"	Кат. № 312-9011
Содержание набора:	
1 "VARIO" Магнитная подставка	312-9000
K2 Lube изолирующая жидкость, 18 мл	345-0018
Фрезы для циркония (1 набор)	440-0001
1 Caramista pure Brush Set Brush no. 02 и no.04	314-5000



Vario
Кат. № 312-9000



Vario S
Кат. № 312-9001

Магнитная подставка Vario является „сердцем“ Excellence Line. Изготовленная из высококачественных материалов, имеющая изящную и функциональную форму подставка используется для удержания и хранения продуктов Excellence Line. На магнитной подставке фиксируются: лаки Aqua Spacer, фрезы для циркония, K2 Lube, а также все виды кисточек Caramista.

Ваше рабочее место остается всегда убранным и чистым, а все инструменты и продукты - расположенными упорядоченно и готовыми к работе в любой момент. В дополнение к этому, высококачественные материалы (например: кончик кисточки) не теряют в качестве за счет хранения в вертикальной позиции.


Таким образом Вы сможете наслаждаться работой с продуктами Excellence Line очень долгое время.



Магнитные держатели для кисточек Caramista для оптимального закрепления в вертикальном положении
- Сохранение кончика кисточки в идеальном состоянии



Встроенная магнитная лента для фиксации фрез



Лаки Spacer и изоляция K2 Lube фиксируются на нижней части подставки Vario с помощью магнитных вставок





Aqua Spacer

15 my

Дистанционный лак без растворителя

Легко фискируется на подставке Vario, рабочее место всегда остается убраным и готовым к работе!

- на водной основе
- разбавляется обычной дистиллированной водой
- без растворителя - не имеет надоедливого запаха при испарении

Используется только с изоляцией Aqua Sep!

Объем: 18 мл

Толщина слоя: 15 my



Aqua Spacer
coral
Кат. № 597-0001



Aqua Spacer
ocean
Кат. № 598-0001



Aqua Spacer
stone
Кат. № 599-0001



Aqua Sep
изолирующая
жидкость
Кат. № 589-1001

Дополнительные Spacer, которые магнитно прикрепляются к Vario - см. Spacer!



K2 Lube

изолирующая жидкость

Так же как и остальные продукты коллекции Excellence Line может быть закреплена на подставке Vario.


Эта изолирующая жидкость надежно отделяет гипс от керамики. Сгорает без остатка и без изменения цвета керамики.

Объем: 18 мл

Кат. № 345-0018

Набор фрез для придания зубу из циркония естественной текстуры и обработки каркасов из циркония.


excellence
line



max. 40.000 rpm

HM Фреза для фиссур
для отделения работы из циркония
от заготовки

5 штук
Кат. № 440-0300



max. 40.000 rpm

HM Фреза с алмазным гранением
для быстрого снятия материала,
крайне точное гранение
(также подходит для керамических
масс для послойного нанесения)

1 штука
Кат. № 440-0200



max. 12.000 rpm

Smart Stone (2 формы)
с алмазной крошкой, для мягкой
обработки контуров и деталей
(также подходит для обработки
синтеризированных работ)

1 штука
Smart Stone Конус Кат. № 440-0400
Smart Stone Пламя Кат. № 440-0500



max. 20.000 rpm

Arkansas
для структурирования поверхности и
обработки мельчайших деталей

5 штук
Кат. № 440-0600



max. 10.000 rpm

Флифовальная бумага Konus
для сглаживания поверхности и
воспроизведения цветового эффекта
(перикиматии)

25 штук
(без инструмента, только насадка)
Кат. № 440-0100



max. 10.000 rpm

Rubber Flame
для выравнивания желаемых
деталей, например: абразивных
поверхностей

5 штук
Кат. № 440-0700

Фрезы для циркония
1 HM Фреза для фиссур, 1 HM Фреза, 1 Smart Stone Конус,
1 Smart Stone Пламя, 1 Arkansas,
1 Флифовальная бумага Konus (монтированная на инструмент)
1 Rubber Flame

1 набор = 7 штук

Кат. № 440-0001





Caramista pure

Кисточка со стержнем из натурального пера

Эксклюзивный ворс Kolinsky собирается вручную в кисточку и закрепляется в стволе пера.

Натуральный высококачественный ворс Kolinsky:

- идеальная степень упругости
- плотный ворс позволяет прекрасно удерживать воду
- тончайший кончик кисточки

Ручка кисточки:

- с металлическим кольцом для магнитной фиксации на подставке Vario

Поставляется в специальной сумочке из натурального хлопка:

- для защиты и сохранения ворса в идеальном состоянии
- с дополнительными отделениями для других инструментов

“Сделано в Германии”



Все кисточки Caramista могут быть зафиксированы на подставке Vario / Vario S.
Вы можете упорядоченно хранить до 10 / 5 различных кисточек всегда готовыми к работе.

Другие кисти для моделирования керамики можно найти в каталоге в разделе “Caramista”.

Caramista pure набор кисточек

Набор из кисточек Caramista Pure №2 и №4
в удобной и практичной сумочке.

Кат. № 314-5000




Caramista

Caramista N







Fix Firing Paste
Паста для топливного носителя

excellence
line



Fix Firing Paste - это готовая к применению паста для изготовления индивидуальных трегеров для обжига. С помощью этого огнеупорного материала вкладки, накладки, виниры, коронки и мосты могут быть надежно установлены на штифты или непосредственно зафиксированы на трегере для обжига.

1  Применить Fix Firing Paste непосредственно в керамическую реставрацию	2  - закрепить на штифт - для виниров/вкладок закрепить непосредственно на задней поверхности - также возможно прямое крепление на трегер для обжига <u>Пожалуйста, заполните реставрацию для этого немного выше</u>	
3  дальнейшие этапы работы например наложение, покраска ...	4  обжиг	5   После обжига керамики, просто приподнимите реставрацию с штампика из обжиговой ваты. - легко удаляется - не требует абразивной обработки или соскабливания

Область применения / свойства:

- Стабилизация трудноисправимых керамических изделий в процессе обжига в керамической печи
- простое применение благодаря готовому к использованию шприцу
- отсутствие обесцвечивания керамики после обжига
- легко удаляется, не требует абразивной обработки или соскабливания
- нет необходимости в увеличении времени предварительной сушки в печи для обжига керамики

содержание / шприц: 12 мл

Fix Firing Paste
Fix Firing Paste (5 шт..)

1 шприц / 12 мл
5 шприцов по 12 мл

Кат. № 399-1000
Кат. № 399-1005





- Изготовление модели
- Подготовка штампа

Изготовление модели

YETI ROCK

YETI ROCK III лимонный- класс III

Используется для контрмоделей прикуса, для починок и как цоколь для разборных моделей

- приятный цвет - все детали четко повторяют форму
- быстрое затвердевание
- очень хорошая текучесть
- твердость по Бринелю 110N/мм²

YETI ROCK III лимонный

20 кг

Кат. № 923-0020

YETI ROCK IV кремовый- класс IV

Используется для рабочей части в технике коронок и мостов, для мастер модели и техники модельного литья.

- очень твердый гипс - стабильные края, устойчивый к царапанию и небьющийся
- быстрое затвердевание 30-40 мин
- очень хорошая текучесть
- время обработки до 5,5 мин
- очень твердый - твердость по Бринелю 290н/мм²

YETI ROCK IV кремовый

20 кг

Кат. № 924-0020

Лобзик для моделей запасные полотна

- удобный инструмент, благодаря его анатомической форме
- полотна изготовлены из стали высокого качества
- гибкие полотна - вероятность поломки чрезвычайно низкая
- быстрая и легкая смена полотен
- очень эффективный и надежный
- 3 толщины на выбор 0,15 , 0,18 и 0,25 мм
- Длина полотна: 75 мм



0,25 x 3 мм

0,15 x 3 мм

0,18 x 3 мм

Лобзик для моделей

MULTIFLEX полотна

MULTIFLEX полотна

MULTIFLEX полотна

MULTIFLEX полотна

MULTIFLEX полотна

0,25 x 3 мм

0,25 x 3 мм

0,15 x 3 мм

0,18 x 3 мм

0,18 x 3 мм

12 штук

144 штук

12 штук

12 штук

144 штук

Кат. № 983-0000

Кат. № 972-0000

Кат. № 972-1000

Кат. № 974-0000

Кат. № 976-0000


Кат. № 976-1000



Воск Боксинг, красный

Воск Боксинг - это гибкий, тонкий и устойчивый воск, который служит для простого и индивидуального изготовления моделей. Вы циркулярно адаптируете его вокруг модели и после укладки гипса образуете таким образом цоколь для работы с моделью.

- изготовление модели возможно без цоколя
- экономия времени - гипс наливается прямо на модель
- подходит для изготовления рабочей части верхней и нижней челюсти, контрмоделей прикуса, а также к индивидуальным модельным системам.



Размер: 300 x 40 x 1,5 мм



Воск Боксинг, красный

400 г

Кат. № 603-0400




Периферийный воск, красный

для получения высококачественного функционального края

Периферийный воск легко изменяется благодаря гибкости и пластичности. Немного прижмите края для быстрого изготовления модели.

- используется для формирования границы съемного протеза на жесткой ложке
- после отпечатка на жесткой ложке ограничивает вытекание гипса, что приводит к облегчению разделения и изменения формы, а также способствует уменьшенному напряжению
- экономит время при изготовлении модели, не требуется производить маркировку функционального края и обрезать края гипса

Длина 300 мм, Ø 5,00 мм



Периферийный воск, красный

360 г

Кат. № 602-0360

Подготовка штампа



SAKURA

Маркировочный карандаш

Маркировочный карандаш для маргинальной линии.

- может использоваться на любом гипсе
- безграфитный и безвосковый стержень для более качественной отливки
- закрепляется при помощи прозрачного лака YETI CLEAR SPACER
- синий цвет стержней контрастирует с красным пришеечным воском

SAKURA Маркировочный карандаш

1 шт.

Кат. № 986-0000

Запасные безграфитные
и безвосковые стержни, синие
0,5 мм

12 шт.

Кат. № 986-1000

SPACER

Наши компенсационные лаки Spacer теперь доступны в новом улучшенном дизайне! Новые стеклянные флаконы ёмкостью 18 мл отличаются не только оригинальным дизайном, но также держаться на подставке Vario. Ваше рабочее место всегда будет находиться в порядке. За счёт новой улучшенной кисточки лак наносится абсолютно ровным слоем и не оставляет микроцарапин.



18 мл


Держится
за счёт
магнита




„excellence line“
“VARIO”

Магнитная подставка

Кат. № 312-9000




1.
Начертить
маргинальную
линию
2.
SAKURA
Карандаш



3.
CLEAR SPACER



4.
Нанести дистанционные лаки Color
или Die Spacer на 1 мм выше
маргинальной линии!



5.
При необходимости
нанести
дополнительный
слой дистанционного
лака (использовать
только Die Spacer
для повторного
нанесения!)

3 my**CLEAR SPACER прозрачный лак 3 мкм**

Наносится на всю гипсовую поверхность, включая область, лежащую ниже маргинальной линии.

Толщина 3 мкм, наносится на сухой гипс

- Зафиксировать маргинальную линию
- изолирует поверхность штампа
- основа для химической связи с другими лаками

CLEAR SPACER прозрачный лак

1 x 18 мл

6 x 18 мл

Кат. № 501-0018

Кат. № 501-6018

Дистанционный лак

Следует наносить все дистанционные лаки на 1 мм выше маргинальной линии!

7 my**COLOR SPACER красный лак 7 мкм**

Толщина 7 мкм, наносится поверх CLEAR SPACER

- в процессе сушки цвет меняется от оранжевого до красного
- наилучшие результаты в технике с Inlay, Onlay
- прозрачный, видны любые маркировки на штампе
- не содержит цветных пигментов - нет необходимости взбалтывать бутылку

COLOR SPACER красный лак

1 x 18 мл


6 x 18 мл

Кат. № 500-0018

Кат. № 500-6018

**DIE SPACER
Дистанционный лак**

Следует наносить как дистанционный лак на Clear Spacer или, при необходимости, как второй слой дистанционного лака. (наносить только на Die Spacer или на Clear Spacer!)

7 my**DIE SPACER желтый лак 7 мкм**

DIE SPACER желтый лак

1 x 18 мл

6 x 18 мл

Кат. № 502-0018

Кат. № 502-6018

10 my**DIE SPACER синий лак 10 мкм**

DIE SPACER синий лак

1 x 18 мл

6 x 18 мл

Кат. № 505-0018

Кат. № 505-6018

10 my

DIE SPACER дентинный лак 10 мкм

- Цвет прекрасно подходящий под самые распространённые цвета стоматологического цемента
- не раздражает глаз при моделировке полнокерамических работ (при просвечивании через воск)



DIE SPACER дентинный лак

1 x 18 мл


6 x 18 мл

Кат. № 506-0018

Кат. № 506-6018

13my

DIE SPACER золотой лак 13 мкм



DIE SPACER золотой лак

1 x 18 мл

6 x 18 мл

Кат. № 504-0018

Кат. № 504-6018

13my

DIE SPACER серебряный лак 13 мкм



DIE SPACER серебряный лак

1 x 18 мл

6 x 18 мл

Кат. № 503-0018

Кат. № 503-6018

THINNER растворитель лаков

(не используется для светоотверждаемых лаков и лаков STEAM OFF)

Универсальный разбавитель для наших дистанционных лаков.



THINNER растворитель лаков

1 x 18 мл

6 x 18 мл

Кат. № 510-0018

Кат. № 510-6018

LIGHT SPACER



3 my

Преимущества светоотверждаемых лаков LIGHT SPACER:

- равномерное высыхание
- создают очень твердую и прочную поверхность
- устойчивы против царапин и испарения
- создают идеально гладкую поверхность, что облегчает легкое снятие восковой конструкции
- отличная адгезия к гипсовой основе
- неограниченное время работы, сохнут только при помещении в аппарат для полимеризации

Сушка в различных доступных аппаратах световой полимеризации.
(Мы рекомендуем PRECI NT SHUTTLE)

Время сушки: приблизительно 2 - 5 мин

Упаковка - светозащитные бутылочки по 10 мл



10 my



**Светоотверждаемые лаки LIGHT SPACER применяются только друг с другом!
Нельзя мешать с другими лаками!**

LIGHT SPACER прозрачный	3 мкм	1 x 10 мл	Кат. № 520-1000
LIGHT SPACER красный	10 мкм	1 x 10 мл	Кат. № 520-2000
LIGHT SPACER синий	10 мкм	1 x 10 мл	Кат. № 520-3000



0 my


Упрочнитель штампика DIE HARDENER 0 мкм

Упрочнитель полностью абсорбируется гипсом и не оставляет своего слоя.


- отверждает, изолирует и сглаживает гипсовую поверхность
- защищает гипс от механических повреждений
- достигает наилучших результатов при дублировании
- влаго и грязе непроницаемый

Не подходит как основа, так как не происходит связывания между лаком и упрочнителем штампика, кроме того растворитель упрочнителя штампика может повредить уже нанесенные лаковые слои.

1. Начертить маргинальную линию
2. SAKURA Карандаш



ИЛИ



3. DIE HARDENER 0 my

- отверждает гипсовую поверхность
- наносится только под маргинальную линию
- над маргинальной линией, если после этого используется дистанционный лак

3. DIE HARDENER 0 my

- отверждает гипсовую поверхность
- наносится на весь штампик, если не используется дистанционный лак

DIE HARDENER

бутылочка с кисточкой	1 x 18 мл	Кат. № 540-0018
бутылочка с кисточкой	6 x 18 мл	Кат. № 540-6018
бутылочка - рефилл	1 x 250 мл	Кат. № 540-0250

Материал для блокировки области поднутрения




DIE BLOC светоотверждаемый материал для блокировки поднутрений

- очень хорошо совместим со всеми лаками
- не образует дисперсионного слоя
- с помощью пасты или жидкости нацелено и уже дозировано наносится на поверхность


Время сушки приблизительно 4 - 5 мин., в зависимости от прочности материала.

DIE BLOC паста	1 x 3 г	Кат. № 890-1200
DIE BLOC жидкость	1 x 2 мл	Кат. № 890-1201

DIE-BLOC
применяется перед
употреблением лака
SPACER



DIE-BLOC жидкость



DIE-BLOC паста




CUTEX BOND воск для блокировки поднутрений


Не подходит для литейной технологии - не выгорает без остатка.

- для блокировки штампов и прикусных пластинок
- лаки держатся на воске
- очень жесткая консистенция
- точка плавления достигается при 94°C
- „компактная форма цилиндра“

CUTEX BOND можно использовать до или после нанесения лаков SPACER



ИЛИ



CUTEX BOND	45 г	Кат. № 723-1000
------------	------	-----------------




Применение:
после нанесения
компенсационных лаков

CUTEX воск для блокировки поднутрений

Не подходит для литейной технологии - не выгорает без остатка.

- для наметки подрезов или выравнивания шероховатой поверхности штампа
- чрезвычайно твердый воск
- чистая и гладкая поверхность, легко адаптируется к контуру штампа
- высокая точка плавления - не соединяется с другими восками YETI: погружными, цервикальными восками и восками для вкладок.




CUTEX
использовать
только после
нанесения лаков
SPACER



CUTEX	20 г	Кат. № 723-0000
-------	------	-----------------



CUTEX BOND
воск для блокировки
поднутрений



Изолирующая жидкость YETI LUBE

YETI LUBE может использоваться со всеми восками и лаками YETI, не содержит этилового спирта и каких-либо растворителей, растворима в воде и не вступает в реакцию с гипсом. Даже небольшое количество жидкости обеспечивает значительный изолирующий эффект. YETI LUBE изолирует воск от гипса, металла и другого воска. Изолирующий эффект сохраняется более 24 часов. Не подходит для использования с лаками серии STEAM OFF

YETI LUBE

бутылочка с кисточкой
бутылочка с кисточкой
бутылочка - рефилл

1 x 18 мл
6 x 18 мл
1 x 250 мл

Кат. № 550-0018
Кат. № 550-6018
Кат. № 550-0250

Изолирующий карандаш ISO QUICK

Карандаш, наполненный изолирующей жидкостью YETI LUBE.


- дозированное, тонкое и точное нанесение жидкости
- быстро и легко наполняется
- может использоваться во всех областях
- экономичен и легок в использовании

1 изолирующий карандаш
1 x 250 бутылочка рефилл для заправки


Кат. № 550-0000
Кат. № 550-0250

- 2 разных конца:
1 x широкий и толстый
1 x острый и тонкий

нанесите лак STEAM OFF



удалите лак STEAM OFF с помощью пароструйного аппарата



Смываемые компенсационные лаки

15 my

Смываемые компенсационные лаки STEAM OFF

Специальные компенсационные лаки толщиной 15 мкм для работы с пресс керамикой.

- 5 дентиновых и отбеливающих оттенков для всех цветов A1 - D4
- естественный цвет дентин – для окрашивания
- лак легко снимается с помощью пароструйного аппарата, что позволяет без труда посадить вкладку
- водостойкий – штампик можно мыть
- равномерное покрытие поверхности одним слоем
- толщина 15 мкм, гипс не окрашивается



Обычные дистанционные лаки просвечивают и изменяют цвет керамики

лаки STEAM OFF подходят по цвету к керамике и обеспечивают естественный цвет работы



+

vanilla A 2	sahara A 3	gold A 3,5 B 3 B 4 D 4
sand A 1 B 1 B 2 C 1 D 2	terra C 2 C 3 A 4 C 4 D 3	snow Bleach

STEAM OFF

Vanilla - ваниль (A2)	1 x 20 мл	Кат. № 591-0001
	6 x 20 мл	Кат. № 591-0006
Sahara - сахара (A3)	1 x 20 мл	Кат. № 592-0001
	6 x 20 мл	Кат. № 592-0006
Gold - золото (A3,5 , B3, B4, D4)	1 x 20 мл	Кат. № 593-0001
	6 x 20 мл	Кат. № 593-0006
Sand - песок (A1, B1, B2, C1, D2)	1 x 20 мл	Кат. № 594-0001
	6 x 20 мл	Кат. № 594-0006
Terra - земля (C2, C3, A4, C4, D3)	1 x 20 мл	Кат. № 595-0001
	6 x 20 мл	Кат. № 595-0006
Snow - снег (bleach)	1 x 20 мл	Кат. № 596-0001
	6 x 20 мл	Кат. № 596-0006
STEAM OFF – стартовый набор	6 x 20 мл	Кат. № 590-0006
Изоляция не входит в стартовый набор!		
ISO STEAM – изоляция	1 x 20 мл	Кат. № 589-0001
	6 x 20 мл	Кат. № 589-0006





Моделировочные воска для коронок и мостов


quality made in germany



Погружные воска



Мы предлагаем Вам погружные воска в четырех различных видах. Все виды могут быть смешаны друг с другом.



Погружной воск PRECIP DIP

- точные восковые колпачки
- гладкая поверхность
- очень мало работы по исправлению брака в металле
- нет капель и хрупких краев
- лишний воск вокруг маргинальной линии легко обрезается
- удобное дозирование
- сгорает без остатка (ashfree)



Погружной воск ELASTO DIP



- прочные, сохраняющие форму восковые колпачки
- для большей эластичности и стабильности воска добавлен каучук
- особенно подходит для вторичных деталей в телескопной и конусовой техники
- легко отмерять и смешивать с более твердым погружным воском PRECI DIP
- сгорает без остатка (ashfree)

PRECIP DIP

Погружной воск	желтый	150 г	Кат. № 740-1150
Погружной воск	красный	150 г	Кат. № 740-2150

ELASTO DIP

Погружной воск	синий	150 г	Кат. № 750-0150
Погружной воск	розовый	150 г	Кат. № 750-2150
Погружной воск	красный	150 г	Кат. № 750-3150
Погружной воск	коричневый	150 г	Кат. № 750-4150



СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ПОГРУЖНЫМИ ВОСКАМИ YETI:

ПРОБЛЕМА:

Колпачки слишком толстые и неровные

На колпачке остаются капли воска

Ямки на внутренней стороне коронки

Колпачок плохо снимается

РЕШЕНИЕ:

- используйте воскотопку с равномерным распределением тепла вокруг резервуара
- чем выше температура, тем тоньше колпачок
- быстро окунуть и медленно вынуть штампик из воска
- нагрейте штампик перед погружением в расплавленный воск
- используйте воск для блокировки поднутрений
- перед погружением нанесите тонким слоем изолир. жидкость LUBE
- снимите с помощью латексового платка



Погружной воск DUO DIP

DUO DIP - идеальная смесь погружного воска в гранулах для повседневного использования. Гладкая, округленная форма гранул облегчает точное пограммовое дозирование и обеспечивает чистоту при наполнении воскотопки. С ним очень легко, просто и быстро работать. - сгорает без остатка (ashfree)

Количество: 80 г



Погружной воск MASTER DIP

MASTER DIP - это новые возможности в плане прочности и устойчивости материала. Незначительное время охлаждения позволяет сразу провести коррекцию колпачка, материал быстро твердеет и сопоставим по прочности с пластмассой. Высокая точность и стабильность особенно заметна при литье металла.



Воск в гранулах, прозрачный и оранжевый.

- сгорает без остатка (ashfree)


Количество: 100 г

DUO DIP Погружной воск оранжевый
выгорает без остатка (ashfree) Кат. № 741-0000

MASTER DIP
эластичный твердый прозрачный Кат. № 741-0100
эластичный твердый оранжевый Кат. № 741-0110



Воск для диагностики



- 10 = эмаль
- 11 = серый прозрачный
- 12 = белый прозрачный
- 13 = синий прозрачный
- 14 = желтый
- 15 = оранжевый



- 16 = дентин
- 17 = светлый дентин
- 18 = бежевый
- 19 = коричневый
- 20 = темно коричневый
- 21 = светло коричневый

Креативный набор CREATION SET

Набор для создания натуральных восковых реконструкций, состоящий из 12 цветных восков, благодаря которым можно научиться моделировать коронку послойной техникой, подобно технике с керамикой. С помощью CREATION SET Вы создадите естественно выглядящую реставрацию в воске, для врача и пациента.



- Дополнительные цвета
(не присутствующие в наборе):
- 22 = прозрачный
 - 23 = серебряный
 - 24 = золотой
 - 25 = черный

CREATION SET 12 цветов:	8 г / цвет	Цвета с 10 по 21	Кат. № 760-0000
Дополнительная упаковка I :	8 г / цвет	Цвета с 10 по 15	Кат. № 760-1000
Дополнительная упаковка II :	8 г / цвет	Цвета с 16 по 21	Кат. № 760-2000
Дополнительная упаковка III:	8 г / цвет	Цвета 2 x 16 и дополнительные цвета с 22 по 25	Кат. № 760-3000
отдельные цвета в упаковке по 6 штук (6 x 8 г)			Кат. № 760-00..

+ соответствующие конечные цифры (..10 - ..25)

IQ Воск для диагностики, дентин

не предназначен для литья!



- для диагностических работ
- хорошо соскабливается
- повышенный пункт плавления
- цвет воска соответствует цвету зубной эмали

Цвет: дентин, непрозрачный

IQ Воск для диагностики, дентин 45 г

Кат. № 761-5000



Современный моделирующий и цервикальный воск!







- Воск 2в1 моделировочный и вставка пришеечного
- быстро и удобно
- эргономичная рабочая высота



- два паролоновых кольца для чистки инструментов




- плотный базис для устойчивости
- прозрачная крышка для защиты от пыли




Превосходное качество воска – лучшие моделировочные характеристики:

- Позволяет моделировать мельчайшие фиссуры – природная окклюзия
- возможность рисовать воском
- стабильность в расплавленном состоянии – лёгкая моделировка формы зуба



Характеристики воска :

- жёсткий, но не хрупкий
- высокая внутренняя прочность
- легко скоблится – чисто наносится
- плотная посадка



WAX GIANT - **single line** -, 75 г

пришеечный воск красный (ash-free)	Кат. № 731-5000
моделировочный воск песочный (opaque)	Кат. № 732-5001
моделировочный воск серый (opaque)	Кат. № 734-5001
моделировочный воск синий (ash-free)	Кат. № 736-5000
моделировочный воск snow-white (opaque)	Кат. № 736-5001

WAX GIANT - **double line** -, 75 г

(со вставкой пришеечного воска)	
моделировочный воск песочный (opaque)	Кат. № 733-5001
моделировочный воск серый (opaque)	Кат. № 735-5001
Моделировочный воск синий (ash-free)	Кат. № 737-5000



Методика воскового моделирования Йохена Петерса демонстрирует - как в кратчайшие сроки при помощи систематизированных и рационально выстроенных шагов добиться абсолютно естественной и функциональной жевательной поверхности зуба. Так как концепция Йохена Петерса включает в себя как метод скобления воска так и его нанесения, для неё необходим был воск прекрасно подходящий для обоих подходов. В результате долгой совместной работы Йохена Петерса и компании Yeti были разработаны моделировочные воска Ivory, Sahara и Sunlight, а также цервикальный воск Wood.

WAX GIANT от Йохена Петерса



Моделировочные воска „Ivory“, „Sahara“ und „Sunlight“ превосходно подходят для моделировки коронок и мостов, inlay и onlay, пресс-керамики, бюгельных протезов, а также для фрезерования. Моделировочные воска прекрасно сочетаются к цервикальным воском Wood, который также подходит для блокировки области поднутрения.

Моделировочные воска подкупают за счёт:

- превосходных моделировочных свойств, т.к. они прекрасно тянутся за шпателем и одновременно имеют превоклассную степень твёрдости.
- оптимальной степени твёрдости воска, позволяющей моделировку бугорков, склонов бугорков, а также прочих мельчайших деталей как посредством скобления, так и посредством нанесения
- воск не „мажется“ при сглаживании и образует плотную ровную поверхность.
- высокая стабильность края
- прекрасно скоблится и чисто наносится
- выгорает без остатка

Цвета Ivory, Sahara и Sunlight подобраны таким образом, что становится легко распознать даже мельчайшие детали зуба.

Цервикальный воск Wood подходит не только для коронок и мостов, но также и для моделировки inlay и onlay.

- Воск нежной консистенции
- в жидком состоянии проникает даже в самые маленькие полости
- воск достаточно эластичный, но ни в коем случае не клейкий или „мажущийся“
- стабильно держит форму и обеспечивает точную посадку
- не имеет усадки
- выгорает без остатка



WAX GIANT - **single line** -, 75 г

Цервикальный воск Wood (ash-free) Кат. № 738-5000

Моделировочный воск Sunlight (ash-free) Кат. № 738-5010

Sahara (ash-free) Кат. № 738-5020

Ivory (ash-free) Кат. № 738-5030

Моделировочный воск



Моделировочный воск THOWAX

THOWAX воск для моделирования коронок, мостов и вкладок. Состоит из природных восков и не содержит синтетических материалов. Благодаря его великолепным моделировочным характеристикам воск THOWAX завоевал превосходную репутацию во всех странах мира.

- превосходные моделировочные характеристики за счет компонентов с чрезвычайно короткими молекулами
- возможность моделировать даже мельчайшие детали и фиссуры
- быстрое остывание дает возможность быстро работать
- когда расплавлен - непрозрачный, что позволяет увидеть форму уже в процессе нанесения воска
- высокая молекулярная плотность - легко режется, оставляя гладкую поверхность
- прекрасно сочетается с нашими специальными и погружными восками
- не содержит синтетических материалов
- доставка в жестяных баночках 70 г, частично в форме таблеток



THOWAX Моделировочный воск	бежевый с коричневым, непрозрачный	70 г	Кат. № 700-0000
THOWAX Моделировочный воск	красный	полупрозрачный 70 г	Кат. № 708-0000
THOWAX Моделировочный воск	синий	полупрозрачный 70 г	Кат. № 709-0000
THOWAX Моделировочный воск	бежевый	непрозрачный 70 г	Кат. № 710-0000
THOWAX Моделировочный воск	коричневый	полупрозрачный 70 г	Кат. № 711-0000
THOWAX Моделировочный воск	фиолетовый	полупрозрачный 70 г	Кат. № 712-0000
THOWAX Моделировочный воск	зеленый	полупрозрачный 70 г	Кат. № 713-0000
THOWAX Моделировочный воск	серый	непрозрачный 70 г	Кат. № 714-0000

Мы гарантируем оптимальное качество высокоразвитых специальных восков, каждый из которых четко разработан для своей области применения.

Все воска поставляются в 70 г банках, некоторые из них предлагаются также в форме таблеток.



Цервикальный воск, красный

- мягкий безсвинцовый воск
- не создает напряжения, точное формирование краев коронки
- точно и тонко прилегает к маргинальной линии

Цервикальный воск, красный

Кат. № 720-0000



Базовый воск, бордовый

Отлично подходит в качестве первого слоя при моделировании вкладок, коронок, вторичных деталей и для моделирования в пределах цервикальной области.

- высокая плотность позволяет вырезать края коронок
- особенно стабильный, не смещается
- непрозрачный - для лучшего контраста со штампом

Базовый воск THOWAX, бордовый

Кат. № 722-0000



Фрезерный воск, серый непрозрачный или зеленый прозрачный

- обрабатывается инструментами при скорости 5000 об/мин
- отсутствие грязи и образования стружки
- хорошие моделировочные характеристики, гладкая поверхность, несмотря на особую твердость
- после обработки - ясно видна любая неровность

Фрезерный воск, серый непрозрачный

Кат. № 727-0000

Фрезерный воск, зеленый прозрачный

Кат. № 725-0000



Воск липкий, бежевый

не подходит для литья, не сгорает без остатка

- вспомогательный воск для фиксирования частей для работ по ремонту и пайке, а также со сломанными протезами
- высокая твердость - воск отламывается, что позволяет сразу определить нежелательное скольжение деталей

Липкий воск, бежевый

Кат. № 724-0000



STICK-ON-WACHS

воск липкий, неоновый-розовый

Для приклеивания вертикальных литников и восковых промежутков

- очень липкий, легко корректировать положение деталей
- остается гладким и липким
- сгорает без остатка

STICK-ON-WACHS, неоновый розовый

Кат. № 726-0000





Воск для цельнокерамических систем VKS

(например, для пресс-керамики K2)

VKS - специальные воска для моделирования и прессованной керамики, сделанные на основе THOWAX. Многократно профильтрованы, поэтому не содержат непрозрачных компонентов, которые могли бы привести к не желательным реакциям с паковочной массой или объектам отливки. Отличные моделировочные характеристики воска THOWAX.

VKS Моделировочный воск бежевый	70 г	Кат. № 710-2000
VKS Моделировочный воск серый	70 г	Кат. № 714-2000
VKS Базовый воск бордовый	70 г	Кат. № 722-2000



Ознакомительный набор - Жидкости для подготовки штампа и воска THOWAX

Ознакомительный набор создан для ознакомления с нашей продукцией. Он включает моделировочные и специальные воска THOWAX, компенсационный лак, изолирующую жидкость, индикатор контактных точек. Прилагаются точные инструкции, которые гарантируют правильное, систематизированное и успешное применение наших материалов.


MUSTER SET

Кат. № 100-0000M

Набор содержит: THOWAX моделировочный воск серый, THOWAX моделировочный воск бежевый, THOWAX базовый воск бордовый, THOWAX цервикальный воск красный, CLEAR SPACER прозрачный компенсационный лак, Yeti Lube изолирующая жидкость, BLUE MARKER синий индикатор контактных точек.



Металлическая вставка способствует стабильному удержанию
воскового чипа на базе.



БЛОК «МОНОЛИТ» THOWAX

Воска THOWAX предлагаются в разной форме. THOWAX - блок «МОНОЛИТ» был создан для тех, кто предпочитает отличающуюся от популярной 70 г баночки форму. Металлическая подставка монолитного блока пригодна для многократного использования. Кроме привычного качества THOWAX, эта система имеет и другие преимущества:

MONOLITH металлическая подставка с прозрачной
крышкой без восковых чипов Кат. № 701-1000



- быстрая и легкая смена блоков
- магнит используется для удержания воскового блока на металлической подставке
- резиновое основание на дне подставки исключает скольжение
- быстрый расход позволяет избежать загрязнения воска
- удобная высота и эргономичное дозирование воска
- воск используется полностью, т.к. нет труднодоступного воска на краях и в углах банки
- прозрачная крышка защищает от грязи и пыли

Форма поставки: 3 x 20 г воска одного цвета и качества



Моделировочный воск в чипе бежевый Кат. № 710-1000



Моделировочный воск в чипе серый Кат. № 714-1000



Цервикальный воск в чипе красный Кат. № 720-1000



Базовый воск в чипе бордовый Кат. № 722-1000



Фрезерный воск в чипе зеленый Кат. № 725-1000

IQ Моделировочный воск

В сотрудничестве с признанными мастерами зубной техники мы создали эти моделировочные воска.

- высокая внутренняя стабильность - очень твердый, но не хрупкий
- высокая точка плавления 62°C выгорающий без остатка (ash free), 63° непрозрачный - идеальный воск для лета
- уникальная жесткость - облегчает моделировочное построение формы зуба
- очень хорошие моделировочные характеристики, при построении жевательной поверхности
- легко режется и скоблится
- не содержит синтетических материалов
- благодаря добавлению микровосков имеет высокую плотность и дает минимальную усадку

Форма поставки:

- 45 г в жестяных баночках или IQ COMPACT 45 г в форме компактного цилиндра
- выборочно: выгорающий без остатка (ash free) или непрозрачный

Мод. воск синий

IQ ASH-FREE жестяные банки
IQ COMPACT ASH-FREE цилиндры
IQ OPAQUE жестяные банки
IQ COMPACT OPAQUE цилиндры

Кат. № 709-5000
Кат. № 709-5100
Кат. № 709-5001
Кат. № 709-5101

Мод. воск бежевый

IQ ASH-FREE жестяные банки
IQ COMPACT ASH-FREE цилиндры
IQ OPAQUE жестяные банки
IQ COMPACT OPAQUE цилиндры

Кат. № 710-5000
Кат. № 710-5100
Кат. № 710-5001
Кат. № 710-5101

Мод. воск неоновый - зеленый

IQ ASH-FREE жестяные банки
IQ COMPACT ASH-FREE цилиндры
IQ OPAQUE жестяные банки
IQ COMPACT OPAQUE цилиндры

Кат. № 713-5000
Кат. № 713-5100
Кат. № 713-5001
Кат. № 713-5101

Мод. воск серый

IQ ASH-FREE жестяные банки
IQ COMPACT ASH-FREE цилиндры
IQ OPAQUE жестяные банки
IQ COMPACT OPAQUE цилиндры

Кат. № 714-5000
Кат. № 714-5100
Кат. № 714-5001
Кат. № 714-5101

Мод. воск неоновый - желтый

IQ COMPACT ASH-FREE цилиндры
IQ COMPACT OPAQUE цилиндры

Кат. № 715-5100
Кат. № 715-5101

Мод. воск белый

IQ COMPACT ASH-FREE цилиндры
IQ COMPACT OPAQUE цилиндры

Кат. № 716-5100
Кат. № 716-5101

Моделировочные воска и Специальные воска

IQ Специальные воска

IQ Цервикальный воск, черный

- очень твердый и особенно стабильный, что дает возможность четко формировать края коронки
- черный, любые отметки на маргинальной линии остаются видимы



Цервикальный воск, черный
IQ ASH-FREE жестяные банки
IQ COMPACT ASH-FREE цилиндры

Кат. № 720-5000
Кат. № 720-5100

IQ Воск для поднутрений, карамель

- буфер между моделировочным воском и штампом
- очень эластичный - сглаживает все неровности
- не содержащий свинец, слегка липкий без поверхностного напряжения



Воск для поднутрений, карамель
IQ ASH-FREE жестяные банки
IQ COMPACT ASH-FREE цилиндры

Кат. № 722-5000
Кат. № 722-5100



Набор для обучения, каждый воск 8 г
Моделировочные воска IQ непрозрачные: синий, серый, неоново - желтый, неоново - зеленый. Воск для поднутрений: карамель, цервикальный воск: черный
Набор для обучения моделировочные воска IQ opaque Кат. № 102-0001M
Моделировочные воска IQ выгорают без остатка (ash free): синий, серый, неоново - желтый, неоново - зеленый
Воск для поднутрений: карамель, цервикальный воск: черный
Набор для обучения моделировочные воска IQ, ash free Кат. № 102-0000M

NAWAX COMPACT

Моделировочный воск

Профессиональный и пригодный для выскабливания воск, для воссоздания функционального и приближенного к натуральному зубному ряду.

Особенные характеристики:

- высокая устойчивость в моделировании даже самых маленьких деталей
- благодаря этому работа проходит быстро и рационально

Благодаря высокой температуре плавления:

- никаких последующих обработок после моделирования
- нет нужды в гравировании после выливания модели
- не требуется дополнительной обработки после моделирования
- не требуется дополнительной полировки после литья
- превосходные качества моделирования
- очень гладкая поверхность
- нежный цвет - приятен для глаз

Оптимальное использование в технике моделирования.



NAWAX COMPACT	песочный	45 г	Кат. № 717-5101
NAWAX COMPACT	светло серый	45 г	Кат. № 718-5101
NAWAX COMPACT	абрикосовый	45 г	Кат. № 719-5101

Специальные воска

Цервикальный воск

IQ ASH-FREE Цервикальный воск	720-5000	черный	ash free	X	60 °C = 140,0 °F	41
IQ COMPACT ASH-FREE Цервикальный воск	720-5100	черный	ash free	X	60 °C = 140,0 °F	41
WAX GIANT пришеечный воск single line	731-5000	красный	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT пришеечный воск single line	738-5000	wood	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	35
THOWAX Цервикальный воск	720-0000	красный	ash free	X	65 °C = 149,0 °F	37
Цервикальный воск в чипе	720-1000	красный	ash free	X	65 °C = 149,0 °F	39

воск для поднутрений

IQ ASH-FREE воск для поднутрений	722-5000	карамель	ash free	X	58 °C = 136,4 °F	41
IQ COMPACT ASH-FREE для поднутрений	722-5100	карамель	ash free	X	58 °C = 136,4 °F	41
THOWAX воск для поднутрений	722-0000	bordeaux	непрозрачный		59 °C = 138,2 °F	37
Воск для поднутрений в чипе	722-1000	bordeaux	непрозрачный		59 °C = 138,2 °F	39
VKS воск для поднутрений	722-2000	bordeaux	ash free	X	58 °C = 136,4 °F	38

фрезерный воск

THOWAX фрезерный воск	725-0000	зеленый	ash free	X	60 °C = 140,0 °F	37
THOWAX фрезерный воск	727-0000	серый	непрозрачный		61 °C = 141,8 °F	37
Фрезерный воск в чипе	725-1000	зеленый	ash free	X	60 °C = 140,0 °F	39

ВОСК ЛИПКИЙ

THOWAX STICK-ON-WACHS воск липкий	726-0000	neon-pink	ash free	X	68 °C = 154,4 °F	37
-----------------------------------	----------	-----------	----------	---	------------------	----

Моделировочные воска



Специальные воска



Моделировочные воска

	кат.номер	цвет	ash free/ непрозрачный	подходит для VKS	Точка плавления	страница
NAWAX COMPACT моделировочный воск	717-5101	песочный	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	41
NAWAX COMPACT моделировочный воск	718-5101	светло серый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	41
NAWAX COMPACT Modellierwachs	719-5101	абрикосовый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	41
IQ ASH-FREE моделировочный воск	709-5000	синий	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ ASH-FREE моделировочный воск	710-5000	бежевый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ ASH-FREE моделировочный воск	713-5000	неон. зеленый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ ASH-FREE моделировочный воск	714-5000	серый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ OPAQUE моделировочный воск	709-5001	синий	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
IQ OPAQUE моделировочный воск	710-5001	бежевый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
IQ OPAQUE моделировочный воск	713-5001	неон. зеленый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
IQ OPAQUE моделировочный воск	714-5001	серый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE моделир.воск	709-5100	синий	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE моделир.воск	710-5100	бежевый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE моделир.воск	713-5100	неон. зеленый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE моделир.воск	714-5100	серый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE моделир.воск	715-5100	неон. желтый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT ASH-FREE моделир.воск	716-5100	белый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE моделир.воск	709-5101	синий	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE моделир.воск	710-5101	бежевый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE моделир.воск	713-5101	неон. зеленый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE моделир.воск	714-5101	серый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE моделир.воск	715-5101	неон. желтый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
IQ COMPACT OPAQUE моделир.воск	716-5101	белый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	40
WAX GIANT моделир. воск single line	732-5001	песочный	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT моделир. воск single line	734-5001	серый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT моделир. воск single line	736-5001	snow-white	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT моделир. воск single line	736-5000	синий	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	34
WAX GIANT моделир. воск single line	738-5010	sunlight	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	35
WAX GIANT моделир. воск single line	738-5020	sahara	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	35
WAX GIANT моделир. воск single line	738-5030	ivory	ash free	X	63 °C = 145,4 °F	35
WAX GIANT моделир. воск double line	733-5001	песочный	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT моделир. воск double line	735-5001	серый	непрозрачный		63 °C = 145,4 °F	34
WAX GIANT моделир. воск double line	737-5000	синий	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	34
THOWAX моделировочный воск	700-0000	бежевый/корич.	непрозрачный		64 °C = 147,2 °F	36
THOWAX моделировочный воск	708-0000	красный	полупрозрачный		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX моделировочный воск	709-0000	синий	полупрозрачный		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX моделировочный воск	710-0000	бежевый	непрозрачный		64 °C = 147,2 °F	36
THOWAX моделировочный воск	711-0000	коричневый	полупрозрачный		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX моделировочный воск	712-0000	фиолетовый	полупрозрачный		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX моделировочный воск	713-0000	зеленый	полупрозрачный		63 °C = 145,4 °F	36
THOWAX моделировочный воск	714-0000	серый	непрозрачный		64 °C = 147,2 °F	36
VKS моделировочный воск	710-2000	бежевый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	38
VKS моделировочный воск	714-2000	серый	ash free	X	62 °C = 143,6 °F	38
Моделировочный воск в чипе	710-1000	бежевый	непрозрачный		64 °C = 147,2 °F	39
Моделировочный воск в чипе	714-1000	серый	непрозрачный		64 °C = 147,2 °F	39
CONSEQUENT Универсальный воск	728-0010	зеленый	непрозрачный		60 °C = 140,0 °F	59
CONSEQUENT Универсальный воск	728-0020	красный	непрозрачный		60 °C = 140,0 °F	59
CONSEQUENT Универсальный воск	728-0030	синий	непрозрачный		60 °C = 140,0 °F	59

Вспомогательные средства



Окклюзионный порошок



Окклюзионный порошок состоит из 100 % воска в виде белой пудры

- легко наносится кисточкой
- указывает на точки трения и нежелательные контактные точки при использовании артикулятора
- при нанесении жидкого воска остаются следы на пудре
- сгорает без остатка - можно не смывать

Окклюзионный порошок белый 17 г

Кат. № 730-0000



Кисточка для воска

Кисточки для сглаживания и полировки поверхностей из воска.



Кисточка для воска

Кат. № 985-0000



Средство для снятия поверхностного напряжения

- снижает напряжение восковых и силиконовых поверхностей
- паковочная масса точно адаптируется к восковым моделям

Упаковка - спрей:

- легко распылять
- ровный однородный слой

- цвет: прозрачно-синий

DEBUBBILIZER
DEBUBBILIZER

100 мл / спрей

1000 мл / наполнитель

Кат. № 142-0000

Кат. № 142-1000



Жидкость, сглаживающая поверхность воска FINALE

- сглаживает поверхность воска, царапины и неровности исчезают
- тонкий слой, приблизительно 2-3 мкм
- короткое время сушки в зависимости от толщины слоя - 1-3 мин
- лучшие результаты после литья - гладкая и однородная поверхность
- отлично держится на восковых поверхностях
- сокращает время обработки

Области применения:

- выравнивает поверхности воска - окклюзионных областей, жевательных поверхностей моделированных деталей в стоматологической практике
- укрепляет контактные области
- используется в литейной технике:
 - выравнивает восковые профили и области соединительных частей
 - соединяет мелкие щели между гипсом и восковым профилем - исключает попадание паковочной массы



FINALE Wachsversiegelung
FINALE Wachsversiegelung

1 x 18 мл

6 x 18 мл


Кат. № 507-0018

Кат. № 507-6018

Восковые промежулки, синие



- соединение палатинальное/лингвальное, возможно с вестибулярной стороны понтика
- анатомическая форма
- легкое отделение без нарушения эстетики,
- 100 % воск, сгорает без остатка
- оптимальное углубление окклюзионных поверхностей для естественного результата
- цвет: голубой



в увеличенном виде

Восковые промежулки

Стартовый набор

6 x 10 штук

Кат. № 777-0000

Большой набор

6 x 25 штук

Кат. № 770-0000

для верхней челюсти справа

25 штук

Кат. № 771-0000

для верхней челюсти слева

25 штук

Кат. № 772-0000

фронтальные зубы для верхней челюсти

25 штук

Кат. № 773-0000

для нижней челюсти справа

25 штук

Кат. № 774-0000

для нижней челюсти слева

25 штук

Кат. № 775-0000

фронтальные зубы для нижней челюсти

25 штук

Кат. № 776-0000




Вертикальные литники (восковые литейные груши)



Вертикальные литники (восковые литейные груши)

со специальным плавильным резервуаром для литья без образования усадочных «раковин». Расплавленный металл сжимается при застывании. Образующийся частичный вакуум может быть компенсирован перетеканием расплавленного металла из резервуарного шарика. Такова была идея создания вертикальных литников.

- 100% воск, сгорает без остатка



Литейные груши, синие Ø шарика 4мм

250 шт

Кат. № 754-0250

Литейные груши, синие Ø шарика 5мм

250 шт

Кат. № 755-0250

Литейные груши, синие Ø шарика 6мм

250 шт

Кат. № 756-0250

Литейные груши, синие Ø шарика 7мм

250 шт


Кат. № 757-0250

Готовые восковые формы

IQ готовые восковые формы - облегчают работу, экономят время и улучшают качество Вашего литья.

Свободный выход воздуха

IQ QUADRO STICKS



Расплавленный металл

Почему эти штиксы имеют квадратное сечение?

После выплавления воска образуется полый канал с квадратным сечением. Расплавленный металл имеет круглое сечение, благодаря его высокому поверхностному натяжению и похожим на вращающийся шар движениям. Когда расплавленный металл поступает в квадратный канал, находящийся внутри, воздух выводится по свободным углам. Результат - гладкое качественное литье без пустот.

- 100% воск, сгорает без остатка

- светло зелёные, твёрдые

Длина: 110 мм

Содержимое: 50 г



IQ QUADRO STICK

ø 2,5 мм

Кат. № 765-5000

IQ QUADRO STICK

ø 3,0 мм

Кат. № 766-5000

IQ QUADRO STICK

ø 3,5 мм

Кат. № 767-5000

IQ STICKS круглые



Устойчивое соединение всей системы.


Уверенность при снятии восковой конструкции.

- 100% воск, сгорает без остатка

- красные, твёрдые

Длина: 110 мм

Содержимое: 50 г



IQ STICKS круглые

ø 2,5 мм

Кат. № 768-2500

IQ STICKS круглые

ø 3,0 мм

Кат. № 768-3000

IQ STICKS круглые

ø 3,5 мм

Кат. № 768-3500

IQ STICKS круглые

ø 4,0 мм


Кат. № 768-4000

IQ STICKS круглые

ø 5,0 мм

Кат. № 768-5000

IQ Литейные балки,
красные, очень твердые



Литейные объекты прикрепленные
IQ квадратными штиксами к IQ
литейной балке



- смещенное относительно центра положение литейной балки, благодаря углу наклона каналов подачи

- форма балки приспособлена к форме муфеля (равномерное охлаждение отливаемого объекта)

- экономия времени

- экстратвердая, устойчивая система

- сгорают без остатка

- сделаны из чистого воска

- Содержимое: 50 штук

IQ TRIANGEL Gussbalken

ø 4,0 мм

Кат. № 758-5000

IQ TRIANGEL Gussbalken

ø 5,0 мм

Кат. № 759-5000



DURON зеленая восковая проволока твердая

Более твёрдое качество проволоки Duron; не имеет поверхностного напряжения и сужает поперечное сечение канала на месте разрыва

- Восковая проволока сгорающая без остатка
- экономит время

DURON, зеленая проволока	Ø 2,0 мм	250 г	Кат. № 746-1020
DURON, зеленая проволока	Ø 2,5 мм	250 г	Кат. № 746-1025
DURON, зеленая проволока	Ø 3,0 мм	250 г	Кат. № 746-1030
DURON, зеленая проволока	Ø 3,5 мм	250 г	Кат. № 746-1035
DURON, зеленая проволока	Ø 4,0 мм	250 г	Кат. № 746-1040
DURON, зеленая проволока	Ø 5,0 мм	250 г	Кат. № 746-1050



DETON синяя восковая проволока средней твердости

Deton является восковой проволокой не имеющей напряжения

- средняя степень твёрдости с высокой внутренней стабильностью
- Восковая проволока сгорающая без остатка

DETON, синяя проволока	Ø 2,5 мм	250 г	Кат. № 741-2500
DETON, синяя проволока	Ø 3,0 мм	250 г	Кат. № 742-3000
DETON, синяя проволока	Ø 3,5 мм	250 г	Кат. № 743-3500
DETON, синяя проволока	Ø 4,0 мм	250 г	Кат. № 744-4000
DETON, синяя проволока	Ø 5,0 мм	250 г	Кат. № 745-5000



CONSEQUENT восковая проволока **изумрудно зеленая** мягкая

- нет нежелательного напряжения
- высокая внутренняя стабильность
- хорошие рабочие характеристики при низких температурах не разрывается
- диаметр проволоки уменьшается при вытягивании
- хорошая адгезия к модели
- сгорает без остатка


CONSEQUENT Восковая провалка	Ø 2,0 мм	250 г	Кат. № 747-1020
CONSEQUENT Восковая провалка	Ø 2,5 мм	250 г	Кат. № 747-1025
CONSEQUENT Восковая провалка	Ø 3,0 мм	250 г	Кат. № 747-1030
CONSEQUENT Восковая провалка	Ø 3,5 мм	250 г	Кат. № 747-1035
CONSEQUENT Восковая провалка	Ø 4,0 мм	250 г	Кат. № 747-1040
CONSEQUENT Восковая провалка	Ø 5,0 мм	250 г	Кат. № 747-1050






Техника модельного литья

Кламмерные шаблоны / профили



Многофункциональный кламмер CONSEQUENT

С ассортиментом CONSEQUENT мы представляем совершенно новое качество воска. Приведем некоторые из его главных характеристик. Этот материал можно обрабатывать даже при низких температурах, он свободен от напряжения и одновременно имеет высокую внутреннюю стабильность. Изменение поперечного сечения кламмера позволяет реализовать в неизменной высокой стабильности анатомически требуемое соответствие. Это исключает слишком длинный процесс обработки и обеспечивает экономию рабочего времени. Особенная многофункциональная форма кламмера позволяет использовать ее как для моляров, так и для премоляров.



Многофункциональный кламмер CONSEQUENT

- измененный гребень позволяет остаткам пищи легко соскальзывать по кламмеру (предотвращение кариеса)
- филигранная форма кламмера
- анатомически совершенная форма кламмера
- высокая стабильность
- удлиненная форма кламмера для моляров больших размеров
- экономия рабочего времени

Упаковка: 10 пластин = 200 шт


Цвет: изумрудно-зеленый

CONSEQUENT многофункциональный кламмер


Кат. № 109-0000

Восковые кламмерные шаблоны Восковые кламмерные профили

- не содержат свинца
- без напряжения
- стабильные, самоклеющиеся
- упаковка содержит: 10 пластин = 200 штук
- цвет: зеленый




PK




BH I




RK geb.



MK



BH II



RK

PK	-	кламмеры для премоляров	Кат. № 110-0000
MK	-	кламмеры для моляров	Кат. № 111-0000
BH I	-	кламмеры малые Bonyhard	Кат. № 112-0000
BH II	-	кламмеры большие Bonyhard	Кат. № 113-0000
RK geb.	-	кламмеры кольцевые загнутые	Кат. № 114-0000
RK	-	кламмеры кольцевые прямые	Кат. № 115-0000


Восковые прутики

Готовые восковые формы CONSEQUENT изумрудно зеленые

- устойчивые под давлением
 - без напряжения
 - хорошая адаптация
- = высокая внутренняя стабильность, при адаптации к модели диаметр не изменяется
 - = профиль сохраняет желаемое положение и форму
 - = легко приобретает форму модели
 - = хорошие рабочие свойства даже при низких температурах

Полоски для бюгеля нижней челюсти CONSEQUENT

- качество CONSEQUENT
- без напряжения, легко адаптируются
- отлично подходят для титана
- при соединениях и сгибаниях не трескаются
- не нуждаются в укреплении
- длина: 150 мм
- цвет: изумрудно-зеленый
- жесткость: средняя




CONSEQUENT полоски для бюгеля нижней челюсти круглый

4,0 x 1,7 мм	65 г	Кат. № 192-1700
4,0 x 2,0 мм	65 г	Кат. № 192-2000
4,4 x 2,3 мм	65 г	Кат. № 192-2300

Восковые прутики круглые CONSEQUENT

- качество CONSEQUENT
- длина: 150 мм
- цвет: изумрудно-зеленый
- жесткость: средняя




CONSEQUENT восковые прутки, круглые


Ø 0,60 мм	12 г	Кат. № 152-0600
Ø 0,80 мм	25 г	Кат. № 152-0800
Ø 1,00 мм	38 г	Кат. № 152-1000
Ø 1,20 мм	50 г	Кат. № 152-1200
Ø 1,50 мм	50 г	Кат. № 152-1500

Восковые прутики PROFILSTÄBE


- гладкая поверхность
- без напряжения
- твердые
- цвет: синий
- длина :150 мм




С круглым сечением	Ø 0,60 мм	12 г	Кат. № 151-0600
	Ø 0,80 мм	25 г	Кат. № 151-0800
	Ø 1,00 мм	38 г	Кат. № 151-1000
	Ø 1,20 мм	50 г	Кат. № 151-1200
	Ø 1,50 мм	50 г	Кат. № 151-1500



Финишные	2,0 x 1,0 мм	25 г	Кат. № 171-1000
----------	--------------	------	-----------------



для верхней челюсти	5,0 x 1,3 мм	65 г	Кат. № 181-1300
---------------------	--------------	------	-----------------




для нижней челюсти	4,0 x 1,7 мм	65 г	Кат. № 191-1700
	4,0 x 2,0 мм	65 г	Кат. № 191-2000

Восковые ретенции

Восковые ретенции с краевой кромкой, красные

- легко адаптируются
- экономят время
- сохраняют форму, легко обрабатываются
- предлагаются два размера
- 15 штук



Ретенции дугообразные с кромкой

Ретенции малые	15 штук	Кат. № 116-0000
Ретенции большие	15 штук	Кат. № 117-0000



Ретенции с отверстиями с кромкой

7 x 127 мм	25 штук	Кат. № 126-1000
------------	---------	-----------------



Ретенции решетки с кромкой

10 x 122 мм	25 штук	Кат. № 125-1000
-------------	---------	-----------------



Ретенции с овальными отверстиями

130 x 8 мм	25 штук	Кат. № 127-0000
------------	---------	-----------------




Ретенции с круглыми отверстиями

135 x 6,5 мм	25 штук	Кат. № 126-0000
--------------	---------	-----------------

Восковые ретенции

Восковые ретенционные решетки Восковые сетки, красные


- широкий ассортимент
- легко адаптируемый воск
- без напряжения



Ретенционные решетки

100 x 100 мм 10 листов


Кат. № 120-0000



Ретенционные решетки с круглыми отверстиями

71 x 70 мм 20 листов


Кат. № 121-0000



Ретенционные решетки

75 x 65 мм 20 листов


Кат. № 122-0000



Ретенции перемычки

75 x 65 мм 10 листов

Кат. № 123-0000



Ретенционные решетки диагональные

75 x 150 мм 10 листов

Кат. № 125-0000

Литейный воск

Литейный воск зеленый

- прозрачный и очень пластичный
- большой размер пластин 17,5 x 8 см,
- упаковка: 15 пластин



Литейный воск	0,30 мм	Кат. № 130-3000
Литейный воск	0,35 мм	Кат. № 130-3500
Литейный воск	0,40 мм	Кат. № 130-4000
Литейный воск	0,50 мм	Кат. № 130-5000
Литейный воск	0,60 мм	Кат. № 130-6000
Литейный воск	0,70 мм	Кат. № 130-7000

Подготовительный воск розовый

- размер пластин 17,5 x 8 см,
- упаковка: 15 пластин
- цвет: прозрачно розовый



Подготовительный воск	0,50 мм	Кат. № 135-5000
Подготовительный воск	0,60 мм	Кат. № 135-6000
Подготовительный воск	0,70 мм	Кат. № 135-7000

Литейный воск с рифлением

- легко адаптируется
- без напряжения, не содержит свинец
- хорошая адгезия к модели
- легко полируемая структура
- большие пластины: 17,5 x 8 см
- упаковка: 15 пластин
- цвет: прозрачно - зеленый




Пластины с зернистым рефлением

0,40 мм	Кат. № 133-4000
0,50 мм	Кат. № 133-5000
0,60 мм	Кат. № 133-6000



Пластины с тонким рифлением

0,35 мм	Кат. № 131-3500
0,40 мм	Кат. № 131-4000
0,45 мм	Кат. № 131-4500
0,50 мм	Кат. № 131-5000
0,60 мм	Кат. № 131-6000



Пластины с грубым рефлением

0,35 мм	Кат. № 132-3500
0,40 мм	Кат. № 132-4000
0,45 мм	Кат. № 132-4500
0,50 мм	Кат. № 132-5000
0,60 мм	Кат. № 132-6000

Литейный воск




CONSEQUENT

воск для блокировки поднутрений

- оптимальное сцепление с металлом
- хорошая видимость даже при нанесении тонкого слоя
- хорошо режется
- не реагирует с мономерами и обычным силиконом
- цвет: оранжевый контрастирует с гипсом
- упаковка: баночка 45 г

CONSEQUENT воск для блокировки поднутрений

Кат. № 139-0000



Пластиковые ретенции

- выгорают без остатка
- различные формы
- применяются в зависимости от оставшегося места
- изготовлены из пластика
- цвет: белый
- 500 штук в упаковке

Пластиковые ретенции
Пластиковые ретенции



Кат. № 145-1000

Кат. № 145-2000



универсальный клей

Для фиксации восковых ретенционных перлов.

- сгорает без остатка
- цвет: прозрачный

универсальный клей

18 мл

Кат. № 508-0018



воск Ретенционные перлы, синие

- отличная адгезия восковых перлов
- не бывает вздутия перлов
- сгорают без остатка

воск Ретенционные перлы, синие

Ø 0,4 мм

15 г

Кат. № 716-5010

воск Ретенционные перлы, синие

Ø 0,2 мм

15 г

Кат. № 717-5010



Литейная воронка

- изготовлена из пластика
- цвет: белый
- упаковка : 50 шт.

Литейная воронка

Кат. № 141-0000

Универсальный воск CONSEQUENT



CONSEQUENT универсальный воск, специально используемый в литейной технике, он также подходит для всех восковых работ. При использовании различных хорошо контрастирующих цветов можно избежать слишком толстых восковых переходов.

- очень хорошая адгезия
- точка плавления: 60°C
- мягкое качество воска
- медленно застывает
- Размер упаковки: баночки по 70 г

CONSEQUENT универсальный воск
зеленый
красный
голубой

Кат. № 728-0010
Кат. № 728-0020
Кат. № 728-0030

Средство для снятия поверхностного напряжения DEBUBBILIZER



- снижает напряжение восковых и силиконовых поверхностей
- паковочная масса точно адаптируется к восковым моделям

Упаковка - спрей:
- легко распылять
- ровный однородный слой
- цвет: прозрачно-синий

DEBUBBILIZER 100 мл / спрей
DEBUBBILIZER 1000 мл / наполнитель

Кат. № 142-0000
Кат. № 142-1000

Жидкость, сглаживающая поверхность воска FINALE



- сглаживает поверхность воска, царапины и неровности исчезают
- тонкий слой, приблизительно 2-3 мкм
- короткое время сушки в зависимости от толщины слоя - 1-3 мин
- лучшие результаты после литья - гладкая и однородная поверхность
- отлично держится на восковых поверхностях
- сокращает время обработки

Области применения:

- выравнивает поверхности воска - окклюзионных областей, жевательных поверхностей моделированных деталей в дентальной практике
- укрепляет контактные области
- используется в литейной технике:
 - выравнивает восковые профили и области соединительных частей
 - соединяет мелкие щели между гипсом и восковым профилем - исключает попадание паковочной массы



FINALE 1 x 18 мл
FINALE 6 x 18 мл

Кат. № 507-0018
Кат. № 507-6018





Техника дублирования

Затвердитель

YETIDUR

Био затвердитель

для закалки и сглаживания поверхностей моделей из паковочной массы.
- биологически сокращаемый

Обработка:

- подсушить модель из паковочной массы 25-30 мин. при 180°C
- еще теплую погрузить на 5 сек. в YETIDUR
- дать хорошо обсохнуть
- при необходимости еще раз подсушить в печи



YETIDUR

1000 мл

Кат. № 943-1000



PRECISIL

Силикон для дублирования, синий

для модельного литья и комбинированных работ

- высокая стабильность измерения
- в высшей степени точная детальная передача
- полное затверждение, даже в восковых областях
- жидкая, мягко-эластичная конечная консистенция

Дозировка: 1:1

Объем поставок: 1 кг типа А + 1 кг типа Б.



PRECISIL

Кат. № 880-0000



PRECIGEL

Масса для дублирования, зеленая

на основе Agar Agar

для зубных гипсов, паковочных масс, содержащих гипс и фосфат, а также холодно - полимиризованных протезов из пластмассы

- без ущерба окружающей среде - на естественной и высококачественной основе водорослей

Обработка:

- Нагревают Precigel до 93,5 °C
- Температура обработки: 46 - 50 °C
- после полного затверждения достаньте модель




PRECIGEL

Содержание: 6 кг

Кат. № 944-6000





- Моделировочные инструменты
- Приборы и принадлежности

Моделировочные инструменты



Моделировочные инструменты ARTLINE

Моделировочные инструменты - чрезвычайно важные ручные инструменты в ежедневной работе зубных техников. Зная это, мы создали инструменты ARTLINE, ARTLINE plus, и ARTLINE NAT, согласно самым современным эргономическим концепциям. Они не нагреваются и не скользят в руке. Наконечники из высококачественной стали, термоизолированные и отлично отполированы.

ARTLINE Set в деревянном кейсе с инструментами

Кат. № 850-0000


ARTLINE

Острый нож

(Artl.) ARTLINE

красный

Кат. № 850-1000




Нож круглый

Шпатель средний

(Artl.) ARTLINE

серебряный

Кат. № 850-2000




Шпатель большой

Шпатель экстра тонкий

(Artl.) ARTLINE

золотой

Кат. № 850-3000



Шпатель тонкий

ARTLINE в честь Jochen Peters

ARTLINE Jochen Peters No.01, Lecron

Кат. № 850-6001

My favorite



Моделировочный шпатель

ARTLINE Jochen Peters No.02, PKT

Кат. № 850-6002

Шпатель тонкий



Шпатель большой

Инструменты ARTLINE, созданные Йохеном Петерсом, магнитно прикрепляются к VARIO!
VARIO: см. линию совершенства!

Моделировочные инструменты

ARTLINE plus

Нож гладилка
вертикальный

(AP) ARTLINE plus No.01 красный Кат. № 850-4001



Нож гладилка
горизонтальный

Шпатель тонкий

(AP) ARTLINE plus No.02 зеленый Кат. № 850-4002



Шпатель толстый

Универсальный
шпатель


(AP) ARTLINE plus No.03 желтый Кат. № 850-4003



Шпатель копье

Широкий восковой
нож

(AP) ARTLINE plus No.04 синий Кат. № 850-4004



Шпатель скребок

ARTLINE N-A-T

Универсальный нож

(AN) ARTLINE N-A-T No.01 красный Кат. № 850-5001



Формирователь фиссур

Пришеечный шпатель

(AN) ARTLINE N-A-T No.02 зеленый Кат. № 850-5002



Штопор тонкий

Моделировочный
шпатель

(AN) ARTLINE N-A-T No.03 желтый Кат. № 850-5003



Шпатель пиковый


Основной
формирователь

(AN) ARTLINE N-A-T No.04 синий Кат. № 850-5004



Штопор средний

Комплектующие к электрошпателям



Наконечник с прямым униполярным штекером для всех электронных шпателей Waxer серии easy, CONTACT-E, NT и pro



Кат. № 411-1001



Подставка для наконечника

- для безопасного положения наконечника
- просто приклеивается

Подставка для наконечника, черная

Кат. № 410-1003

Моделировочные насадки для WAXER easy, CONTACT-E, NT и pro



Мы предлагаем ассортимент из шести различных насадок для всех наших Waxer электрошпателей: easy, CONTACT-E, NT и pro.

Эти насадки могут быть быстро и легко заменены благодаря простой штифтовой системе. Их объем составляет 2 мм.

- (1) PKT 1 тонкая
- (2) PKT 2 толстая
- (3) Hollenback horizontal
- (4) Форма ножа
- (5) Штопор тонкий
- (6) Штопор толстый

Кат. № 411-0100
 Кат. № 411-0200
 Кат. № 411-0300
 Кат. № 411-0400
 Кат. № 411-0500
 Кат. № 411-0600

Наконечники и моделировочные насадки не входят в гарантию!



Новый очень легкий в использовании электрошпатель easy Waxer easy Waxer duo

- короткое время нагрева
- диапазон температур до 190°C
- аналоговая плата управления – простая и очень надежная
- быстро нагреваемый наконечник
- великолепное соотношение «цена – качество»
- кнопка Вкл/Выкл

easy Waxer	230 V	Кат. № 413-0000
easy Waxer	115 V	Кат. № 413-0115
<i>Поставка: ручка, держатель для ручки и наконечник РКТ 2</i>		
easy Waxer duo	230 V	Кат. № 415-0000
easy Waxer duo	115 V	Кат. № 415-0115
<i>Поставка: 2 Ручки, 2 держателя для ручки и 2 наконечника РКТ1, РКТ 2</i>		

Дополнительная информация: см. Excellence Line - CONTACT - CONTACT-E



CONTACT-E подставка для моделирования воском

- Базовая подставка
- Левая сторона металлической подставки обогревается
- Фиксированная температура примерно 35 – 40°C
- Обогреватель можно подключать и отключать
- подставка включает наконечник и насадку РКТ2
- бесступенчатое регулирование температуры до 190°C
- включает подставку для наконечника для безопасного откладывания/защемления наконечника после использования

Кат. № 416-1000



CONTACT-E duo подставка для моделирования воском

- Базовая подставка
- Левая сторона металлической подставки обогревается
- Фиксированная температура примерно 35 – 40°C
- Обогреватель можно подключать и отключать
- подставка включает 2 наконечника и насадки РКТ1 и РКТ2
- раздельное, бесступенчатое регулирование температуры до 190°C
- включает 2 подставки для наконечника для безопасного откладывания/защемления наконечника после использования

Кат. № 416-2000

Наконечники и моделировочные насадки не входят в гарантию!



Электрошпатель IQ WAXER NT light

IQ WAXER NT Light имеет дополнительную функцию „Touch Control“ (сенсор прикосновения), которая является совершенствованием электрических восковых ножей. С ним Вы можете работать, как обычно, в функции „Continuos“, т.е. температура насадки всегда остается на установленной Вами температуре. Однако, дополнительно, у Вас есть возможность использовать крайне быстро реагирующую функцию „Touch Control“. Насадка нагревается или остывает теперь в доли секунд. Это возможно, так как микроотопление находится в самом переднем пункте зонда. Выборочно (опционально) Вы можете использовать сенсорный контакт в наконечнике или в ножной педали.

- точный бесступенчатый контроль температуры от 50°C-230°C/122°F-446°F

Наконечник очень удобный и легкий, ручка всегда остается холодной, Ø 11мм. Соединяющий кабель очень гибкий, не реагирующий на температуру. Расстояние между сенсором прикосновения и наконечником Вы можете переставлять под свою руку с помощью передвижных колец

IQ WAXER NT light	230 V	Кат. № 410-9000
IQ WAXER NT light	115 V	Кат. № 410-9115
<i>Поставка включает: наконечник, подставку для наконечника и насадку PKT 2 (420-0200)</i>		
Ножная педаль		
(дополнительно к сенсорному контакту на наконечнике)		Кат. № 409-9500

Наконечники для электрошпателя IQ Waxer NT light



Благодаря микронагревательным элементам и современной лазерной технологии нагревательный элемент был помещен на самый кончик моделировочного наконечника. Максимальная температура достигается на самом кончике моделировочного наконечника, поэтому:

- наконечники нагреваются и остывают за доли секунды
- расплавленный воск не стекает по наконечнику

Кроме того, эта новая технология позволяет нам производить такие высококачественные наконечники, аналогов которым нет.

Ассортимент моделировочных наконечников слева на право:

PKT 1 тонкая	Ø 1,0 мм	Кат. № 420-0100
PKT 2	Ø 1,2 мм	Кат. № 420-0200

Наконечники и моделировочные насадки не входят в гарантию!

Dippy easy



Маленькая черная воскотопка с уникальным соотношением цена-качество. В течение нескольких секунд создается чистый восковой колпачок. Легко удаляемые излишки материала позволяют работать экономно и дешево, лишний материал не расходуется

- аналоговая технология
- плавная регулировка от 65 °C - 105 °C / 149 °F - 221 °F
- точность $\pm 1,0^{\circ}\text{C}$

DIPPY easy 230 V
DIPPY easy 115 V

Кат. № 402-1000
Кат. № 402-1115



Погружные воска



Прибор PRECI NT SHUTTLE II / IV UVA

(с 2 или 4 люминисцентными трубками)

Прибор для ультрафиолетовой полимеризации светоотверждаемых материалов.

Модели можно легко разместить внутри устройства.

Внутреннего пространства хватает для четырех моделей.

Имеется защитный экран.

- автоматически отключается
- видимый и акустический сигнал, обозначающий конец полимеризации
- коротковолновое ультрафиолетовое излучение
- предлагаются с 2 или 4 люминисцентными лампами
- эмиссионный интервал 350 нм
(PRECI NT SHUTTLE II = 2 люминисцентные трубки,
PRECI NT SHUTTLE IV = 4 люминисцентные трубки)
- после установки люминисцентных трубок со спектральным диапазоном UVA можно полимеризовать композиты и вкладочный материал LC
- кнопка вкл./выкл.
- в Stand-by электроэнергия не расходуется

Процесс полимеризации: 5 минут

Напряжение сети: 230 V

Мощность: PRECI NT SHUTTLE II 20 Ватт

PRECI NT SHUTTLE IV 35 Ватт

Размеры при открытии 55 мм x 135 мм

выдвижной ящик 130 мм x 155 мм



PRECI NT SHUTTLE II	230 V	Кат. № 492-9000
PRECI NT SHUTTLE II	115 V	Кат. № 492-9115
PRECI NT SHUTTLE IV	230 V	Кат. № 494-9000
PRECI NT SHUTTLE IV	115 V	Кат. № 494-9115
Свет	9 W BL 350	Кат. № 490-0001
Свет для композита	9 W BL 450	Кат. № 490-0010



PRECИ TRAY

Светоотверждаемый материал

- подходит для верхних и нижних челюстей
- легко адаптируется к модели
- 3 различных цвета
- экономит время
- в материалы были добавлены специальные наполнители для получения ровного слоя без полосок
- размер : 70 x 100 мм
- толщина: 2,2 мм
- упаковка: 50 шт.

PRECИ TRAY

розовый

синий

белый

Кат. № 890-1000

Кат. № 890-1010

Кат. № 890-1020



Моделировочный светоотверждаемый материал Build Up Resin LC


- без проблем отделяется от первичной конструкции
- очень прочный
- высокая точность при формовки
- превосходные результаты отливки
- сгорает абсолютно без остатка
- не разрывает муфель при нагревании
- очень хорошо полируется




Build Up Resin LC

2 тубика по 3г (плюс 4 насадки)

Кат. № 890-1300







- **Паковочные массы**
- **Металлы**

Паковочные массы



YETIVEST

Фосфатная точная паковочная масса. Подходит для всех благородных и неблагородных сплавов под металлокерамику.

- мелкодиспенсерная густая масса
- гладкая литая поверхность
- высокая точность, нет необходимости в последующей обработке

Способ разогрева: традиционный или High-Speed (шоковый)

YETIVEST порошок	4,0 кг (25 x 160 г)	Кат. № 930-0160
жидкость	1000 мл бутылка	Кат. № 931-1000
YETIVEST порошок + жидкость	4,0 кг (25 x 160 г) + 1000 мл	Кат. № 932-0000

Для работ, требующих высокого коэффициента расширения мы рекомендуем YETI EXPANSION и YETI EXPANSION plus



DUOVEST

Фосфатная точная паковочная масса. Подходит для всех видов сплавов.

- нечувствительная масса All-Rounder
- высокое качество по доступной цене

Способ разогрева:
традиционный или High-Speed (шоковый)

DUOVEST порошок	4,0 кг (25 x 160 г)	Кат. № 950-0160
DUOVEST жидкость	1000 мл бутылка	Кат. № 951-1000
DUOVEST порошок + жидкость	4,0 кг (25 x 160 г) + 1000 мл	Кат. № 952-0000



YETI EXPANSION

Паковочная масса. Подходит для всех благородных и неблагородных сплавов.

- управляя экспансией с помощью жидкости Вы достигнете желаемого результата для благородного металла и в отливке бюгелей неблагородного металла
- для отливки бюгелей, коронок и мостов, телескопов и работ с имплантатами
- повышенная экспансия дает возможность широкому объему работ с неблагородными металлами
- точное управление экспансии при первоначальных коронах телескопа
- невосприимчивая масса к образованию трещин - также применима без кольца муфеля
- очень хорошее соотношение „цена-качество“

Способ разогрева: традиционный или High-Speed (шоковый)

YETI EXPANSION порошок	4,5 кг (50 x 90 г)	Кат. № 955-0090
YETI EXPANSION жидкость	1000 мл бутылка	Кат. № 955-1000
YETI EXPANSION порошок + жидкость	4,5 кг (50 x 90 г) + 1000 мл	Кат. № 955-0000



COBAVEST

Фосфатная точная паковочная масса, подходит для бюгельного протезирования.

- возможно использование как с силиконом, так и с гелином
- очень высокая точность
- превосходно повторяет форму детали
- мелкодисперсная масса
- превосходное литьевое качество

Способ разогрева: традиционный или High-Speed (шоковый)

COBAVEST порошок	20 кг (100 x 200 г)	Кат. № 940-0200
COBAVEST жидкость	1000 мл бутылка	Кат. № 941-1000
COBAVEST порошок + жидкость	20 кг (100 x 200 г) + 3000 мл	Кат. № 942-0000



K2 Press-universal

Универсальная паковочная масса Speed для всех систем пресс-керамики

- наилучшим образом подходит для керамики из дисиликата лития
- маленький реакционный слой
- абсолютная точность посадки
- гладкая и однородная поверхность реставрации
- превосходная текучесть, кремовая консистенция
- лёгкая распаковка

Способ нагревания: Speed

K2 Press-universal порошок	5 кг (50 x 100 г)	
+ жидкость	+ 1000 мл	Кат. № 360-1005



YETI EXPANSION plus

Универсальная паковочная масса для благородных и неблагородных сплавов и для прессованной керамики.

- с помощью жидкости можно регулировать экспансию, дающую желаемые результаты для всех материалов
 - для вкладок, виниров, коронок и мостов, а также для техники прессования на керамику, циркон или металл
 - возможны большие по размеру работы на неблагородных металлах благодаря возможности увеличения экспансии
 - Не нуждается в специальной жидкости с сильным расширением
 - Очень хорошее соотношение цены и качества
 - Объекты легко достать из паковки
 - Очень гладкие поверхности отливаемых объектов благодаря мелкозернистой консистенции и превосходной текучести массы
 - Пакет 100г - соответствует объему цилиндра для пресс керамики
- Способ нагрева: традиционный или скоростной

YETI EXPANSION plus порошок	5 кг (50 x 100 г)	Кат. № 956-0100
YETI EXPANSION plus жидкость	1000 мл бутылка	Кат. № 956-1000
YETI EXPANSION plus порошок + жидкость	5 кг (50 x 100 г) + 1000 мл бутылка	Кат. № 956-0000



Муфельная система Силиконовая опока

K2 Муфельная система 100
для силиконовой опоки 100.
Комплект содержит 3 основы для форм и 3 измерителя формы - Ø 13 mm.

K2 Муфельная система 200
для силиконовой опоки 200.
Комплект содержит 3 основы для форм и 3 измерителя формы - Ø 13 mm.

K2 Силиконовая опока, 100г
K2 Силиконовая опока, 200г
для пресс-керамических систем, простота в обращении.

K2 Муфельная система 100
K2 Муфельная система 200

Art.Nr. 350-0731
Art.Nr. 350-0732

K2 Силиконовая опока, 100г
K2 Силиконовая опока, 200г

Art.Nr. 350-0710
Art.Nr. 350-0720



K2 Плунжеры для прессования Ø 13ммм

Плунжеры из паковочной массы одноразовые.
Без подогрева сразу в горячий муфель.
Благодаря быстрому остыванию вставки уменьшается опасность появления трещин у прессованных объектов.
Подходит для K2 Li таблеток по 3 г.

K2 Плунжеры (одноразовые) маленькие 3г 50 штук Кат. № 350-0113



Не фиксируйте литники на pontiki
при прессовке мостов



Объекты должны иметь
одинаковую высоту



При прессовании одной коронки
используйте "пустой литниковый
канал"



Синий маркер

BLUE MARKER

- индикатор контактных точек



Для определения и устранения контактных точек при припасовке коронок, вкладок и др.

- оставляет необычно тонкий и ровный слой на гипсовой поверхности
- быстро сохнет, обеспечивает хорошее и точное покрытие места контакта на внутренних сторонах коронок
- прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам
- легко и начисто смывается с гипсовой поверхности (перед керамическим обжигом или пакованием смыть!)
- 100 %-ная растворимость в воде

BLUE MARKER Синий маркер, индикатор контактных точек

Blue Marker	1 x 18 мл	Кат. № 580-0018
Blue Marker	6 x 18 мл	Кат. № 580-6018
Спец.растворитель для Blue Marker	1 x 18 мл	Кат. № 580-2018
Спец.растворитель для Blue Marker	6 x 18 мл	Кат. № 580-2618

Окклюзионный спрей

Для определения контактных точек.

- нацеленное распыление
- тонкий слой - дозирование благодаря хорошим насадкам
- прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и синтетическим материалам
- 100 %-ная растворимость в воде
- не образует капель, легко смывается (перед керамическим обжигом или пакованием смыть!)
- безопасен для окружающей среды: находящаяся под давлением газовая смесь не опасна для озонового слоя

Объем: 75 мл



- Окклюзионный спрей, зеленый
- Окклюзионный спрей, красный
- Окклюзионный спрей, синий
- Окклюзионный спрей, белый

- Кат. № 580-2007
- Кат. № 580-2008
- Кат. № 580-2009
- Кат. № 580-2010

Мягкие диски для полировки SATI BRUSH



Слабый блеск на жевательной площади указывает на возможные мешающие контакты по прошествии короткого времени во рту пациента. Делаясь вследствие этого заметными, они могут быть без проблем устранены. Мягкие диски используются на окклюзионной поверхности после полирования.

SATI BRUSH также используется для удаления оксидной пленки на металлических поверхностях.

SATI BRUSH мягкие диски 22 мм	50 штук	Кат. № 310-0000
-------------------------------	---------	-----------------

Металлы



SOLIBOND N

безберильный никель - хромовый сплав

- безберильный никелиево - хромовый сплав
- превосходно обрабатывается, благодаря литьевым качествам и показателю твердости 180 HV- быстрая полировка, точность и блеск поверхностей, а также стабильность сплава при обжиге
- хорошая эстетика металлокерамических работ, благодаря минимальному слою оксидной пленки
- оптимальная адгезия с керамикой - нет необходимости в оксидном обжиге
- высокая устойчивость к коррозии, сплав пригоден для сканирования лазером

Совет: лучшие результаты в сочетании с паковочными массами YETIVEST, DUOVEST, YETI EXPANSION и YETI EXPANSION plus

Интервал плавления	1.250 – 1.330°C
Температура литья	1390°C
Твердость	180 HV
Растяжение	25,0 %
КТР (20 - 600°C)	$14,1 \cdot 10^{-6} K^{-1}$
КТР (25 - 500°C)	$13,9 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Ni	Cr	Mo	Si	Fe
62,7%	24,5%	10,4%	1,4%	1,0%

SOLIBOND N
SOLIBOND N

1000 г
250 г

Кат. № 963-1000
Кат. № 963-0250

LOT UNIVERSAL

универсальный лот для неблагородных металлов

- очень прочный, цвет не меняется во рту пациента, а также прост в обработке

LOT UNIVERSAL

5 г

Кат. № 960-0000



SOLIDUR CoCr

сплав для бюгелей упругий



- **Кобальто - хромовый сплав, пригоден для сканирования лазером**
- экономит время и удобен в работе благодаря тонкому оксидному слою
- **отличная полируемость, блеск, точность**
- превосходные литьевые качества - **создание самых изящных конструкций**
- превосходные физические качества
- **высокая биологическая совместимость** - прочность во рту пациента

Совет: лучшие результаты в сочетании с паковочной массой COBAVEST

Интервал плавления	1360 -1410°C
Температура литья	1470°C
Твердость	420 HV
Растяжение	6,5%,
Удлинение	8%
Е - модуль примерно	ca. 230.000 MPa

Co	Cr	Mo	Mn	C	Fe	Si
63%	29,4%	5,95%	0,6%	0,29%	0,06%	0,7%

SOLIDUR CoCr	1000 г	Кат. № 960-1000
SOLIDUR CoCr	250 г	Кат. № 960-0250

SOLIBOND C plus

сплав для металлокерамики CoCr-сплав



- **безникельный и безберилый кобальто - хромовый сплав**
- высокая эстетика металлокерамических работ благодаря минимальному слою оксидной пленки
- превосходно обрабатывается благодаря литьевым качествам - быстрая полировка, точность и блеск поверхностей, а также стабильность сплава при обжиге
- **оптимальная адгезия** керамики - нет необходимости в оксидном обжиге
- сплав пригоден для сканирования лазером, биологическая совместимость


Совет: лучшие результаты в сочетании с паковочными массами YETIVEST, DUOVEST, YETI EXPANSION и YETI EXPANSION plus

Интервал плавления	1.310 – 1.370°C
Температура литья	1430°C
Твердость	280 HV
Растяжение	10,1 %
KTP (20 - 600°C)	14,0 · 10 ⁻⁶ K ⁻¹
KTP (25 - 500°C)	13,9 · 10 ⁻⁶ K ⁻¹

Co	Cr	Mo	W	Nb	Si
63%	24%	2,9%	8,1%	0,9%	1,1%

SOLIBOND C plus	1000 г	Кат. № 969-1000
SOLIBOND C plus	250 г	Кат. № 969-0250





- **Керамика**
- **Принадлежности для керамики**

K2 Li



K2 Li

K2 Li

Керамика дисиликат лития которая прекрасно дополняет ассортимент K2 керамики компании Yeti. В ассортименте представлены как пресс-таблетки, так и керамические массы, которые также могут быть использованы для работы с оксидом циркония.

Подобная комбинация значительно снижает расходы на рабочие материалы в лаборатории.

Преимущества системы

- простое обращение
- естественная флюоресцентность и прозрачность
- высокая прочность
- эстетичный и естественный вид работы



Керамические массы K2 Li

Техника окраски
полноанатомической работы



Техника Cut Back



Техника нанесения



Изготовление работы из пресс-керамики K2 Li (сверху) и конечный результат после раскраски или нанесения массы (внизу)



K2 Li таблетки для прессования

Таблетки для прессования (3 г) доступны в трёх степенях прозрачности:

	Кат. №	A1	A2	A3	B1	B2	C1	BL1	BL2	BL3	BL4	MO1
HT Высокая прозрачность	387-80..	..01	..02	..03	..11	..12	..21	..31	..33	..32	..34	
LT Низкая прозрачность	387-81..	..01	..02	..03	..11	..12	..21	..31	..32	..33	..34	
MO Медиум opak	387-82..											..01

Индикация

		HT Высокая прозрачность	LT Низкая прозрачность	MO Медиум opak
Техника обработки	Полноанатомические работы / техника раскраски	v	v	
	Техника Cut-Back	v	v	
	Техника послойного нанесения			v
Индикация	Тонкие виниры	v	v	
	Виниры	v	v	
	Inlay	v	v	
	Onlay	v	v	
	Частичная коронка	v	v	
	Коронка переднего зуба	v	v	v
	Коронка жевательного зуба	v	v	v

K2 Li

K2 Li таблица соответствия эмали

Vita Цвет	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Дентин	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Массы для режущего края	E-BL	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59

Обзор керамики K2 Li

Обзор керамики K2 Li																			
Цвет	Qty.	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
Дентин D-.. Кат. № 387-10.. Кат. № 387-70..		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
	20 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
	50 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
Bleach / Gingiva Кат. № 387-10.. Кат. № 387-70..		BL1		BL3		BL3		G-SP (soft pink)		G-DR (dark red)		G-R (red)							
	20g	..17		..20		..19		..18		..25		..30							
	50 г	..17		..18		..19													
Опак Дентин Кат. № 387-20..		OD-HO (HONEY)								OD-WH (WHITE)									
	20 г	..01								..02									
Массы эмали Кат. № 387-30.. Кат. № 387-73..		E-57				E-58				E-59				E-60				E-BL (Bleach)	
	20 г	..01				..02				..03				..04				..05	
	50 г	..01				..02				..03				..04				..05	
Эмаль Intensive Кат. №. 387-40..		EI-WH (WHITE)				EI-YE (YELLOW)				EIO-NT (OPAL NEUTRAL)				EIO-BL (OPAL BLUE)					
	20 г	..01				..02				..03				..04					
Массы Transpa Кат. № 387-50..		TN (NORMAL)				TR-VL (VIOLET)				T-BL (BLUE)				T-YE (YELLOW)				T-OR (ORANGE)	
	20 г	..01				..02				..03				..04				..05	
Clear	20 г	CL Кат. № 387-5006																	
Массы мамелон Кат. № 387-60..		MM-OR (ORANGE)						MM-HO (HONEY)						MM-IV (IVORY)					
	20 г	..01						..02						..03					
Мод. жидкость	50 мл	ML UNIVERSAL Кат. № 387-9050																	
	250 мл	ML UNIVERSAL Кат. № 387-9060																	
Глазирующая жидкость	50 мл	GF UNIVERSAL Кат. № 387-9150																	

Обзор краски Stain универсальные

Краски / Stain		ST-A	ST-B	ST-C	ST-D	ST-5 WHITE	ST-6 HONEY	ST-7 GREY	ST-8 BROWN	ST-9 BLUE	ST-10 PINK	ST-11 RED
Кат. № 387-83..	2 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11

Обзор K2 Li таблетки для прессования

Обзор K2 Li таблетки для прессования											
Пресс-таблетки HT высокая прозрачность Кат. № 387-80..	5x3 г	HT A1 ..01	HT A2 ..02	HT A3 ..03	HT B1 ..11	HT B2 ..12	HT C1 ..21	HT BL1 ..31	HT BL2 ..33	HT BL3 ..32	HT BL4 ..34
Пресс-таблетки LT низкая прозрачность Кат. № 387-81..	5x3 г	LT A1 ..01	LT A2 ..02	LT A3 ..03	LT B1 ..11	LT B2 ..12	LT C1 ..21	LT BL1 ..31	LT BL2 ..32	LT BL3 ..33	LT BL4 ..34
Пресс-таблетки MO средний opak	5x3 г	MO Кат. № 387-8201									

Керамические массы K2 HF

Таблица классификации эмалей по цвету

Vita Цвет	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Дентин	Bleach	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Массы режущ. края	E-BL	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59

Таблица обзора K2 HF

Цвет	Qty.	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Опакер порошок О- Кат. № 386-20..	20г	A1 ..01	A2 ..02	A3 ..03	A3,5 ..04	A4 ..05	B1 ..06	B2 ..07	B3 ..08	B4 ..09	C1 ..10	C2 ..11	C3 ..12	C4 ..13	D2 ..14	D3 ..15	D4 ..16
Опакер порошок О- Кат. № 386-2021	20г	Bleach BL															
Плечевые массы Кат. № 386-22..	20г	SH-6 T ..01	SH-3 T ..02		SH-2 T ..03		SH-1 T ..04		SH-4 T ..05		SH-7 T ..06		SH-8 O ..08		SH-5 O ..10		
Дентиновые массы D-.. Кат. № 386-21..	50г	A1 ..01	A2 ..02	A3 ..03	A3,5 ..04	A4 ..05	B1 ..06	B2 ..07	B3 ..08	B4 ..09	C1 ..10	C2 ..11	C3 ..12	C4 ..13	D2 ..14	D3 ..15	D4 ..16
Bleach / Gingiva Кат. № 386-....	20г	BD-1			BD-2			BD-3			G-DR (dark red) 2617			G-SP (soft pink) 2618			
	50г	2117			2118			2119									
Опак Дентин OD- Кат. № 386-26..	50г	A1 ..01	A2 ..02	A3 ..03	A3,5 ..04	A4 ..05	B1 ..06	B2 ..07	B3 ..08	B4 ..09	C1 ..10	C2 ..11	C3 ..12	C4 ..13	D2 ..14	D3 ..15	D4 ..16
Массы эмали Кат. № 386-23..	50г	E-57 ..01			E-58 ..02			E-59 ..03			E-60 ..04			E-BL (Bleach) ..05			
Эмаль Intensive Кат. № 386-24..	50г	EIO-BL (opal blue) ..01								EIO-OR (orange) ..02							
Массы Transpa Кат. № 386-25..	50г	TN neutral ..01		TO opal ..02		T-BL blue ..03		T-WH white ..04		T-RO light red ..05			T-OR orange ..06		T-YE yellow ..08		
Массы мамелон Кат. № 386-25..	20г	MM-HO (HONEY) ..11						MM-OR (ORANGE) ..12				MM-IV (IVORY) ..13					
Транспарент прозрачн.	50г	CL Кат. № 386-2500															
Глазурь	20г	GL Кат. № 386-2630															
K2 HF Бондер	5г	B Art.-Nr. 337-0500															
K2 HF Жидкость	50мл	Жидкость для опака OL Кат. № 386-6101				Моделировочная жидкость ML Кат. № 386-6001				Жидкость для плечевых масс SHL Кат. № 386-6301				Жидкость для глазури GF UNIVERSAL Кат. № 386-6201			
	250мл	Кат. № 386-6102				Кат. № 386-6002											

Обзор краски Stain универсальные

Краски / Stain		ST-A	ST-B	ST-C	ST-D	ST-5 WHITE	ST-6 HONEY	ST-7 GREY	ST-8 BROWN	ST-9 BLUE	ST-10 PINK	ST-11 RED
Кат. № 387-83..	2г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11



SH 1 - SH 4, SH 7 = слегка прозрачная и сильно флюоресцирующая.

SH 5, SH 8 = непрозрачная, рекомендуется для недорогих металлов в качестве первого слоя для покрытия металла

SH 6 = для отбеливания - цветовая концепция, если сильно белая, можно смешать с SH1-SH4 или SH7



K2 HF

K2 HF является высокоплавкой металлокерамикой с выдающимися оптическими и физическими свойствами.

Её обжиг проводится при температуре 910 °C

И подходит почти для всех сплавов с КТР в диапазоне от 13,8 – 14,9 / 25° – 500°C.

Если КТР выше 14,5, рекомендуется длительное охлаждение.



Керамические массы K2 LF





K2 LF
K2 LF press

естественность, многофункциональность и простота использования

K2 LF - это **высоко-уплотненная, 2-фазная**, синтетическая, усиленная лейцитами керамика. Ее обжиг выполняется при температуре 770°C, подходит для всех сплавов, имеющих коэффициент термического расширения (КТР) **в диапазоне от 13,8 до 14,9 / 25°- 500°C**. Данная керамическая система повторяет игру цвета оттенков отражаемых на естественных зубах. При использовании этой керамики достигается желаемый результат даже в случаях недостаточного пространства.

K2 является первой комплексной традиционной керамической системой, включающей в себя "все в одном" - **прессования керамики, прессования керамики на металл (РоМ) и металлокерамику**. Экономичная керамическая система K2 является революционной. Пользователь использует только **один вид традиционной керамики, который подходит как на металл, так и на цельную керамику**. Ассортимент системы K2 охватывает цвета A1-D4 и включает массы Опаловую (Opal), Флуоресцирующую (Fluor), Хрома (Chroma) и Интенсив (Intensive) и т.д. Путем смешивания или добавления различных красителей перед выполнением обжига Вы можете достичь разнообразных нюансов и оттенков. Таблетки для прессования керамики K2 могут быть использованы при работе с цельной керамикой, пресованием на металл (РоМ), а также с послойным традиционным методом. Вероятность совпадения с выбранным цветом, даже в случае индивидуализации, равна 100%, в результате разнообразия опалесценции и флуоресценции.



Паста глазури для пресс-керамики

всего лишь один обжиг на пресс-керамику!
Содержание: 5 г

Паста глазури

Кат. № 336-0010

Керамические массы K2 LF



K2 LF press: Таблица классификации прессованных таблеток

V, I, O	K	PoM	Qty.	Fluor	опалесценции	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Bleach D
X	XX	XX	4x2 г	XX	75 %	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BD
Кат. № 350-08..						..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..17
X	XX	X	4x2 г	XX	60 %	TA1	TA2	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
Кат. № 350-08..						..18	..19	..20			..21	..22	..23		..24	..25			..26			
X	XX	X	3x5г	XX	60 %	TA1	TA2	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
Кат. № 350-15..						..01	..02	..03			..04	..05	..06		..07	..08			..09			

XX	X	X	4x2 г	X	45 %	T1+	T2+	T3+	T4+
Кат. № 350-08..						..27	..28	..29	..30
XX	XX	XX	4x2 г	X	40 %	S57	S58	S59	S60
Кат. № 350-08..						..35	..36	..37	..38
XX	X	X	4x2 г	X	35 %	T1	T2	T3	T4
Кат. № 350-08..						..31	..32	..33	..34

V, I, O = Венир, вкладка, имплантат
K = Коронки
PoM = Прессование на металл

K2 LF Basis - Базовый набор порошкообразный, шкаф с выдвижными ящиками Кат. № 320-0000
16x15г Порошкообразный опак (Opaque Powder) (A1-D4), 16x15г Опак-дентин (Opaque dentin) (A1-D4), 16x20г Дентин (Dentin) (A1-D4), 4x20г Эмаль (Enamel) (E57-E60), 4x20г Эмаль-Опал (Enamel Opal) (EO57-EO60), 1x20 г Транспарент Прозрачный (Clear), 1x20г Транспарент Нейтральный (Transpa Normal), 1x10г Глазурь (Glaze masse), 1x5г Бондер (Bonder), 1x50мл Жидкость для опак (Opaque Liquid), 1x50мл Моделировочная жидкость (Modelling Liquid), 1x25мл Жидкость для плечевых масс (Shoulder Liquid), 1x25мл Жидкость для глазури (Glaze Fluid)

K2 LF Basis - Базовый набор пастообразный, шкаф с выдвижными ящиками Кат. № 320-0000/2
16x15г Пастообразный опак (Paste opaque) (A1-D4), 16x15 г Опак-дентин (Opaque dentin) (A1-D4), 16x20г Дентин (Dentin) (A1-D4), 4x20г Эмаль (Enamel) (E57-E60), 4x20г Эмаль-Опал (Enamel Opal) (EO57-EO60), 1x20г Транспарент Прозрачный (Clear), 1x20г Транспарент Нейтральный, 1x10г Глазурь (Glaze masse), 1x5г Бондер (Bonder), 1x50мл Моделировочная жидкость, 1x25мл Жидкость для плечевых масс (Shoulder Liquid), 1x25мл Жидкость для глазури (Glaze Fluid)

K2 LF Confidential - Стартовый набор в цвете А3, картонная коробка Кат. № 320-0001
1x15г Порошкообразный опак (Opaque Powder) А3, 1x20г Эмаль (Enamel) Е59, 1x2г Бондер (Bonder), 1x20г Дентин (Dentin) А3, 1x10г Глазурь (Glaze masse), 1x20г Транспарент Нейтральный (Transpa Normal), 1x50г Жидкость для опак (Opaque Liquid), 1x50мл Моделировочная жидкость (Modelling liquid), 1x25мл Жидкость для глазури (Glaze Fluid)

K2 LF Advanced - Расширенный набор порошкообразный, шкаф с выдвижными ящиками Кат. № 320-0002
1x15г Белый Опак (Bleach Opaque), 1x15г Порошкообразный опак цвета десны (Opaque Gingiva Powder), 7x15г Плечевая масса (Shoulder masse powder), 1x15г Плечевая масса цвета десны (Shoulder masse Gingiva), 1x20г Белый Дентин (Bleach Dentin), 1x15г Цвет десны (Gingiva), 4x15г Хром-модификатор (Chroma Dentin) (CHA-CHD), 1x20г Транспарент Опаловый (Transpa Opal), 3x20г Транспарент (Transpa) (T1-T3), 3x15г Мамелон (Mamelon) (MM1-MM3), 4x20г Эмаль-усилитель (Enamel Intensiv) (T1, T2, O3, O4), 2x15г Флуоресцирующий агент K2 (K2 Fluor) (PF1, PF2)

K2 press EF - Набор для прессования, картонная коробка Кат. № 320-0004
Таблетки для прессования (Press Pellets), каждая 4x2г (A1- A3, B1-B3, C1, C2, D2, BD, TA1- TA3, TB1- TB3, TC1, TC2, TD2 T1+- T3+, T4+, T1- T4, S57-S60), 10x2г плунжеры одноразовые

Таблица классификации эмалей по цвету K2 LF и K2 LF press

Цвет	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Дентин	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Массы режущ. края	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59



Таблица обзора K2 LF

Цвет	Qty.	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Bleach	Gingiva
Опакер порошок O		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BO	OG
Кат. № 320-15..	15 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	322-1500	320-1517
Кат. № 320-50..	50 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
Опакер паста PO		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	POBO	POG
Кат. № 321-03..	3 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	322-0300	321-0317
Плечевые массы		SH1	SH2	SH3	SH4	SH5	SH6	SH7										SH G	
Кат. № 324-15..	15 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..20	
Дентиновые массы D		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BD	G (15r)
Кат. № 325-20..	20 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	326-2000	338-1500
Кат. № 325-50..	50 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	326-5000	
Хрома массы		CH A	CH B	CH C	CH D														
Кат. № 327-15..	15 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..04	
Кат. № 327-50..	50 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..04	
Опакдентин OD		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
Кат. № 323-15..	15 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
Кат. № 323-50..	50 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
Эмаль массы		E 57	E 58	E 59	E 60														
Кат. № 328-20..	20 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..04	
Кат. № 328-50..	50 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..04	
Опалэмаль		EO 57	EO 58	EO 59	EO 60														
Кат. № 330-20..	20 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..04	
Кат. № 330-50..	50 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..04	
Интенсив.эмаль		EI T1 (transpa)	EI T2 (transpa)	EI O3 (opaque)	EI O4 (opaque)														
Кат. № 329-20..	20 г	..01	..02	..03	..04													..04	
Кат. № 329-50..	50 г	..01	..02	..03	..04													..04	
Прозрачные массы		TN (normal)	TO (opal)	T1	T2	T3													
Кат. № ...-....	20 г	332-2000	333-2000	334-2001	334-2002	334-2003													
Кат. № ...-....	50 г	332-5000	333-5000	334-5001	334-5002	334-5003													
Транспарент прозрачн.	20 г / 50 г	CL																	
Глазурь	10 г	GL																	
Флуоресцирующий агент		PF 1	PF 2																
Кат. № 331-15..	15 г	..01	..02																
Мамелон массы		MM 1	MM 2	MM 3															
Кат. № 339-15..	15 г	..01	..02	..03															
K2 Бондер	5 г	B																	
K2 Жидкость		Жидкость для опака OL	Моделировочная жидкость ML	Жидкость для плечевых масс SHL	Жидкость для глазури GF UNIVERSAL														
	25 мл																		
	50 мл	Кат. № 341-0050	Кат. № 342-0050	Кат. № 343-0050	Кат. № 387-9150														
	250мл	Кат. № 341-0250	Кат. № 342-0250																
Красители UNIVERSAL		ST-A	ST-B	ST-C	ST-D	ST-5 WHITE	ST-6 HONEY	ST-7 GREY	ST-8 BROWN	ST-9 BLUE	ST-10 PINK	ST-11 RED							
Кат. № 387-83..	2 г	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11							

Палитры для замешивания




Ceramik Humidor Палитра для керамики

- неизменяющаяся консистенция влаги керамики
- гидрофильная вкладка со специальной шириной пор, обеспечивающая оптимальную транспортировку жидкости
- однослойная вкладка (Inlet), без надоедливой 2-х или 3-х слойной мембраны
- чистить просто - при помощи пароструйного аппарата или ультразвуком
- удобная, легкая
- компактный размер (200x125x17 мм)
- прозрачная крышка для защиты от пыли и от слишком быстрого высыхания масс
- сделано в Германии

Ceramik Humidor
Вкладки (Inlet) серые

2 штуки

Кат. № 312-0000
Кат. № 312-0100





Stain Humidor Палитра для глазури, удерживающая влагу

С новой разработкой палитры достигается постоянная стабилизация влажности по тому же принципу как и для палитр для смешивания керамики.

- палитра имеет 15 ячеек для размешивания красителей и 2 ячейки для жидкостей
- автоматическое смешивание глазури с жидкостью - без постоянного примешивания, которое требует больших временных затрат
- один раз размешанные краски больше не высыхают
- палитры остаются месяцами пригодными к работе
- Вы больше не столкнетесь с проблемой -слишком много/мало жидкости при примешивании, как у стандартных палитр
- Stain Humidor выполняет те же функции, что и Ceramic Humidor - с одной мембраной
- благодаря прозрачной крышке палитра защищена от загрязнения
- можно чистить при помощи пароструйки или ультразвука

Stain Humidor
Впускное отверстие хьюмидора

Кат. № 312-0001
Кат. № 312-0102



Caram/sta

Caramista

Кисточки для керамики

тонкая кисть с деревянной ручкой



- **Хранение водного резервуара** - при технике послойного нанесения, керамика всегда остается равномерно влажной
- **естественная упругость** волос кисти позволяет **острое как нож разделение**, а также **целенаправленное, попутное нанесение** керамики
- осязаемое **продление стойкости волоса** кисти „Caramista“
- **волос послушный**, легко переделывается в тонкий кончик даже после более длительного употребления, благодаря этому растрепанные и широко расставленные волосы сухой кисти остаются в прошлом
- исключительные **волосы кисти превосходят до сих пор существовавшие известные качества**
- удобная и **эргономичная ручка кисти**
- **ручная работа, сделано в Германии**

Caramista кисточка для керамики no. 0 Кат. № 312-3000
 Caramista кисточка для керамики no. 1 Кат. № 312-3001
 Caramista кисточка Опакер / Бондер Кат. № 312-4000
 Caramista кисточка для керамики no. 4 Кат. № 312-2004
 Caramista кисточка для керамики no. 6 Кат. № 312-2006
 Caramista кисточка для керамики no. 8 Кат. № 312-2008
 Caramista кисточка no. 10 Кат. № 312-2010
 Caramista набор кисточек Кат. № 312-5000
 (Содержимое: Набор кисточек Caramista no.1, no. O/B, no.6, no. 8, no.10)

Другие кисти для моделирования керамики можно найти в каталоге в разделе „excellence line / Caramista pure“.

Caram/sta N

Caramista N

Кисточка для керамики

Натуральный высококачественный ворс Kolinsky



- **идеальная степень упругости**
- плотный ворс позволяет прекрасно удерживать воду
- абсолютно острый кончик кисточки для точнейшего нанесения керамической массы
- в 4 размерах
- **изготовлено вручную в Германии**

Caramista N Кисточки для керамики no. 4 Кат. № 313-2004
 Caramista N кисточки для керамики no. 6 Кат. № 313-2006
 Caramista N кисточки для керамики no. 8 Кат. № 313-2008
 Caramista N кисточки для керамики no. 10 Кат. № 313-2010

Принадлежности для керамики



Magic-Glass-Stick
стеклянная палочка для керамики



- Стекла́нная палочка для нанесения порошкообразного опа́ка на керамические каркасы
- 2 разных шаровых конца для лучшего контроля расхода массы при нанесении на каркас
- после обжига - равномерные слои керамики
- безосколочное стекло с исключительной стабильностью
- легкая, эффективная и эконо́мящая время работа

Magic-Glass-Stick

Кат. № 312-1000



Диамантовый разделительный диск для керамики
MAGIC DISC



- диск ультратонкий и очень гибкий
- очень прочный, укреплен стекловолокном
- для керамики и циркона
- высокая производительность разреза при отделении пресс-каналов
- крайне высокая долговечность




MAGIC DISC

10 штук / Ø 20 x 0,2 мм

Кат. № 399-2002






SURFACE Marker

Для выделения структуры поверхности зуба при работе с моделями из гипса и при работе с керамикой.

блестящий результат ...при помощи всего одного продукта

Surface Marker - идеальный продукт для взыскательных техников и студентов, а также для изготовления экзаменационных работ.

Перед нанесением порошка Surface Marker необходимо нанести на рабочую поверхность жидкость Surface Marker для лучшей адгезии, равномерного распределения и последующей более легкой очистки рабочей модели!



- очень экономичный продукт
- наносится очень тонким слоем и равномерно распределяется по поверхности рабочей модели
- лучшее соотношение цена/качество



SURFACE Marker набор	Кат. № 319-0000
Содержимое:	
Порошок Surface Marker	
Жидкость Surface Marker	
Кисточка Caramista Опакер/Бондер	
Порошок SURFACE Marker 5 г	Кат. № 319-0005
Жидкость Surface Marker 25 мл	Кат. № 319-0025
Кисточка Caramista Опакер/Бондер	Кат. № 312-4000

Принадлежности для керамики



Шкаф для керамики (пустой)

Шкаф для керамики - серо/белый, 4 ящика (стандартная версия).

Размер: Высота всего шкафа 30,4 см


Ящик: Д x Ш x В = 25,5 см x 34,0 см x 7,4 см

Шкаф для керамики - серо/белый, 4 ящика

Кат. № 320-0010

Шкаф для керамики - серо/белый,
1 ящик

Кат. № 320-0011



K2 LF Цветовые панели для подбора цвета

Дентин

Кат. № 320-0100

Плечевые/Флуор/Усилитель/Хром

Кат. № 320-0200


Транспарент/Массы

реж.края/Мамелон

Кат. № 320-0300


Прессованные таблетки

Кат. № 320-0400



Fix Firing Paste

Паста для топливного носителя



После обжига керамики, просто приподнимите реставрацию с штампа из обжиговой ваты.

- легко удаляется
- не требует абразивной обработки или соскабливания



Fix Firing Paste - это готовая к применению паста для изготовления индивидуальных трегеров для обжига. С помощью этого огнеупорного материала вкладки, накладки, виниры, коронки и мосты могут быть надежно установлены на штифты или непосредственно зафиксированы на трегере для обжига.

содержание / шприц: 12 мл

Fix Firing Paste (1 шприц) Кат. № 399-1000

Fix Firing Paste (5 шприцов) Кат. № 399-1005



Дополнительная информация: см. Excellence Line



K2 Lube

изолирующая жидкость

Эта изолирующая жидкость надежно отделяет гипс от керамики.

Сгорает и без остатка без изменения цвета в керамике.

K2 Lube

18 мл

Кат. № 345-0018



Паста для полирования DIA-GLACE DIA-GLACE-SOFT

Паста для полирования - используется для получения блеска на поверхностях керамических реставраций. Если керамика обжигалась при слишком высокой температуре, то во рту сверкающая поверхность может выглядеть искусственно, стирая видимые структуры керамического зуба. Естественный блеск, присущий живым зубам, может быть достигнут только полированием. При полировке керамики с помощью DIA-GLACE, мы рекомендуем использовать фетровые диски с пропиткой.



Паста для полирования DIA-GLACE может также использоваться для полировки композитов, пластмассы и металлов. При использовании на металлах используйте в комбинации с фетровыми дисками без пропитки.

- высокое алмазное содержание в виде пасты
- прекрасная полировка в считанные секунды при минимальной скорости 7500 об/мин

DIA-GLACE

- экономичное использование благодаря твердой консистенции - очень маленький расход
- никакого распыления и замазывания - экономно и чисто

DIA-GLACE-SOFT

- мягкая консистенция пасты



Кат. № 305-0100



Кат. № 301-0100

DIA-GLACE

паста для полирования твердая, 5 г
DIA-GLACE набор, паста для полирования 5 г
+ 100 фетровых дисков с пропиткой
Фетровые диски 100 штук
с пропиткой
Фетровые диски 100 штук
без пропитки

Кат. № 300-0000

Кат. № 302-1000

Кат. № 301-0100

Кат. № 305-0100

DIA-GLACE-SOFT 5 г

Кат. № 300-1005




Фетровые диски DIA QUICK


с алмазной крошкой

DIA QUICK- это фетровые диски, пропитанные алмазной крошкой. Пропитывающий состав состоит из высокого качества DIA GLACE, причем жидкость предотвращает высыхание фетровых дисков. Для быстрой полировки керамики, металла и пластмассы - надежное качество.

- быстро, чисто, эффективно, маленький размер

DIA QUICK 10 штук, фетровые диски с алмазной крошкой Кат. № 303-0000





- **Восковые пластины**
- **Воска для регистрации прикуса**

Восковые пластины

Базисные восковые пластины, розовые

Мы предлагаем Вам базисные розовые восковые пластины с 4-мя различными свойствами. Вы можете выбирать между летним и зимним качеством воска, толщиной 1,5 или 1,25 мм, более высокой или более низкой точкой затвердевания и между твердым, мягким или более эластичным восками.

Все наши базисные восковые пластины, сделанные из самого лучшего сырья и гарантируют Вам вместе с тем неизменно превосходное качество.

Базисные воска SOLIDUS 80 & SOLIDUS 84

- оба воска имеют высокую стабильность, даже при длительном примерении внутри полости рта, не деформируются
- чрезвычайно тверды
- высокая точка отвердения
- очень хорошие моделировочные характеристики, несмотря на твердость
- подходят также в качестве прикусной восковой пластины

Отличия:

- SOLIDUS 84 - более твердый, точка отвердения 84-85° C
- SOLIDUS 80 более мягкий, точка отвердения 80 - 81° C

Размер пластин: 170 x 85 мм


SOLIDUS 80	1,5 мм средней твердости	500 г	Кат. № 680-0000
SOLIDUS 84	1,5 мм твердый	500 г	Кат. № 684-0000

SUPERPINK

SPEZIAL

SOLIDUS 80

SOLIDUS 84



мягче

твёрже





Моделировочный воск SPEZIAL (специальный)

- розовые восковые пластины средней жесткости
- наиболее «всесторонний» воск среди восковых пластинок
- летнее качество с точкой отвердения = 56° C
и зимнее качество с точкой отвердения = 54° C
- размер пластины: 175 x 80 мм
- толщина пластины: 1,5 мм или 1,25 мм
- упаковка: 500 г или 2500 г
- наш хит продаж

Моделировочный воск SPECIAL

лето	1,25 мм	500 г	Кат. № 650-0500
лето	1,25 мм	2500 г	Кат. № 650-2500
зима	1,25 мм	500 г	Кат. № 652-0500
зима	1,25 мм	2500 г	Кат. № 652-2500
лето	1,5 мм	500 г	Кат. № 653-0500
лето	1,5 мм	2500 г	Кат. № 653-2500
зима	1,5 мм	500 г	Кат. № 655-0500
зима	1,5 мм	2500 г	Кат. № 655-2500




Моделировочный воск SUPERPINK

- очень точный
- несколько эластичное качество
- высокая стабильность
- точка отвердения: 57° C
- размер 175 x 80 мм

Моделировочный воск SUPERPINK	1,5 мм	500 г	Кат. № 660-0500
Моделировочный воск SUPERPINK	1,5 мм	2500 г	Кат. № 660-2500

Воска для регистрации прикуса




Восковые прикусные пластины, ароматизированные

Очень твердый воск для регистрации прикуса. Очень стабильный даже при высоких температурах. Апельсиновый ароматизатор добавлен для того, чтобы пациент чувствовал себя более комфортно во время регистрации прикуса.

Упаковка: 75 штук.

Прикусные пластины, розовые
2мм твердые

Кат. № 606-2000



Металлическая фольга покрытая воском, коричневая

- для регистрации прикуса
- анатомическая, стабильная форма пластин
- хорошо сохраняет форму
- обрамленная металлическая фольга лежит плотно между 2 восковыми пластинами

упаковка: 60 штук

Металлическая фольга, коричневая
4 мм

Кат. № 605-0060



Не ароматизированные прикусные валики

Приспособлены для теплого времени года

- очень твердые
- повышенная точка плавления

упаковка: 100 штук

прикусные валики
розовые

Кат. № 614-0100

Воска для регистрации прикуса, ароматизированные

Наши прикусные воска остаются стабильными как в теплых, так и в холодных условиях. Точная регистрация прикуса гарантирована, доступны в 3 различных степенях твердости. Ученые пришли к выводу, что для пациента легче воспринимать ароматизированный воск для регистрации прикуса, чем не ароматизированный, который воспринимается как инородное тело. По этой причине мы добавляем популярные вкусовые ароматизаторы «земляники», «яблока», «апельсина» и «лимона» в наши прикусные воска. Вашему пациенту будет намного приятнее и комфортнее ощущать эти воска при проведении процедуры регистрации прикуса.



Ароматизированные прикусные палочки

- размер одной палочки 108 x 10 x 10 мм
- цвета соответствуют степени твердости и аромату:

желтый	=	лимонный аромат	=	мягкий
зеленый	=	яблочный аромат	=	средний
красный	=	земляничный аромат	=	твердый



Прикусные палочки

с лимонным ароматом, мягкие	490 г	Кат. № 612-0490
с лимонным ароматом, мягкие	1850 г	Кат. № 612-1850
с яблочным ароматом, средние	490 г	Кат. № 614-0490
с яблочным ароматом, средние	1850 г	Кат. № 614-1850
с клубничным ароматом, твердые	490 г	Кат. № 613-0490
с клубничным ароматом, твердые	1850 г	Кат. № 613-1850



Ароматизированные прикусные валики (форме челюсти)

Облегчите себе работу используя ароматизированные прикусные валики. Они уже изогнуты по форме челюсти, имеют 3 вида твердости, как и ароматизированные прикусные палочки, но в 4 цветах. Дополнительный 4-ый цвет - оранжевый с апельсиновым вкусом, средней твердости.

Прикусные валики

с лимонным ароматом	мягкие	96 штук	Кат. № 610-0100
с яблочным ароматом	средние	96 штук	Кат. № 612-0100
с апельсиновым ароматом	средние	96 штук	Кат. № 613-0100
с клубничным ароматом	твердые	96 штук	Кат. № 611-0100





- **Дигитальная техника и принадлежности**

Компьютер



МОНИТОР (24") ACER 1920x1080 FullHD

- ACER МОНИТОР (24")
- 1920x1080 FullHD
- 4ms
- 250cd/m²
- Display Port / HDMI

МОНИТОР (24") ACER


Кат. № 470-5002



exocad

Авторизованный дистрибьютор ведущего программного обеспечения CAD (OEM)

Уже базовый пакет этого ПО включает в себя большое количество видов работ и прекрасно подходит как начинающему, так и опытному пользователю CAD систем. Стандартный пакет Exocad DentalCAD легко расширяется при помощи подключения дополнительных модулей, что позволяет подстроить программу под индивидуальные потребности пользователя. Таким образом данное ПО предоставляет пользователю оптимальное решение в зависимости от его нужд и бюджета.



Дополнительные модули по запросу

- простое интуитивное управление даже для начинающих
- модульная система для большей гибкости
- различные Add-on модули предоставляют доступ к дополнительным функциям для выполнения различных видов работ
- возможно приобрести только те функции, которые необходимы именно Вам

Базовый пакет Exocad

Кат. № 470-3200

Дополнительные модули по запросу



DESKTOP MILLING PC Intel i5

ПК для управления фрезерными станками:

Компоненты:

- Intel i5
- 256GB SSD
- 32GB RAM
- Mainboard
- ASUS DVD-Writer
- Windows 10 Professional (64-Bit)
- Logitech mouse
- Cherry keyboard

Специальные возможности:

- Оптимизированная производительность при использовании программного обеспечения для сканирования и фрезерования
- Предустановленная операционная система
- Готовность к немедленному использованию
- Низкий уровень шума
- Хорошая эффективность охлаждения благодаря оптимизированному воздушному потоку

DESKTOP EXOCAD PC INTEL i7

ПК для использования EXOCAD:

Компоненты:

- Intel i7
- 256GB SSD
- 1TB HDD
- Graphics card
- 16GB RAM
- Mainboard
- DVD-Writer
- Windows 10 Professional (64-Bit)
- Logitech mouse
- Cherry keyboard

Специальные возможности:

- Оптимизированная производительность для использования программного обеспечения Exocad
- Предустановленная операционная система
- Готовность к немедленному использованию
- Низкий уровень шума
- Хорошая эффективность охлаждения благодаря оптимизированному воздушному потоку

DESKTOP MILLING PC Intel i5

Кат. № 470-5000

DESKTOP EXOCAD PC INTEL i7

Кат. № 470-5001

Сканеры принадлежности



Digiscan-Spray Спрей для сканирования

Digiscan-Spray - продукт ежедневного использования. Благодаря нанесению ультратонкого слоя значительно меньше времени тратится на поправку после сканирования.

Digiscan-Spray наносится на силикон, воск, гипс и металл. 300мл спрея по партнерской цене.

Пожалуйста, соблюдайте дистанцию 30 см!

- свет не отражается при сканировании
- очень тонкий слой нанесения
- можно наносить несколькими слоями
- тонкая и гладкая поверхность объектов
- заметно улучшенные результаты при сканировании
- удаляется легко и без остатка

Digiscan-Spray	300 мл	Кат. № 581-0300
----------------	--------	-----------------



CAD / CAM Воск для сканирования, бежевый

Опакovaný моделировочный воск, не отражает свет при сканировании, создан специально для технологии CAD / CAM.

- гарантирует отличные результаты сканирования и точность формы
- высокая opakовость для оптимального сканирования
- может быть использован для блокировки
- хорошо моделируется

CAD / CAM Воск для сканирования бежевый	45 г	Кат. № 729-5000
--	------	-----------------



доступен также в комплектациях:
Vinyl High Resolution (HR)
Vinyl Open Air

SCAN BOX	Характеристики	Vinyl 3D-Scanner
v	dental Scan	v
-	Artikulator-Scan	v
приобретается отдельно	multiDie/ multiCase	v
v	secondDie	v
-	Цветное сканирование текстуры	v
v	Монохромное сканирование текстуры	v
приобретается отдельно	Triple Tray®- сканирование слепка	v
-	Полностью автоматическая ось Z	v
-	Touch дисплей	v
v	Совместим с exocad® Dental CAD	v

Технические данные

Размеры (Ш/Г/В) 360 x 310 x 390 мм
Измерительное поле (X x Y x Z) 80 x 60 x 85 мм
Разрешение 1,3 MP
Точность измерения (согласно ISO 12836) 6 μm
Вес 11 кг
Напряжение питания 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Разъёмы 2x USB
Цвет корпуса белый / серебряный
Объём поставки: 1x SCAN BOX PRO, 1x держатель объектов, 1x 3D-модель для калибровки, 2x USB-кабеля, 1x сетевой кабель, 1x цифровой носитель

Скорость измерения

Полная челюсть Сканирование 18 сек.
Постобработка 14 сек.
Всего 32 сек.
Один штампик Сканирование 29 сек.
Постобработка 10 сек.
Всего 39 сек.
Мост в 3 единицы Сканирование 40 сек.
Постобработка 23 сек.
Всего 63 сек.

Технические данные

Размеры (В x H x T) 455 x 430 x 420 мм
Измерительное поле (X x Y x Z) 80 x 60 x 85 мм
Разрешение 1,3 MP
Точность измерения (согласно ISO 12836) 6 μm
Вес 23 кг
Напряжение питания 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Разъёмы 1x USB
Цвет корпуса чёрный / белый
Объём поставки: 1x Vinyl, 1x держатель объектов, 1x multiDie-Adapter, 1x Triple Tray®-держатель слепка, 1x 3D-модель для калибровки, 1x USB-кабеля, 1x сетевой кабель, 1x CD

Скорость измерения

Полная челюсть Сканирование 16 сек.
Постобработка 13 сек.
Всего 29 сек.
Один штампик Сканирование 25 сек.
Постобработка 9 сек.
Всего 34 сек.
Мост в 3 единицы Сканирование 33 сек.
Постобработка 22 сек.
Всего 55 сек.



Зубной компрессор

- очень тихий компрессор с уровнем звукового давления всего 64 дБ(А)
- стационарный поршневой компрессор с компактной конструкцией
- Универсальное применение там, где необходим чистый сжатый воздух, например, в лабораториях
- предназначен для непрерывной работы, не требует технического обслуживания в течение 3 000 рабочих часов
- с безмасляным 2-цилиндровым компрессором для длительного срока службы
- мощный и не требующий особого ухода благодаря запатентованной технологии AXXER®
- эффективный благодаря прямому приводу и низкому пусковому току
- Идеально подходит для использования с инструментами со средними потребностями в сжатом воздухе

Технические данные:

Фильтр:	0,01 мкм
Всасываемый воздух (0 бар):	240 л/мин
Максимальное давление:	10 бар
Емкость бака:	40 л
Скорость вращения:	1400 мин-1
Цилиндры:	2
Мощность двигателя:	1,8 кВт
Электрическое подключение:	230 В ~50 Гц
Вес:	49 кг
Размеры: (ДхШхГ)	660 x 660 x 460 мм
Уровень звукового давления:	64 дБ(А)

Зубной компрессор

Кат. № 484-3000



Вытяжное устройство Zubler Z1 CAM

Универсальное устройство, подходит для всех видов фрезерных станков CAD/CAM

- Z1 CAM с гарантированными 1500 часами работы мотора
- Встроенный модуль Bluetooth и возможность установки индивидуальных настроек на устройстве или с помощью приложения.
- в соответствии с областью применения возможно оснащение фильтром-мешком или фильтром тонкой очистки
- смена мотора и фильтра без инструментов

Мощность вытяжки	1200 W
Гарантированный срок работы мотора	1500 часов
(при условии своевременной замены угольных щёток)	5000 часов
Система фильтрации	Фильтр-мешок
Разъём для внешнего управления или выключателя	v
Разъём для фрезерного станка и устройства с выходом 24V/SPS	v
Модуль Bluetooth с возможностью установки индивидуальных настроек на устройстве или с помощью приложения для Android	v
Адаптер для отведения воздуха на улицу (опционально)	v
Вытяжной фильтр класса H14 для приборов класса H (опционально)	v
Фильтр с активированным углем (опционально)	v
Смена мотора без инструментов	v
Цвет передней панели на выбор	v

Стоматологические инструменты



Универсальные фрезы						
Кат. №	Назначение	Ø Диаметр	Форма фрезы	зубы	Общая длина	Покрытие
481-0403	U030-R2-40	0,30 мм	радиус	2	40 мм	нет
481-0405	U050-F2-40	0,50 мм	Цилиндр	2	40 мм	нет
481-0506	U060-R2-40	0,60 мм	радиус	2	40 мм	да
481-0530	U120-F2-40	1,20 мм	Цилиндр	2	40 мм	да
481-0401	U030-R2-35	0,30 мм	радиус	2	35 мм	нет
481-0407	U050-F2-35	0,50 мм	Цилиндр	2	35 мм	нет
481-0806	U060-R2-35	0,60 мм	радиус	2	35 мм	да
481-0402	U120-F2-35	1,20 мм	Цилиндр	2	35 мм	да

Воск и пластмасса (PMMA)						
Кат. №	Назначение	Ø Диаметр	Форма фрезы	зубы	Общая длина	Покрытие
481-0611	P100-R1-40	1,00 мм	радиус	1	40 мм	нет
481-0612	P200-R1-40	2,00 мм	радиус	1	40 мм	нет
481-0610	P100-R2-40	1,00 мм	радиус	2	40 мм	нет
481-0620	P200-R2-40	2,00 мм	радиус	2	40 мм	нет
481-0613	P250-F1-40	2,50 мм	Цилиндр	1	40 мм	нет
481-0640	P100-R1-35	1,00 мм	радиус	1	35 мм	нет
481-0641	P200-R1-35	2,00 мм	радиус	1	35 мм	нет
481-0625	P100-R2-35	1,00 мм	радиус	2	35 мм	нет
481-0635	P200-R2-35	2,00 мм	радиус	2	35 мм	нет
481-0642	P250-F1-35	2,50 мм	Цилиндр	1	35 мм	нет

Оксид циркония (ZrO2)						
Кат. №	Назначение	Ø Диаметр	Форма фрезы	зубы	Общая длина	Покрытие
481-0410	Z100-R2-40	1,00 мм	радиус	2	40 мм	да
481-0420	Z200-R3-40	2,00 мм	радиус	3	40 мм	да
481-0306	Z060-R2D-40	0,60 мм	радиус	2	40 мм	алмаз
481-0310	Z100-R2D-40	1,00 мм	радиус	2	40 мм	алмаз
481-0320	Z200-R3D-40	2,00 мм	радиус	3	40 мм	алмаз
481-0412	Z120-F2D-40	1,20 мм	Цилиндр	2	40 мм	алмаз
481-0910	Z100-R2-35	1,00 мм	радиус	2	35 мм	да
481-0920	Z200-R3-35	2,00 мм	радиус	3	35 мм	да
481-0326	Z060-R2D-35	0,60 мм	радиус	2	35 мм	алмаз
481-0330	Z100-R2D-35	1,00 мм	радиус	2	35 мм	алмаз
481-0335	Z200-R3D-35	2,00 мм	радиус	3	35 мм	алмаз
481-0336	Z120-F2D-35	1,20 мм	Цилиндр	2	35 мм	алмаз

Композитный материал и Lava - Ultimate						
Кат. №	Назначение	Ø Диаметр	Форма фрезы	зубы	Общая длина	Покрытие
481-0509	C100-R1D-40	1,00 мм	радиус	1	40 мм	алмаз
481-0510	C100-R2-40	1,00 мм	радиус	2	40 мм	да
481-0511	C200-R1D-40	2,00 мм	радиус	1	40 мм	алмаз
481-0520	C200-R2-40	2,00 мм	радиус	2	40 мм	да
481-0521	C200-FXD-40	2,00 мм	Плоский	х	40 мм	алмаз
481-1009	C100-R1D-35	1,00 мм	радиус	1	35 мм	алмаз
481-1010	C100-R2-35	1,00 мм	радиус	2	35 мм	да
481-1011	C200-R1D-35	2,00 мм	радиус	1	35 мм	алмаз
481-1020	C200-R2-35	2,00 мм	радиус	2	35 мм	да
481-0522	C200-FXD-35	2,00 мм	Плоский	х	35 мм	алмаз

Неблагородные металлы (CoCr) & Титан						
Кат. №	Назначение	Ø Диаметр	Форма фрезы	зубы	Общая длина	Покрытие
481-0706	M060-R2-35	0,60 мм	радиус	2	35 мм	да
481-0710	M100-R2-35	1,00 мм	радиус	2	35 мм	да
481-0730	M120-T2-35	1,20 мм	Торус	2	35 мм	да
481-0720	M200-R2-35	2,00 мм	радиус	2	35 мм	да
481-1106	M060-R2-32	0,60 мм	радиус	2	32 мм	да
481-1110	M100-R2-32	1,00 мм	радиус	2	32 мм	да
481-0725	M120-T2-32	1,20 мм	Торус	2	32 мм	да
481-1120	M200-R2-32	2,00 мм	радиус	2	32 мм	да

Стеклокерамика (LiSi2)						
Кат. №	Назначение	Ø Диаметр	Форма фрезы	зубы	Общая длина	Покрытие
481-1206	G060-R-35	0,60 мм	радиус	0	35 мм	нет
481-1206-1	G060-T-35	0,60 мм	Торус	0	35 мм	нет
481-1210	G100-R-35	1,00 мм	радиус	0	35 мм	нет
481-1212	G120-T-35	1,20 мм	Торус	0	35 мм	нет
481-1211	G240-R-35	2,40 мм	Торус	0	35 мм	нет



доступен также в комплектациях: „Plus“

Фрезерный станок digi MILL⁵ dry

- 5 осевой фрезерный станок
- Давление воздуха (мин./макс.): 7 bar/ 8 bar (рекомендовано: 7 bar)
- Автоматическая смена фрез (16 штук)
- Простое в обращении CAM программное обеспечение
- Работает со всеми открытыми STL файлами

Область поворота: 360 ° (A) | ±35 ° (B)

- для заготовок 98,5 мм с высотой 10-40 мм
- Синхронный шпиндель с количеством оборотов до 60000 в мин.
- Максимальная производительность (Pmax): 500 Watt
- Точность повторения ± 0,003 мм

- Освещение рабочей кабины, меняющиеся цвета для индикации стадии рабочего процесса

PMMA, воск, оксид циркония, нано-композиты, CoCr

Технические данные

Размеры (Ш/Г/В): 450 x 530 x 630 мм

Вес: около 91 кг

Фрезерный станок Digi Mill 4 wet +

для фрезеровки с водяным охлаждением.

- 4-х осевая влажная фрезеровка
- Давление воздуха 4 bar · 35 л/мин – 8 bar · 50 л/мин
- Автоматическая смена фрез (8 штук) с двумя легко вынимаемыми сменными базами
- Простое в использовании программное обеспечение CAM
- Читает все открытые форматы STL

Область поворота: +190° до –10°

- для 3-х блоков (зона перемещений обрабатываемого изделия в общем: 60 x 40 x 20 мм)
- Синхронный шпиндель с количеством оборотов до 60000 в мин.
- Максимальная производительность (Pmax): 600 Watt
- Точность повторения ± 0,003 мм
- Корпус станка - массивный алюминиевый литой каркас. Максимальная стабильность и минимальная вибрация при работе.
- 8 каналов для охлаждающей жидкости в шпинделе
- Освещение рабочей кабины, меняющиеся цвета для индикации стадии рабочего процесса

Обрабатывает материалы в форме блоков, например: Стеклокерамика, Оксид циркония, Композиты, Титан и т.д.

Технические характеристики

Размеры (Ш/Г/В): около 360 x 451 x 471 мм
Вес: около 50 кг

Фрезерный станок digi MILL⁵ Dry

Кат. № 481-5100

digi MILL⁴ wet

Кат. № 481-4601

Таблица обозрения CAD / CAM заготовок

Толщина	Кол-во	Воск						
		серый	бежевый	белый	синий	зеленый	80, дентин	
		нормально твердый (твердость 2)	твердый (твердость 3)	твердый (твердость 4)	твердый (твердость 4)	эластичный (твердость 1)	мягкий (твердость 0)	
		слегка эластичный микровоск				модельное литье	формуемый	
Ø мм		Ø 98,5	Ø 95,0	Ø 98,5	Ø 98,5	Ø 98,5	Ø 98,5	Ø 98,5
Артикул		791-....	791-....	792-....	793-....	794-....	795-....	796-....
14,0 мм	1 штук	0014		0014	0014	0014		
	12 штук				0114	0114		
16,0 мм	1 штук		0116					0016
20,0 мм	1 штук	0020	0120	0020	0020	0020	0020	
	12 штук				0120	0120		
25,0 мм	1 штук				0025	0025		
30,0 мм	1 штук				0030	0030		
		Ø 98,5 мм	Ø 95,0 мм					
Твердость (класс твердости) 1 до 4 = 1 эластичный, 4 очень твердый								

CAD / CAM Металл		
Solibond C plus заготовки		
Толщина	Кол-во	Металл
Ø мм		Ø 98,5
Артикул		969-....
10,0 мм	1 штук	9010
12,0 мм	1 штук	9012
13,5 мм	1 штук	9013
15,0 мм	1 штук	9015

CAD / CAM Металл		
Заготовки CoCr Sintermetall		
Толщина	Кол-во	Металл
Ø мм		Ø 98,5
Артикул		969-....
10,0 мм	1 штук	9110
12,0 мм	1 штук	9112
14,0 мм	1 штук	9114
16,0 мм	1 штук	9116
18,0 мм	1 штук	9118
20,0 мм	1 штук	9120

CAD / CAM восковые заготовки



- собственный рецепт изготовления стабильного воска. Допускаются работы даже на маленьком участке поверхности.
- гомогенная поверхность - зеркально гладкие объекты
- пункт плавления 120°. Восковая стружка не плавится и не засоряет машину
- термостабильный микровоск, выгорает без остатка и подходит к любой паковочной массе



CAD / CAM восковые заготовки для фрезерования бюгелей

- стабильная форма и объем
- не ломается
- Высокая четкость контура



CAD / CAM Восковая заготовка 80, дентин

- Очень хорошо моделируемый
- Пониженная точка плавления (80°)
- Покрывается цервикальным воском
- Моделируемый моделировочным воском
- чисто соскабливается - зеркально гладкие поверхности
- микровоск, выгорает без остатка и подходит к любой паковочной массе (термостабильный)
- (при сухом фрезеровании применять однозубый фрез)



Solibond C плюс заготовки, сплав кобальт - хром CoCr

- очень хорошая биосовместимость
- Подходит для лазерной технологии
- Быстрое достижение блеска при полировании
- Оптимальная связь с керамическими материалами

Твердость по Виккерсу 330 HV
Удлинение: 6,5 %
КТР (20 - 600°C) $14,4 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Co %	Cr %	Mo %	Si %
63	29	5,8	1,2



Заготовки CoCr Sintermetall

- минимальный износ фрез
- минимальная обработка после фрезеровки
- оптимальное сцепление с керамическими массами
- прекрасная биосовместимость, подходит для лазерной технологии

Твердость по Виккерсу 285 HV
Удлинение: 10,0 %
WAK (20 - 600°C) $14,1 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Co %	Cr %	Mo %	Mn %	Fe %	C %	Ni %
Balance	27,5-29,5	5,5-6,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

Предварительно синтеризированные и стабилизированные оксидом иттрия циркониевые заготовки для коронок и мостов



Ø 98,5
мм



Ø 95,0
мм

Цирконевая заготовка K2 Прозрачный

- результат выглядящий наиболее натурально и эстетично
- уменьшенная степень яркости за счет повышенной степени прозрачности
- незначительная отражаемость света
- естественным образом подходит под цвет остальных зубов
- пригоден для большепролетных мостов, состоящих из 14 (и менее) элементов с не более чем двумя понтиками расположенными непосредственно рядом друг с другом
- особо высокая степень биологической совместимости
- однородная плотность и мелкозернистая консистенция (очень маленький размер зерна) для достижения гладкой поверхности при фрезеровании
- высокая стабильность края

Плотность	6.08 г/см ³
Прочность на изгиб (биаксиальная)	>1100 МПа
Размер зерна	<0.4 μm
Прочность на разрыв	5 МПа м
Твердость по Виккерсу HV10	1250
Степень прозрачности (1 мм, D65)	41 %
КТР	10 10 ⁻⁶ /К
Теплопроводность	2.5 Вт/(м·К)
Растворимость	≤50 μg/cm ²

Рекомендация: Применение жидкости для циркония DIP & BRUSH K2 Zirkonliquid для окраски фрезерованных элементов в соответствующий цвет зуба

Толщина		Кол-во		Циркон	
				прозрачный	
Ø мм				Ø 98,5	Ø 95,0
Артикул				397-....	397-....
10,0 мм	1 штук	0010		1010	
12,0 мм	1 штук	0012		1012	
14,0 мм	1 штук	0014		1014	
16,0 мм	1 штук	0016		1016	
18,0 мм	1 штук	0018		1018	
20,0 мм	1 штук	0020		1020	
25,0 мм	1 штук	0025		1025	




Geo 5
K2 CAD CAM Цирконевая заготовка

5 цветовых слоёв для плавного перехода

5 степеней прочности

5 степеней прозрачности



до покраски и глазирования



работа покрашена и глазирована

Слой	Размер слоя	Прозрачность	Твёрдость
1	23%	47%	≥ 800
2	18%	46,5%	≥ 850
3	18%	46%	≥ 900
4	18%	45%	≥ 1000
5	23%	44%	≥ 1100

Geo 5 - K2 CAD CAM Цирконевая заготовка					
Цвет	Артикул	Толщина			
		14 мм	16 мм	18 мм	20 мм
A1	396-90..	..14	..16	..18	..20
A2	396-91..	..14	..16	..18	..20
A3	396-92..	..14	..16	..18	..20
A3,5	396-93..	..14	..16	..18	..20
B1	396-94..	..14	..16	..18	..20
B2	396-95..	..14	..16	..18	..20
C2	396-96..	..14	..16	..18	..20
BL1	396-97..	..14	..16	..18	..20
BL2	396-98..	..14	..16	..18	..20

DIP & BRUSH



CARAMISTA-PURE
excellence line набор кисточек
(02/04) Кат. № 314-5000



Жидкость для циркония Dip & Brush K2 CAD/CAM

Жидкость Dip & Brush K2 применяется как для индивидуализированной раскраски работы (техника раскрашивания), так и для полной равномерной окраски работы при помощи макания (техника макания) до синтеризации циркония.

Жидкость для циркония на водной основе доступна в объеме 100 мл. в 7 цветах дентина и 2 цветах эмали.






Техника макания:

Для последующего более комфортного послойного нанесения керамической массы целесообразно предварительно окрасить каркас в один из цветов дентина посредством макания. Это уменьшит степень выраженности белого цвета каркаса из циркония и работа будет выглядеть абсолютно естественно и эстетично даже в самых тонких областях вследствие меньшей светоотражаемости.

Техника окраски:

При помощи техники раскрашивания возможно индивидуализированно раскрасить, например, полноанатомические работы в различные цвета дентина и эмали перед синтеризацией циркония. Это значительно облегчает последующую обработку работы красителями Stain и пастой глазури.



DIP & BRUSH K2
CAD/CAM жидкость для циркония, 100 мл

A1 = Кат. № 397-5001
A2 = Кат. № 397-5002
A3 = Кат. № 397-5003
A3,5 = Кат. № 397-5004
B2 = Кат. № 397-5007

C2 = Кат. № 397-5011
D2 = Кат. № 397-5014
BL1 = Кат. № 397-5017
GR3 = Кат. № 397-5019

Печь для спекания циркония



Speed Sinterofen для циркония

60 коронок или синтеризационная пластина

Нагревательные элементы из чистого дисилицида молибдена
Управление программой
LCD-дисплей
4 ступени
9 программ
Специальные функции
Сервисные программы
А-Контроль температуры
(только в комбинации с тестовым набором)
С-Чистка нагревательной камеры
Е -Регенерация нагревательных элементов
Термопара платина-родиевая (PtRh-Pt), тип S
Точность температуры при 1500 °C +/- 3 °C
Функция таймера

Технические данные

Внешние размеры (ШхВхГ)	390 x 790 x 500 мм
Макс. вместимость камеры	2 x Ø 120/30 мм
Температура макс.	1650°C
Нагревающие элементы	4 x MoSi2
Мощность макс.	3200 W
Напряжение	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Программируемый шаг нагрева	1-99 °C/мин (настраиваемый)
Вес	60 кг

Speed Sinterofen
для циркония

Кат. № 483-4000



Печь для синтеризации оксида циркония Tabeo

- Нагревающие элементы из дисилицида молибдена
- Сервисные программы:
 - А - Контроль температуры (только в сочетании с тестовым набором)
 - С - Чистка камеры нагрева
 - Е - Восстановление нагревающих элементов

Управление программой:

- 7-сегментный LED
- 4 ступени
- 9 программируемых позиций
- Особые функции
- Точность температуры при 1500°C +/- 3 °C
- Функция таймера

Технические данные

Внешние размеры (ШхВхГ)	400 x 600 x 400 мм
Высота камеры обжига	42 мм
Ёмкость	1 чаша Ø 100 мм x 30 мм
Температура макс.	1650°C
Нагревающие элементы	4 x MoSi2
Мощность макс.	1500 W
Напряжение	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Макс. программируемый шаг нагрева	25 °C/мин
Вес	55 кг



Печь для синтеризации оксида циркония Tabeo

Кат. № 483-1000



Печь для синтеризации металла Tabeo

30 единичных коронок или заготовок

- Нагревающие элементы из дисилицида молибдена
- Сигнальная система синтеризации, Ø 120 мм x 30 мм / METAL (Set)
- Управление программой:
 - 7-сегментный LED
 - 4 ступени
 - 9 программируемых позиций
 - 4 установленные программы
- Регулируемая ручная подача защитного газа
- Функция таймера

Технические данные

Внешние размеры (ШхВхГ)	530 x 680 x 460мм
Высота камеры обжига	92 мм
Ёмкость	1 чаша Ø 120 мм x 30 мм
Температура макс.	1400 °C
Нагревающие элементы	4 x MoSi2
Мощность макс.	1600 W
Напряжение	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Макс. программируемый шаг нагрева	40 °C/мин
Вес	80 кг

Печь для синтеризации металла Tabeo Кат. № 483-3000



SOLIBOND C plus Порошок

Для применения в области лазерных технологий

Наиболее важным компонентом, помимо аппарата SLM, является металлический порошок. Он во многом определяет качество металлической конструкции, обработанной лазером.

SOLIBOND C plus - порошок с диапазоном -10 / +63 микрон, выпускается в Германии при помощи защитного газа и с соблюдением производственных критериев. Каждая партия допускается к продаже только после проверки соответствия критериям качества. Регулярные контрольные пробы гарантируют, что клиент всегда получает первоклассный металлический порошок. Популярный сплав SOLIBOND C plus зарегистрирован почти во всем мире и пользуется высоким доверием среди пользователей. Благодаря изолированной подаче материала порошок остается всегда сухой и сыпучий.

- очень точный размер
- гладкая поверхность объектов
- тонкая и однородная структура

Твердость по Виккерсу 280 HV
Удлинение: 10,1 %
КТР (20 - 600°C) $14,0 \cdot 10^{-6} K^{-1}$

Co %	Cr %	Mo %	W %	Nb %	Si %
63	24	2,9	8,1	0,9	1,1

SOLIBOND C plus порошок, 5000 г

Кат. № 969-5000

А		
Ароматизированные прикусные валики	105	
Ароматизированные прикусные палочки	105	
Б		
Базисные восковые пластины, розовые	102	
БЛОК «МОНОЛИТ» THOWAX	39	
В		
Вертикальные литники	45	
Воск Боксинг, красный	19	
воск для блокировки поднутрений	24	
воск для блокировки поднутрений	24	
воск для блокировки поднутрений	58	
Воск для диагностики	32	
Воск для цельнокерамических систем	38	
Воск липкий, бежевый	37	
воск липкий, неоново-розовый	37	
Восковые кламмерные профили	51	
Восковые кламмерные шаблоны	51	
Восковые прикусные пластины, ароматизированные	104	
Восковые проволоки	47	
Восковые промежутки, синие	45	
Восковые прутки PROFILSTÄBE	53	
Восковые прутки круглые CONSEQUENT	52	
Восковые ретенции с краевой кромкой, красные	54	
Восковые ретенционные решетки	55	
Восковые сетки, красные	55	
Воскотопки	71	
воск Ретенционные перлы, синие	58	
Вытяжное устройство	113	
Г		
гипс	18	
Д		
Диамантовый разделительный диск для керамики	96	
Диск отрезной	96	
Ж		
Жидкость для циркония	121	
Жидкость, сглаживающая поверхность воска	44	
Жидкость, сглаживающая поверхность воска	59	
З		
Заготовки CoCr Sintermetall	117	
запасные полотна	18	
Затвердитель	62	
И		
Изолирование	25	
изолирующая жидкость	12	
изолирующая жидкость	98	
Изолирующая жидкость	25	
Изолирующий карандаш	25	
Инструмент для шлифовки	114	
К		
Керамические массы	85	
Кисточка для воска	44	
Кисточки для керамики	95	
Кисть	14	
Кламмерные шаблоны / профили	50	
компрессор	112	
Компьютер	108	
Л		
Литейная воронка	58	
Литейный воск зеленый	56	
Литейный воск с рифлением	57	
Лобзик для моделей	18	
М		
Магнитная подставка	11	
Маркировочный карандаш	20	
Масса для дублирования, зеленая	63	
Материал для блокировки области поднутрения	24	
Металлическая фольга покрытая воском,	104	
Металлы	80	
Многофункциональный кламмер CONSEQUENT	50	
Моделировочные инструменты ARTLINE	66	
Моделировочные насадки	68	
Моделировочный воск	32	
Моделировочный воск	36	
Моделировочный воск SPECIAL	103	
Моделировочный воск SPEZIAL	103	
Моделировочный воск SUPERPINK	103	
Моделировочный воск в чипах CONTACT	8	
Моделировочный светоотверждаемый материал	73	
МОНИТОР (24") ACER	108	
Муфельная система	78	
Мягкие диски для полировки	79	
Н		
набор кисточек	14	
Наконечник	68	
Наконечники для электрошпателя IQ Waxer NT light	70	
Не ароматизированные прикусные валики	104	
О		
Окклюзионный порошок	44	
Окклюзионный спрей	79	
П		
Паковочные массы	76	
Палитра для глазурь, удерживающая влагу	94	
Палитра для керамики	94	
Паста глазурь для пресс-керамики	91	
Паста для полирования	99	
Паста для топливного носителя	15	
Периферийный воск, красный	19	
Печь для синтеризации металла Tabeo	123	
Печь для синтеризации оксида циркония Tabeo	122	
Пластиковые ретенции	58	
Погружные воска	30	
Подготовительный воск розовый	56	
Подставка для воска	9	
Подставка для наконечника	68	
Полоски для бюгеля нижней челюсти CONSEQUENT	52	
Прибор PRECI NT SHUTTLE II / IV	72	
Принадлежности для керамики	96	
Р		
Ретенции дугообразные с кромкой	54	
Ретенции перемишки	55	
Ретенции решетки с кромкой	54	
Ретенции с круглыми отверстиями	54	
Ретенции с овальными отверстиями	54	
Ретенции с отверстиями с кромкой	54	
Ретенционные решетки	55	
Ретенционные решетки	55	

Ретенционные решетки диагональные	55	A	Aqua Spacer	12
Ретенционные решетки с круглыми отверстиями	55		ARTLINE	66
С			ARTLINE N-A-T	67
Светоотверждаемые материалы и приборы	72		ARTLINE plus	67
светоотверждаемый материал	24		ARTLINE в честь Jochen Peters	66
Светоотверждаемый материал	73	B	BLUE MARKER	79
Силикон для дублирования, синий	63		Build Up Resin LC	73
Силиконовая опока	78	С		
Синий маркер	79		CAD / CAM восковые заготовки	117
Синтеризационная печь	122		CAD / CAM заготовки	116
Сканеры	111		Caramista	95
Смываемые компенсационные лаки	27		Caramista N	95
Специальные воска THOWAX	37		Caramista pure	14
Спрей для сканирования	110		Ceramik Humidor	94
Средство для снятия поверхностного напряжения ..	44		COBAVEST	77
Средство для снятия поверхностного напряжения ..	59		CONSEQUENT	58
стекляная палочка для керамики	96		CONSEQUENT восковая проволока	47
Стоматологические инструменты	114		CONTACT	9
Т			CONTACT-E	9
У			CREATION SET	32
Универсальный воск CONSEQUENT	59		CUTEX	24
универсальный клей	58		CUTEX BOND	24
Упрочнитель штампа	23	D		
Ф			DEBUBBILIZER	59
Фетровые диски	99		DESKTOP EXOCAD PC INTEL i7	109
Фрезерный станок	115		DESKTOP MILLING PC Intel i5	109
Фрезы	114		DETON синяя восковая проволока	47
Фрезы для циркония	13		DIA-GLACE	99
Ц			DIA-GLACE-SOFT	99
Цирконевая заготовка K2	118		DIA QUICK	99
Ш			DIE BLOC	24
Шкаф для керамики (пустой)	98		DIE HARDENER 0 мкм	23
Э			Digi Mill 4 wet +	115
Электрошпатели	69		digi MILL ⁵ dry	115
			Digiscan-Spray	110
			Dip & Brush K2 CAD/CAM	121
			Dippy easy	71
			DUO DIP	31
			DUOVEST	76
			DURON зеленая восковая проволока	47
		E		
			easy Waxer	69
			easy Waxer duo	69
			ELASTO DIP	30
			excellence line	8
			Exocad	108
		F		
			FINALE	44
			FINALE	59
			Fix Firing Paste	15
		G		
			Geo 5	119
		I		

IQ QUADRO STICKS	46
IQ STICKS круглые	46
IQ WAXER NT light.	70
IQ Воск для диагностики, дентин	32
IQ Литейные балки,	46
IQ Моделировочный воск	40
IQ Специальные воска	41
ISO QUICK	25
K	
K2 CAD CAM Цирконевая заготовка.....	119
K2 HF	89
K2 LF	91
K2 LF press.....	91
K2 Li	85
K2 Lube.....	12
K2 Lube	98
K2 Press-universal	77
K2 Плунжеры для прессования.....	78
L	
LIGHT SPACER.....	23
LOT UNIVERSAL	80
M	
MAGIC DISC.....	96
Magic-Glass-Stick	96
MASTER DIP.....	31
N	
NAWAX COMPACT	41
P	
PRECI DIP	30
PRECIGEL	63
PRECISIL	63
PRECI TRAY.....	73
S	
SAKURA	20
SATI BRUSH	79
SCAN BOX	111
SOLIBOND C plus	81
SOLIBOND C plus Порошок	123
Solibond C плюс заготовки,	117
SOLIBOND N	80
SOLIDUR CoCr	81
SOLIDUS 80 & SOLIDUS 84.....	102
SPACER	20
Speed Sinterofen для циркония.....	122
Stain Humidor	94
STEAM OFF	27
STICK-ON-WACHS	37
SURFACE Marker	97

T	
THINNER растворитель лаков	22
THOWAX.....	36
U	
UVA	72
V	
Vario.....	11
Vario S	11
Vinyl 3D-Scanner.....	111
VKS	38
W	
WAX GIANT	33
Y	
YETIDUR	62
YETI EXPANSION	76
YETI EXPANSION plus	77
YETI LUBE.....	25
YETI ROCK	18
YETIVEST.....	76
Z	
Zubler Z1 CAM.....	113



Konzept & Design: Anke Biskupski, Engen

03.2022 V4 by YETI Dental



YETI Dentalprodukte GmbH



YETI Dentalprodukte GmbH

YETI Dentalprodukte GmbH · Industriestrasse 3 · D-78234 Engen · Germany
yeti-dental.com · e-mail: info@yeti-dental.com
dentalwax.com